

LABELLING LAYOUT SHEET

ISSUE - 1

Title - IFU Portex Blue Line Ultra Suctionaid Tracheostomy Tube.

English - en	German - de	Danish - da	Spanish - es	French - fr	Greek - el	Italian - it	Dutch - nl	Portuguese - pt
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Swedish - sv	Norwegian - no	Finnish - fi	Czech - cs	Polish - pl	Hungarian - hu	Turkish - tr	Estonian - et	Latvian - lv
Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Romanian - ro	Bulgarian - bg	Slovak - sk	Slovenian - sl	Lithuanian - lt	Russian - ru	Croatian - hr	Japanese - ja	
N	N	N	N	N	N	N	N	

SECTION 1 - Instructions For Use

C.C.N. 004/000/002

Print Revision level - 1

INFORMATION SHOWN:- Print layout on IFU (Not to scale)**NOTES:**

A) The layouts comply with the requirements of 'SOP 15.02 - Labelling (Issue 7)', except for the following deviations, which adhere to Issue 1 of corporate policy CP30:

- Updated glossary with 'latex free', 'RXonly', 'Do not use if package is damaged' symbols included. Symbols not relevant to the product removed.
- Registered trademark symbol ® placed next to trademarks.
- Revised trademark statement.
- Smiths logo included without text beneath.
- New language symbols.
- Revised company names, with addresses, from Portex to Smiths Medical and text 'USA Representative:' before USA address changed to 'Distributed by:'.
- Australian address included.

B) R & SA, R & D and Marketing signatures not required as artwork format change only, no change to the instructions for use text.

Last Change; PCN 5849 PWR 4100 This artwork replaces 004/000/994.

- Change to print colour from blue to Process Black
- Portex logo replaced by word Portex and symbol ® in the product title
- Smiths logo included without text beneath
- Revised company names, with addresses
- Revised trademark statement.

Packaging / Date	Design Authority R & S A / Date	Marketing / Date
<i>Signature held on master</i>	<i>(First Issue Only) Signature held on master</i>	<i>(First Issue Only) Signature held on master</i>
Compiled By - J Drover	Design Authority R & D / Date	Date Effective
<i>Signature held on master</i>		24th February 2006
Compilation Date - 23/02/06	(First Issue Only)	Sheet 1 of 26

Portex®

Blue Line Ultra® Suctionaid®

Tracheostomy Tube

- en

INSTRUCTIONS FOR USE
- de

GEBRAUCHSANLEITUNG
- da

BRUGSANVISNING
- es

INSTRUCCIONES DE USO
- fr

MODE D'EMPLOI
- el

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- it

ISTRUZIONI PER L'USO
- no

BRUKSANVISNING

- nl

GEbruiksAANwIJZING
- pt

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- sv

BRUKSANVISNING
- fi

KÄYTTÖOHJEET
- cs

NAVOD K POUŽITÍ
- pl

INSTRUKCJA STOSOWANIA
- hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Smiths Medical International Ltd.
Hythe, Kent, CT21 6JL, UK
Tel: +44 (0)1303 260551
www.smiths-medical.com

Distributed by:
Smiths Medical ASD, Inc
Keene, NH 03431, USA

Australian Representative:
Smiths Medical Australasia Pty, Ltd.
61 Brandl Street, Eight Mile Plains,
QLD 4113, Australia.
Tel: +61 (0) 7 3340 1300

© 2006 Smiths Medical family of companies
All rights reserved.
CCN 004/000/002-1



English


Portex® Blue Line Ultra®

Suctionaid® Tracheostomy Tube

INSTRUCTIONS FOR USE

These instructions are intended for use with the following Portex® products:

- 100/860/060-100 Tracheostomy Tube, Suctionaid® Soft-Seal® Profile® Cuff, size 6.0-10.0mm, suction control valve, neck tapes, identification labels
- 100/870/060-100 Tracheostomy Tube, Suctionaid® Smooth Inner Cannula, Soft-Seal® Profile® Cuff, size 6.0-10.0mm, suction control valve, tube holder, cleaning brush, identification labels
- 100/880/060-100 Tracheostomy Change Kit, Suctionaid® Smooth Inner Cannula, Soft-Seal® Profile® Cuff, size 6.0-10.0mm, Seldinger 7 tip guidewire, suction control valve, tube holder, cleaning brush, identification labels



Tracheostomy Tube O.D. (mm)	Tracheostomy Tube I.D. (mm)	Tracheostomy Tube Length "C" (mm)	Ø	Jackson Size (approx.)	Inner Cannula I.D. (mm)	Cuff Inflating Diameter (mm)
9.2	6.0	64.5	105°	5	5.0	20
10.5	7.0	70.0	105°	6	5.5	24
11.3	7.5	73.0	105°	7	6.0	30
11.9	8.0	75.5	105°	8	6.5	30
12.6	8.5	78.0	105°	-	7.0	30
13.3	9.0	81.0	105°	-	7.5	30
14.0	10.0	87.5	105°	10	8.5	30

WARNING:

- READ THE COMPLETE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USE
- THIS DEVICE MUST ONLY BE USED BY CLINICIANS TRAINED IN ITS USE

NOTE: 1 Use only Blue Line Ultra® Inner Cannula with Blue Line Ultra® Tracheostomy Tubes.
2 The use of an Inner Cannula reduces the airway diameter by 1.5mm (excluding size 6.0mm tracheostomy tube which reduces the airway diameter by 1.0mm).
3 Do not use Portex® Corrugated Inner Cannula (100/528; 100/522) with Blue Line Ultra® Tracheostomy Tubes.

Description

- A sterile range of single use Tracheostomy tubes manufactured from clear biocompatible Polyvinyl Chloride (PVC) incorporating the following features:
- Smooth arc shaped design with tapered tip to assist placement and removal of both tracheostomy tube and smooth inner cannula with minimal disruption to patient's anatomy.
 - Thermosensitive material with sufficient initial rigidity for insertion which then conforms to the individual patient's upper respiratory tract at body temperature ensuring minimum trauma.
 - 15mm connector for connection to anaesthetic or ventilator breathing circuit is located on the tube not the Inner Cannula.
 - Anatomically shaped flexible flange for improved patient comfort and improved security of the Tracheostomy tube.
 - New Profile® Soft-Seal® cuff design with reduced bulk and smooth transition to tracheostomy tube to improve ease of insertion.
 - A hollow obturator with atraumatic tip for use with or without guide wire for improved ease of insertion.
- The obturator retaining clips prevent obturator movement during insertion.

- A blue cuff inflation line and pilot balloon with integral Luer check valve for inflating and monitoring the cuff.
- A clear suction line terminating above the cuff which allows any pooled secretions to be aspirated. The suction line terminates with a connector for suction devices and a Luer port to connect to either a syringe or the vacuum control valve which is included in the pack.
- Self-adhesive Patient Notes Label providing tracheostomy tube size and manufacturing batch details.

The range is available in a number of pack configurations as listed below:

Tracheostomy Tube:

Available cuffed in sizes 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 10mm I.D.
Complete with hollow obturator and tracheostomy tapes.

Tracheostomy Tube with Smooth Inner Cannula:

Available cuffed in sizes 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 10mm I.D. with two appropriately sized single patient use smooth inner cannulae, cleaning brush, tracheostomy tube holder and hollow obturator.

Tracheostomy Change Kit

Available cuffed in sizes 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 10mm I.D. with two appropriately sized single patient use smooth inner cannulae, cleaning brush, tracheostomy tube holder, 1" tip tube change guide wire, and hollow obturator.

Inner Cannula:

Two single patient use smooth inner cannulae for sizes 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 10mm Tracheostomy tube.
For full details on kit contents and ordering information consult the relevant product literature.

Indications for Use

Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® Tracheostomy Tube is indicated for airway maintenance of tracheostomised patients. Suctionaid® allows aspiration of contaminated mucous and subglottic secretions that collect and build up between the tracheostomy tube cuff and the glottis.

Contraindications

There are no known contraindications for use of this device.

Relative Contraindications

Morbid obesity and/or neck oedema (skin to trachea distance may render tracheostomy tube too short)

Adverse Reactions

Reported adverse reactions associated with tracheostomy tubes are many and diverse. Consult standard textbooks and medical literature for specific adverse reaction information.

Warnings


- 1 Prior to removal of cuffed Tracheostomy tubes, all air must be completely removed from the cuff to prevent damage to the trachea and stoma.
- 2 If the Tracheostomy tube is lubricated prior to insertion, ensure the lubricant does not occlude the lumen of the tube preventing ventilation of the patient.
- 3 Do not inflate the cuff with a measured volume of air, or by feel of pressure from the syringe, since little resistance should be felt during inflation.
 - ⊗ During anaesthesia, nitrous oxide may diffuse into the cuff causing an increase or decrease in cuff pressure.
 - ⊗ Cuff pressures should be monitored and adjusted routinely. Overinflation of the cuff may result in permanent damage to the trachea.
 - ⊗ Contact with electro surgery electrodes or laser surgery beams must be avoided because PVC will produce toxic fumes in air or ignite in an enriched oxygen environment (e.g. anaesthesia).
 - ⊗ Do not use this Tracheostomy tube in patients with abnormal upper airway anatomy or pathology as this may result in partial total airway obstruction.

Precautions

- 1 The security of all breathing system connectors should be checked when the circuit is established and frequently thereafter. Disconnection may be facilitated with the use of a disconnection wedge (100/555/000).
- 2 Patients should be adequately humidified (e.g. using the Portex® Thermomvent® T 100/570/015) to minimise encrustation of the Tracheostomy tube and/or inner cannula lumen and prevent mucosal damage.
- 3 The patency of the Tracheostomy tube lumen must be assured by regular suctioning and regular cleaning of the inner cannula (if one is used). Check routinely and replace as required to maintain a patent airway. Maximum recommended period of use 30 days.
- 4 Cuff pressure and volume should be monitored, adjusted and recorded routinely so that damaging overinflation or aspiration from underinflation does not occur.
- 5 Devices used in or during inflation of the cuff must be clean and free from all foreign matter. The inflation device should be removed from the inflation valve immediately after use, and the dust cap fitted. Test inflate the cuff before insertion.
- 6 Guard against cuff damage by avoiding contact with sharp edges.
- 7 The inflation line valve may interfere with Magnetic Resonance Imaging (MRI) picture clarity. Ensure the valve is positioned away from the area being scanned.
- 8 Care should be taken to ensure that the inner cannulae do not become linked or damaged during cleaning, and that no linked or damaged inner cannulae are re-inserted into the Tracheostomy tube.
- 9 Following insertion, verify the tube position and the location of the fenestra, for example by means of a chest X-ray.
- 10 If Portex® Tracheostomy tubes are used outside the hospital, the patient must be instructed by a healthcare professional in the safe use and handling of the product. A patient care booklet is also available from Smiths Medical Customer Services.
- 11 Only sterile saline should be used to clean accessible parts of the tracheostomy tube whilst in-situ. If the tracheostomy tube is removed from the patient, it must be discarded.
- 12 Do not use any abrasive cleaning implements to clean the inner cannula. Use only the cleaning brush provided. Do not use this brush to clean the tracheostomy tube.
- 13 Blue Line Ultra® Tracheostomy Tubes and Inner Cannula are designed and intended for single patient use. They should not be re-sterilised by any method.
- 14 Repositioning of the in-situ tracheostomy tube while the cuff is inflated should be avoided.
- 15 When suctioning via the suction line has been completed the suction device including the control valve should be removed, and the suction line capped to minimise the risk of infection.
- 16 **Caution:** Federal (USA) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Instructions for use

- 1 The integrity of the cuff and inflation system should be checked prior to insertion.
- 2 Prior to insertion check that the obturator can be removed from the tube having first released the retaining clips by means of a slight twist. Check that the inner cannula (where fitted) can be inserted and removed from the tracheostomy tube. Re-insert the obturator ensuring that it clicks into position.



5

Replacing the Inner Cannula

- 1 Disconnect the tracheostomy tube from the breathing system
- 2 Remove the old inner cannula
- 3 Insert a new or spare inner cannula
- 4 Reconnect the breathing system and check for security
- 5 Clean or discard the old inner cannula

Inner Cannula Cleaning Instructions

Daily cleaning of the inner cannula is recommended or whenever the inner cannula becomes contaminated by mucus or secretions. This period of time will vary according to the individual patient's needs.

Always remove the inner cannula from the Tracheostomy tube for cleaning.

- 1 Soak the inner cannula in sterile saline or mild detergent solution for up to 15 minutes.
- 2 Agitate the inner cannula in the solution to loosen any secretions. Using the cleaning brush provided to help remove any dried or sticky secretions.
- 3 After soaking and cleaning rinse the inner cannula and cleaning brush with fresh sterile saline solution.
- 4 Allow to dry naturally. Once the inner cannula is clean and dry it should be stored clean and dry and free from particulate-matter.

English

Portex® Single Use Tracheostomy Tube Holder

INSTRUCTIONS FOR USE

Ref: 100/503/200

With the tracheostomy tube connector pointing towards you:

- 1 Take the holder and ensure that the Portex® logo is facing away from you.
- 2 Open out one of the narrow Velcro straps (A), and thread it all the way through the back of the tracheostomy flange (B) through the left-hand hole.
- 3 Fold the narrow strap (A) back and secure to the wide band material.
- 4 Pass the holder behind the patient's neck and repeat 2 and 3 for the right-hand side.
- 5 Adjust the holder using the wide Velcro strap (D) to fit the patient, ensuring the holder is securely joined.

One size fits all adults

The Smiths design mark, Portex, Profile, Soft-Sed, Suctionaid, Blue Line Ultra and Thermomvent are trademarks of the Smiths Medical family of companies. The symbol "®" indicates the trademark is registered in the U.S., Patent and Trademark Office and certain other countries. All other names and marks mentioned are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners. © 2006 Smiths Medical family of companies. All rights reserved.

"Velcro" is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

7

- 8 If when using the Tracheostomy Change Kit the guide wire is damaged during the procedure, it may be difficult to continue. In these cases it may be possible to proceed only if:

- (a) the damaged section of guide wire can be advanced into the trachea, and
- (b) there is sufficient length of undamaged guide wire remaining that the obturator does not need to pass over the damaged section.

If the guide wire cannot be salvaged or there are any doubts about using the damaged guide wire, then a new Tracheostomy Change Kit and guide wire should be used.

- 9 Do not lubricate the inner cannula as this may occlude the inner cannula and prevent the inner cannula being retained within the tracheostomy tube.
- 10 If it is not possible to remove the inner cannula from the tracheostomy tube, do not try to forcibly remove. Both the inner cannula and tracheostomy tube should be removed together and replaced with a new tracheostomy tube and inner cannula.
- 11 Where an inner cannula is used, ensure that it is both the correct diameter and length for the tracheostomy tube in use. Size markings are provided on the tube flange, pack labels and additional patient labels to help identify the correct inner cannula to use. Use only an inner cannula that is supplied specifically for use with the Portex® Blue Line Ultra® range.
- 12 Use of an inner cannula of the wrong diameter may cause difficulties in introduction or unnecessarily restrict gas flow. An inner cannula which is too long may protrude excessively from the outer tube, leading to tracheal damage or occlusion. Use of an inner cannula which is too short may lead to build-up of secretions which could cause infection or blockage. Tracheostomy tubes must be changed regularly to suit individual patient's needs.
- 14 The use of an Inner Cannula reduces the airway diameter by 1.5mm (excluding size 6.0mm tracheostomy tube which reduces the airway diameter by 1.0mm).
- 15 During and after attachment of the breathing system to the tracheostomy tube connector, avoid application of excessive rotational or linear forces on the tube to prevent accidental disconnection or occlusion.
- 16 Never insert the guidewire into a tracheostomy tube with the red 'r' tip straightener in place to avoid aspiration of the straightener. Use the appropriate tracheostomy change kit (100/820).
- 17 Ensure that secretions are suctioned from above the cuff immediately before deflating the cuff of the tracheostomy tube in order to minimise secretions entering the lungs on cuff deflation.
- 18 Do not suction/lavage through suction lumen with cuff deflated to avoid solutions entering the lungs.
- 19 Do not use a decannulation cap with this product. The decannulation cap is indicated for use only with fenestrated tracheostomy tubes.
- 20 If a serial percutaneous tracheostomy dilator is used as a loading dilator/obturator to insert this tracheostomy tube, ensure the dilator can be inserted and removed from the tracheostomy tube without undue force before use.
- 21 If the suction lumen is used for vocalisation, avoid using excessive pressure and/or high oxygen flow rates to avoid trauma to the trachea.
- 22 The suction lumen must not be used for vocalisation in a freshly formed stoma as air intended for vocalisation may leak through the stoma preventing speech or cause surgical emphysema.
- 23 The suction lumen must never be used for vocalisation in patients with upper airway obstruction as the air supply may result in a build up of pressure in the subglottic space.
- 24 Suctionaid® does not eliminate the need for routine endobronchial suctioning and oral hygiene procedures.
- 25 Do not fit an inner cannula when using a tracheostomy tube in conjunction with a right-angled connector that incorporates a co-axial fresh gas tube which protrudes into the connector lumen (e.g. Norman elbow). The protruding fresh gas tube could occlude the inner cannula, restricting expiratory flow of gas, resulting in barotrauma/hypoxia.

4

- 3 A small amount of water soluble lubricant can be applied to the outer tube and obturator tip to ease insertion.
- 4 Insert the Tracheostomy tube in accordance with currently accepted medical techniques and remove the obturator.
- 5 Inflate the cuff (where fitted) with the minimum amount of air to provide an effective seal.
- 6 Secure the Tracheostomy tube with the cotton tapes or Portex® Tracheostomy tube holder (100/503/200) (if provided).
- 7 Insert the inner cannula (where fitted) into the tracheostomy tube. Be sure that the inner cannula is securely inserted. A slight snap should be felt indicating proper positioning.

NOTE: The inner cannula should be routinely checked, cleaned or replaced at regular intervals.

- 8 Remove rectangular Patient Notes label from the backing sheet and add to the patient's notes in order to record details of the tracheostomy tube used.
- 9 Remove the Tracheostomy Flange Tag from the backing sheet (removing the circular 'cut-out'), fold in half and place over the tracheostomy tube 15mm connector in order to aid identification of the size of tube used and, if appropriate, alert the clinical staff to the presence of fenestrations.

- 10 Two inner cannulae are provided so that one inner cannula can continue to be used whilst the other inner cannula is cleaned.
- 11 Check the inner cannula prior to insertion/re-insertion and discard if kinked or damaged. Replacement inner cannulae are available (100/830).

If the Tracheostomy Change Kit with guidewire is used, the following additional procedures should be performed.

- 12 Ensure that the guide wire runs smoothly through the obturator of the new Tracheostomy tube.
- 13 Insert the guide wire into the indwelling Tracheostomy tube 7" up first, and feed the guide wire until at least 10cm lies in the Tracheostomy tube and trachea.
- 14 Confirm free movement of the guide wire within the Tracheostomy tube.
- 15 Remove the indwelling Tracheostomy tube and, to help ensure that the guide wire is not damaged, anchor the free end of the guide wire with forefinger and thumb, advance the new Tracheostomy tube over the guide wire into the trachea.
- 16 Remove the obturator and guide wire leaving the Tracheostomy tube in place, and secure the Tracheostomy tube with the Portex® Tracheostomy tube holder (100/503/200) provided.
- 17 Following Tracheostomy tube change it is advisable to suction the trachea and Tracheostomy tube to establish that the airway remains clear. Any bleeding caused by the tube change could lead to clot formation in the airway producing severe airway obstruction.

Using the Suctionaid®

- 1 Check the suction port located above the cuff in the trachea and not in pre-tracheal tissue following tube insertion to ensure correct function and prevent flushed saline from exiting the stoma site.
- 2 With the cuff inflated attach the suction device, either syringe or low level suction to the suction line using the suction control valve, and slowly aspirate the secretions up to a maximum suction level of 300mm Hg.
- 3 If resistance is met on aspiration, flush the suction line with either air or sterile saline and aspirate again. If resistance to installation of air or saline is still met and the instilled fluid cannot be withdrawn, the suction line may be blocked and the tracheostomy tube should be changed or an alternative means of suction instituted.
- 4 Once suctioning is complete remove the suction device including the control valve and cap the Luer port at the proximal end of the suction tube. The suction control valve is intended for single patient use and can be cleaned using sterile saline solution. Replacement suction control valves are also available (100/515/200).
- 5 If using continuous low level suction, monitor the suction pressure regularly. If the suction pressure increases disconnect the suction and follow the above procedure for resistance to suction.

6

Deutsch

Portex® Tracheostomiekanüle

Blue Line Ultra® Suctionaid®

GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende Portex® Produkte:

100/860/060-100 Tracheostomiekanüle mit integriertem Absauglumen, Soft-Seal® Manschette, Größe 6,0-10,0mm, Absaugregelventil, Halteband, Kennzeichnungsgelketten.

100/870/060-100 Soft-Seal® Manschette, Größe 6,0-10,0mm, Absaugregelventil, Halteband, Reinigungsbürste, Kennzeichnungsgelketten.

100/880/060-100 Tracheostomie-Wechselsatz, Kanüle, mit integriertem Absauglumen, glatter Innenkanüle, Soft-Seal® Manschette, Größe 6,0-10,0mm, Selbstföhrungsdraht mit J-Spitze, Absaugregelventil, Halteband, Reinigungsbürste, Kennzeichnungsgelketten.

Außend der Tracheostomiekanüle (mm)	Innend der Tracheostomiekanüle (mm)	Tracheostomiekanüle, Länge C (mm)	Ø	Jackon-Größe (ca.)	Innend der Innenkanüle (mm)	Durchmesser der Cuffauflage (mm)
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	6	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	-	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	-	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

WARNHINWEIS:

- **LESEN SIE VOR ANWENDUNG DIESES INSTRUMENTS BITTE ZUERST DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG DURCH.**
- **INSTRUMENT DARF NUR VON ÄRZTEN VERWENDET WERDEN, DIE IM UMGANG MIT DEM INSTRUMENT GESCHÜT**
- WORDEN SIND.**

HINWEIS:

- 1 Die Blue Line Ultra® Innenkanüle ist nur mit Blue Line Ultra® Tracheostomiekanülen zu verwenden.
- 2 Die Verwendung einer Innenkanüle reduziert den Luftwegdurchmesser um 1,5mm (mit Ausnahme der 6,0mm großen Tracheostomiekanüle, die den Luftwegdurchmesser um 1,0mm reduziert).
- 3 Die geföhrte Portex® Innenkanüle (100/528; 100/552) darf nicht mit Blue Line Ultra® Tracheostomiekanülen verwendet werden.

Beschreibung

Ein Sortiment steller, aus biokompatiblen Klarst-Polyvinylchlorid (PVC) gefertigter Eimal-Tracheostomiekanülen mit folgenden Eigenschaften:

- Weiche, bogenförmige Konstruktion mit abgerundeter Spitze, weiche die Platzierung und Entfernung der Tracheostomiekanüle und der weichen Innenkanüle bei minimalem Eingriff in die Anatomie des Patienten erleichtert.
- Thermosesetisches Material mit ausreichender Anlagsteifigkeit zum Einföhren, das sich bei Körpertemperatur dem oberen Respirationstrakt des einzelnen Patienten anpaßt.
- Der 15mm Konnektor zum Anschluß an einen Anästhesie- oder Beatmungskreis befindet sich an der Tracheostomiekanüle und nicht an der Innenkanüle.
- Anatomisch geformter flexibler Flansch für verbesserten Patientenkomfort und erhöhte Sicherheit der Tracheostomiekanüle.
- Neue Cuffkonstruktion mit Soft-Seal® Niederdruckballon, das Größe reduziert, einen glatteren Übergang zur Tracheostomiekanüle schafft und damit die Kanüleneinföhung erleichtert.
- Ein holler Obturator mit atraumatischer Spitze zur Verwendung mit oder ohne Föhungsdraht erleichtert die Einföhung. Halteklammern verhindern, daß sich der Obturator bei der Einföhung bewegt.
- Ein Aufblasschlauch mit blauer Manschette und ein Pilotballon mit integriertem Luer-Regelventil zum Aufblasen und Überwachen der Manschette.

8

- 7 Diese Tracheostomiekanüle darf nicht bei Patienten mit anomer Anatomie oder Pathologie der oberen Atemwege eingesetzt werden, da es in diesem Fall zu einer partiellen oder totalen Atemwegsobstruktion kommen kann.
- 8 Wenn bei Verwendung des Tracheostomie-Wechselsatzes der Föhungsdraht während der Prozedur beschädigt wird, kann die Fortsetzung des Vorgangs schwierig sein. In diesen Fällen das Verfahren nur fortsetzen, wenn:
 - (a) der beschädigte Abschnitt des Föhungsdrahtes in die Trachea vorgeschoben werden kann und
 - (b) ein so langer Abschnitt unbeschädigten Föhungsdrahtes übrigbleibt, daß der Obturator nicht über den beschädigten Abschnitt laufen muß.
- 9 Wenn sich der Föhungsdraht nicht weiterverwenden läßt oder Zweifel hinsichtlich der Verwendbarkeit des beschädigten Föhungsdrahtes bestehen, sollten ein neues Tracheostomie-Wechselsatz und ein neuer Föhungsdraht verwendet werden. Die Innenkanüle darf nicht mit Gleitmittel eingerieben werden, weil es dadurch zum Verschluf der Innenkanüle kommen kann und die Innenkanüle unter Umständen aus der Tracheostomiekanüle herausrutscht.
- 10 Wenn sich die Innenkanüle nicht aus der Tracheostomiekanüle herausziehen läßt, nicht versuchen, sie gewaltsam zu entfernen. In diesem Fall sollten die Tracheostomiekanüle und die Tracheostomiekanüle zusammen entfernt und durch eine neue Tracheostomiekanüle und Innenkanüle ersetzt werden.
- 11 Bei Verwendung einer Innenkanüle muß darauf geachtet werden, daß diese Innenkanüle den richtigen Durchmesser und die richtige Länge für die verwendete Tracheostomiekanüle aufweist. Die Größenangabe zur Wahl der richtigen Innenkanüle sind auf der Kanülenlamelle sowie auf der Packung und zusätzlich auf den Etiketten für Patienten zu finden. Es darf nur eine Innenkanüle verwendet werden, die speziell für die Anwendung mit dem Portex® Produktsortiment Blue Line Ultra® vorgesehen ist.
- 12 Die Anwendung einer Innenkanüle mit falschem Durchmesser kann das Einföhren erschweren oder den Luftstrom unötig einschränken. Eine zu lange Innenkanüle kann zu weit aus der Außenkanüle herausragen und zu Verletzung oder Obstruktion der Luftröhre föhren. Die Verwendung einer zu kurzen Innenkanüle kann Sekretansammlungen zur Folge haben, die wiederum zu Infektionen oder Blockaden föhren.
- 13 Die Tracheostomiekanülen müssen regelmäßig ausgewechselt werden, um den individuellen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.
- 14 Die Verwendung einer Innenkanüle reduziert den Luftwegdurchmesser um 1,5mm (mit Ausnahme der 6,0mm großen Tracheostomiekanüle, die den Luftwegdurchmesser um 1,0mm reduziert).
- 15 Während und nach dem Anschließen des Beatmungssystems am Konnektor des Tracheostomietubus ist ein zu starkes Öffnen oder Ziehen an der Kanüle zu vermeiden, damit es nicht versehentlich zur Diskonnektion oder zu einer Obstruktion der Kanüle kommt.
- 16 Den Föhungsdraht niemals in eine Tracheostomiekanüle einföhren, solange das Begradigungsinstrument mit der roten J-Spitze noch aufgesetzt ist, damit es nicht zur Aspiration des Begradigungsinstruments kommt. Verwenden Sie dazu das entsprechende Tracheostomie-einzelset (100/820).
- 17 Stellen Sie sicher, daß alles Sekret oberhalb der Manschette sofort abgesaugt wird, bevor Sie die Luft aus der Manschette des Tracheostomietubus ablassen, damit beim Ablassen der Luft aus der Manschette möglichst wenig Sekret in die Lunge gelangen kann.
- 18 Wenn die Luft aus der Manschette abgelassen worden ist, darf keine Absaugung/Lavage durch das Ansauglumen erfolgen, weil sonst die Gefähr besteht, daß Flüssigkeit in die Lunge gelangt.
- 19 Bitte verwenden Sie für dieses Produkt keine Dekanülierungskappe. Die Dekanülierungskappe ist nur für die Anwendung mit gefesterten Tracheostomiekanülen vorgesehen.
- 20 Wenn Sie einen seriellen perkutanen Tracheostomiedilatator als Ladedilatator/Obturator zum Einföhren dieser Tracheostomiekanüle verwenden, vergewissern Sie sich vor der Anwendung davon, daß der Dilator ohne größeren Kraftaufwand in die Tracheostomiekanüle eingeföhrt und wieder herausgezogen werden kann.
- 21 Wenn Sie Ansauglumen zur Stimmblbildung verwenden wird, sind hohe Drücke und/oder hohe Sauerstoffgeschwindigkeit zu vermeiden, damit es nicht zu Verletzungen der Luftröhre kommt.
- 22 Bei einem frisch angelegten Stoma darf das Ansauglumen nicht zur Stimmblbildung verwendet werden, da die für die Stimmblbildung benötigte Luft durch das Stoma austreten kann, was das Sprechen unmöglich macht oder die Gefähr birgt, daß ein Emphysem auftritt.
- 23 Das Absauglumen darf bei Patienten mit Obstruktion der oberen Atemwege niemals zur Stimmblbildung verwendet werden, weil die Luftzufuhr zu einem Druckaufbau unterhalb der Glottis föhren kann.
- 24 Die Suctionaid®-Absaughilfe macht die routinemäßige endobronchiale Absaugung und Mundhygienemaßnahmen nicht überflüssig.
- 25 Bei Verwendung einer Tracheostomiekanüle in Verbindung mit einem rechwinkligen Konnektor mit einem koaxialen Frischgaschlauch, der in das Konnektorumen hineinragt (z.B. Norman Ellenbogen), darf keine Innenkanüle eingesetzt werden. Der in das Lumen ragende Frischgaschlauch könnte die Innenkanüle verlegen, den expiratorischen Gasfluß behindern und zu einer Druckverletzung/Hypoxie föhren.

10

- Eine durchsichtige Absaugleitung, die oberhalb der Manschette endet und zum Absaugen von angesammeltem Sekret dient. Die Absaugleitung endet mit einem Konnektor für Absauggeräte und einem Luer-Anschluß zum Anschließen an eine Spritze oder an das im Lieferumfang enthaltene Vakuumregelventil.
- Auf dem Selbstklebe-Etikett für die Patientenunterlagen sind die Größe der Tracheostomiekanüle und die Chargennummer vermerkt.

Das Sortiment ist in den folgenden Packungskonfigurationen erhältlich:

Tracheostomiekanüle:

erhältlich mit Cuff mit einem Innendurchmesser von 6/7/7,5/8/8,5/9 und 10mm. Komplet mit hohlem Obturator und Kanülen-Halteband.

Tracheostomiekanüle mit Innenkanüle:

erhältlich mit Cuff mit einem Innendurchmesser von 6/7/7,5/8/8,5/9 und 10mm, mit zwei Eimal-Innenkanülen passender Größe, Reinigungsbürste, Tracheostomiekanülen-Halter und getunnettem Obturator.

Tracheostomie-Wechselsatz:

erhältlich mit Cuff mit einem Innendurchmesser von 6/7/7,5/8/8,5/9 und 10mm, mit zwei Eimal-Innenkanülen passender Größe, Reinigungsbürste, Tracheostomiekanülen-Halter, Kanülenwechsel-Föhungsdraht mit J-Spitze und getunnettem Obturator.

Innenkanüle:

zwei Eimal-Innenkanülen für Tracheostomiekanülen mit einem Innendurchmesser von 6/7/7,5/8/8,5/9 und 10mm. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Tracheostomiesets sowie Bestellinformationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produktliteratur.

Anwendungsgebiete

Die Portex® Blue Line Ultra® Tracheostomiekanüle mit Saughilfe dient zum Freihalten der Atemwege bei tracheostomierten Patienten. Die Saughilfe gestattet das Absaugen von kontaminiertem Schleim und Sekret, die sich unterhalb der Glottis bzw. zwischen der Manschette des Tracheostomietubus und der Glottis angesammelt haben.

Gegenanzeigen

Gegenanzeigen für die Anwendung dieses Instruments sind nicht bekannt.

Relative Gegenanzeige

Krankhafte Festbleigkeit und/oder Halsödem (der Abstand zwischen Haut und Luftröhre kann so groß sein, daß die Tracheostomiekanüle zu kurz ist)

Unerwünschte Wirkungen

Meldungen über unerwünschte Wirkungen bei der Anwendung von Tracheostomiekanülen gibt es viele, und sie beziehen sich auf unterschiedliche Wirkungen. Hinweise zu spezifischen unerwünschten Wirkungen bei Tracheostomiekanülen sind den Standardwerken und der medizinischen Fachliteratur zu entnehmen.

Warnhinweise

- 1 Vor dem Entfernen von Tracheostomiekanülen mit Cuff ist die Luft vollständig aus dem Cuff abzulassen, damit Trachea und Stoma nicht geschädigt werden.
- 2 Wird vor der Einföhung Gleitmittel auf die Tracheostomiekanüle aufgetragen, ist sicherzustellen, daß das Gleitmittel nicht das Kanülenlumen verschließt und so die Beatmung des Patienten verhindert.
- 3 Den Cuff nicht mit einem gemessenen Luftvolumen oder nach dem an der Spritze geföhnten Druck aufblasen, da beim Aufblasen wenig Widerstand zu spüren ist.
- 4 Während Anästhesie kann Lagelos in den Cuff eindringen und einen Anstieg oder Abfall des Cuffdrucks verursachen.
- 5 Der Cuffdruck muß regelmäßig überwacht und reguliert werden. Ein zu starkes Aufblasen der Cuffs kann zu einer permanenten Schädigung der Luftröhre föhren.
- 6 Kontakt mit elektrochirurgischen Elektroden oder chirurgischen Laserstrahlen muß vermieden werden, da PVC giftige Dämpfe in die Luft abgibt und sich in einer Umgebung mit angereichertem Sauerstoff (z.B. Anästhesie) entzündet.

9

Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Die Sicherheit aller Konnektoren des Beatmungssystems sollte geprüft werden, wenn der Beatmungskreis hergestellt ist und des öfteren danach. Das Abtrennen der Konnektoren wird durch Verwendung eines Atemknieß (100/555/000) erleichtert.
- 2 Die Atemluft des Patienten sollte ausreichend befeuchtet werden (z.B. mit dem Portex® Thermowet® T 100/570/015), um Krustenbildung auf der Tracheostomiekanüle und/oder im Innenkanülenlumen so gering wie möglich zu halten und eine Schädigung der Schleimhaut zu verhindern.
- 3 Die Durchgängigkeit des Tracheostomiekanülenlumens muß durch regelmäßiges Absaugen und regelmäßige Reinigung der Innenkanüle (soweit benutzt) sichergestellt werden. Die Kanüle routinemäßig prüfen und gegebenenfalls austauschen, um den Atemweg durchgängig zu halten. Maximale empfohlene Gebrauchsdauer: 30 Tage.
- 4 Cuffdruck und -volumen sollten routinemäßig überwacht, eingestellt und aufgezeichnet werden, damit Schäden durch zu starkes Blöcken oder Aspiration durch zu geringes Blöcken vermieden werden.
- 5 Geiste, die bei oder während des Aufblasens des Cuffs benutzt werden, müssen sauber und frei von Fremdkörpern sein. Das Aufhängeset sollte unmittelbar nach Gebrauch vom Aufblaventil entfernt werden; anschließend sofort die Staubkappe aufsetzen. Blasen Sie den Cuff vor dem Einföhren probeweise auf.
- 6 Kontakt mit scharfen Kanten vermeiden, um den Cuff vor Beschädigung zu schützen.
- 7 Das Aufblaventil kann die Klarheit des MRI (Magnetic Resonance Imaging)-Bildes beeinträchtigen. Es sollte sich daher entfernt vom Abtastbereich befinden.
- 8 Darauf achten, daß die Innenkanüle bei der Reinigung nicht geknickt oder beschädigt wird, und keine geknickte oder beschädigte Innenkanüle wieder in die Tracheostomiekanüle einföhren.
- 9 Überprüfen Sie nach dem Einföhren die Position der Kanüle und die Position der Fensterungen, beispielsweise mit Hilfe einer Thoraxröntgenaufnahme.
- 10 Wenn Portex® Tracheostomiekanülen außerhalb des Krankenhauses benutzt werden, muß der Patient durch geschultes medizinisches Personal im sicheren Gebrauch und korrekten Handling des Produkts unterwiesen werden. Eine Informationsbrochure für Patienten ist auch vom Smiths Medical Kundenservice erhältlich.
- 11 Zur Reinigung der zugänglichen Teile der eingesetzten Tracheostomiekanüle darf nur sterile Kochsalzlösung verwendet werden. Entfernte Tracheostomiekanülen müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- 12 Zur Reinigung der Innenkanüle dürfen keine scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden. Benutzen Sie nur die im Lieferumfang enthaltene Reinigungsbürste. Diese Bürste darf nicht zum Reinigen der Tracheostomiekanüle verwendet werden.
- 13 Die Blue Line Ultra® Tracheostomiekanüle und die Innenkanüle sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und konstruiert. Die Kanülen dürfen keinesfalls erneut sterilisiert werden.
- 14 Eine liegende Tracheostomiekanüle darf nicht neu positioniert werden, wenn der Cuff aufgeblasen ist.
- 15 Wenn die Absaugung per Saugleitung beendet ist, sollte die Absaugvorrichtung einschließlich des Vakuum-Steuerventils entfernt und die Saugleitung mit der Kappe verschlossen werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren.
- 16 **Vorsicht:** In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden.

Gebrauchsanleitung

- 1 Vor der Einföhung müssen Cuff und Aufblässystem auf Unversehrtheit geprüft werden.
- 2 Bevor die Tracheostomiekanüle eingeföhrt wird, ist zu überprüfen, daß sich der Obturator aus der Kanüle entfernen läßt, nachdem die Halteklammern mit einer leichten Drehung gelöst wurden. Überprüfen, daß sich die Innenkanüle (soweit vorhanden) in die Tracheostomiekanüle einsetzen und daraus entfernen läßt. Den Obturator wieder einsetzen und sicherstellen, daß er einrastet.

11

Sheet 4 of 26

PK009/1-3

- 3 Die Außenkanüle und die Obstratorspitze können mit einer kleinen Menge wasserfälligen Schleimmittel eingegeben werden, um das Einführen zu erleichtern.
- 4 Die Tracheostomiekanüle nach den gegenwärtig akzeptierten medizinischen Techniken einführen und den Obstrator entfernen.
- 5 Den Cuff (sofern vorhanden) zur effektiven Abdichtung mit der geringstmöglichen Luftmenge aufblasen.
- 6 Die Tracheostomiekanüle mit den Baumwollbändern oder dem Portex® Tracheostomiekanülenhalteband (100/503/200), sofern vorhanden, fixieren.
- 7 Die Innenkanüle (sofern eine verwendet wird) in die Tracheostomiekanüle einführen. Darauf achten, daß die Innenkanüle sicher eingeührt ist. Die richtige Positionierung der Kanüle wird durch ein spürbares leichtes Einrasten angezeigt.
- 8 **HINWEIS: Die Innenkanüle muß in regelmäßigen Abständen überprüft und gereinigt oder ausgetauscht werden.**
- 9 Das rechteckige Etikett für die Patientenunterlagen von der Rückenbeschichtung abziehen und den Patientenunterlagen hinzufügen, damit die Einzelheiten der verwendeten Tracheostomiekanüle festgehalten sind.
- 10 Das Schild der Tracheostomiekanülenlamelle von der Rückenbeschichtung abziehen (den kreisförmigen Ausschnitt entfernen), in der Mitte falten und auf den 15mm Konnektor der Tracheostomiekanüle kleben, um das Feststellen der verwendeten Kanülengröße zu erleichtern und das medizinische Personal auf das Vorhandensein einer gefestigten Kanüle aufmerksam zu machen.
- 11 Es stehen zwei Innenkanülen zur Verfügung, so daß eine weiterverwendet werden kann, während die andere gereinigt wird.
- 12 Die Innenkanüle vor dem Einsetzen/Wiedereinsetzen prüfen und entsorgen, wenn sie geknickt oder beschädigt ist. Ersatz-Innenkanülen sind lieferbar (100/850).
- 13 **Bei Verwendung des Tracheostomie-Wechselsatz mit Führungsdraht sind die folgenden zusätzlichen Prozeduren durchzuführen.**
- 14 Sicherstellen, daß sich der Führungsdraht leichtgängig durch den Obstrator der neuen Tracheostomiekanüle bewegt.
- 15 Den Führungsdraht mit der 1"-Spitze voran in die platzierte Tracheostomiekanüle einführen und mindestens 10cm in die Tracheostomiekanüle und Trachea vorschoben.
- 16 Überprüfen, daß sich der Führungsdraht in der Tracheostomiekanüle frei bewegt.
- 17 Die platzierte Tracheostomiekanüle entfernen und die neue Kanüle über dem Führungsdraht in die Trachea einführen; dabei das freie Ende des Führungsdrahtes mit Zeigefinger und Daumen festhalten, damit der Draht nicht beschädigt wird.
- 18 Während die Tracheostomiekanüle in situ verbleibt, den Obstrator und Führungsdraht entfernen; dann die Tracheostomiekanüle mit dem mitgelieferten Portex® Tracheostomiekanülenhalteband (100/503/200) sichern.
- 19 Nach dem Kanülenwechsel empfiehlt es sich, die Trachea und die Tracheostomiekanüle abzusaugen, um den Atemweg freizuhalten. Jede beim Kanülenwechsel auftretende Blutung könnte zur Bildung von Blutgerinnseln im Atemweg führen und eine schwere Atemwegsobstruktion verursachen.

Suctionaid®

- 1 Überprüfen Sie nach dem Einführen der Kanüle, daß die oberhalb des Cuffs befindliche Absaugöffnung in der Luftröhre platziert ist und nicht im prätrachealen Gewebe, damit ein richtiges Funktionieren gewährleistet ist und durchgespülte Kochsalzlösung nicht aus dem Stoma austreten kann.
- 2 Bringen Sie nach dem Aufpumpen der Manschette unter Verwendung des Vakuum-Steuerventils die Absaugvorrichtung (Spritze oder Vakuumabsaugung) an der Saugleitung an und aspirieren Sie die Sekretionen langsam mit einem maximalen Saugdruck von 300mm Hg.
- 3 Wenn bei der Aspiration Widerstand zu spüren ist, sorgen Sie mit Luft oder steriler Kochsalzlösung für Durchlässigkeit und aspirieren Sie erneut. Wenn bei der Durchleitung der Luft oder der sterilen Kochsalzlösung immer noch Widerstand zu spüren ist, und die eingeleitete Flüssigkeit nicht herausgesogen werden kann, ist es möglich, daß die Saugleitung blockiert ist. In diesem Fall sollte der Tracheostomiekanüle ausgetauscht oder eine andere Methode der Absaugung gewählt werden.
- 4 Sobald die Absaugung beendet ist, entfernen Sie die Absaugvorrichtung einschließlich des Ventils und verschließen Sie den Luer-Anschluß am proximalen Ende des Absaugkatheters mit einer Kappe. Das Vakuum-Steuerventil ist für die Verwendung bei einem einzelnen Patienten gedacht und kann mit steriler Kochsalzlösung gereinigt werden (100/515/200).
- 5 Bei kontinuierlichem Absaugdruck muß der Saugdruck regelmäßig überprüft werden. Falls sich der Saugdruck erhöht, ziehen Sie die Absaugvorrichtung ab und befolgen Sie die obenstehenden Anweisungen zur Beseitigung von Widerstand im Absaugsystem.

Dansk

Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® Tracheostomitube BRUGSANVISNING

Denne vejledning er til brug sammen med nedenstående Portex® produkter:
100/860/060-100 Tracheostomitube, Suctionaid®, Soft-Seal® Profile® Cuff, størrelse 6,0-10,0mm, Sugkatheter, tubeholder, identifikationsmærke.
100/870/060-100 Tracheostomitube, Suctionaid®, glat inderkanyle, Soft-Seal® Profile® Cuff, størrelse 6,0-10,0mm, Sugkatheter, tubeholder, rensede, identifikationsmærke.
100/880/060-100 Tracheostomitube, Suctionaid®, glat inderkanyle, Soft-Seal® Profile® Cuff, størrelse 6,0-10,0mm, Seldinger® guidewire, sugkatheter, tubeholder, rensede, identifikationsmærke.

Tracheostomitube U.D. (mm)	Tracheostomitube I.D. (mm)	Tracheostomitube Længde "C" (mm)	Ø	Jackson Størrelse (ca.)	Inderkanyle Størrelse (mm)	Cuff hvilediameter (mm)
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	6	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	–	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	–	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

ADVARSEL:

- LÆS ALLE BRUGSVEJLEDNINGER FØR BRUG
 - **PRODUKTET MÅ KUN ANVENDES AF KLINIKERE, SOM HAR ERFARING I ANVENDELSE HERAF**
- BEMERK:** 1 Brug kun Blue Line Ultra®-inderkanyler sammen med Blue Line Ultra® tracheostomitube.
- 2 Anvendelsen af en inderkanyle reducerer lufthjælpens diameter med 1,5mm (undtagen ved størrelse 6,0mm tracheostomitube, som reducerer lufthjælpens diameter med 1,0mm).
- 3 Brug ikke Portex®-inflet inderkanyler (100/528, 100/522) sammen med Blue Line Ultra® tracheostomitube.

Beskrivelse

Et udvalg af sterile tracheostomituber til engangsbrug fremstillet af gemensigt blokkompatibel polyvinylchlorid (PVC) som inkorporerer nedenstående funktioner:

- Blødt buformet design med konisk spids til hjælp ved anbringelse og fjernelse af både tracheostomitube og den glatte inderkanyle med minimal skade af patienten.
- Varmebløst materiale med tilstrækkelig initial rigiditet til insertion, som derefter tilpasser sig den enkelte patients overste luftrøje ved legemstemperatur, hvorved der sikres minimalt traume.
- 15mm mellemstykke til forbindelse af anæstetisk eller ventilator åndedrætskreds løb findes på tuben, ikke på inderkanylen.
- Anatomisk formet bøjelig flange til forbedret patient komfort og forbedret sikring af tracheostomituben.
- Nyt cuffedesign med Soft-Seal® Profile® cuff med reduceret masse og blød overgang til tracheostomituben for at gøre insertion nemmere.
- En hul obstrator med atraumatisk spids til brug sammen med eller uden guide wire til forbedret insertion. Obstratorens holdelæps forhindrer, at obstratoren bevæger sig under insertion.

Auswechseln der Innenkanüle

- 1 Tracheostomiekanüle vom Beatmungssystem trennen.
- 2 Die alte Innenkanüle herausnehmen.
- 3 Eine neue Innenkanüle oder eine Ersatzkanüle einsetzen.
- 4 Kanüle wieder an das Beatmungssystem anschließen und die Sicherheit des Anschlusses überprüfen.
- 5 Die alte Innenkanüle reinigen oder entsorgen.

Reinigung der Innenkanüle

Es wird empfohlen, die Innenkanüle täglich oder immer dann zu reinigen, wenn sie durch Schleim oder Sekrete verschmutzt ist. Dieser Zeitraum kann je nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten unterschiedlich lang sein.

- 1 Die Innenkanüle muß zur Reinigung immer aus der Tracheostomiekanüle entfernt werden.
- 1 Die Innenkanüle bis zu 15 Minuten in eine sterile Salzlösung oder milde Reinigungslösung tauchen.
- 2 Um Sekrete zu lösen, die Innenkanüle in der Lösung hin- und herbewegen. Mit der mitgelieferten Reinigungsbürste getrocknete oder klebrige Sekrete beseitigen.
- 3 Nach der Reinigung die Innenkanüle und die Reinigungsbürste mit frischer steriler Salzlösung abspülen.
- 4 Die Innenkanüle an der Luft trocknen lassen. Wenn die Innenkanüle sauber und trocken ist, sollte sie sauber und trocken und frei von Schwebstoffteilchen gelagert werden.

Deutsch

Halter für Portex® Einweg-Tracheostomiekanülen GEBRAUCHSANLEITUNG



Ref: 100/503/200

Halten Sie die Tracheostomiekanüle so, daß das Verbindungsteil zu Ihnen weist:

- 1 Nehmen Sie den Halter in die Hand und achten Sie darauf, daß das Portex® Logo von Ihnen wegweist.
- 2 Ziehen Sie einen der schmalen Velcro-Klettbandstreifen (A) ab und fädeln sie ihn hinten durch den Tracheostomieflansch (B) und durch das linke Loch.
- 3 Falten Sie den schmalen Velcro-Klettbandstreifen (A) zurück und fixieren sie ihn an dem breiten Band.
- 4 Führen Sie das Band um den Nacken des Patienten und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für die rechte Seite.
- 5 Passen Sie das Halteband mit Hilfe des breiten Velcro-Klettbandstreifens (D) an den Patientenhals an, und stellen Sie sicher, daß der Halter fest und sicher angebracht ist.

Einheitsgröße für Erwachsene.

Das Smiths-Geschmackmuster, Portex, Profile Soft-Seal, Suctionaid, Blue Line Ultra und Thermovent sind Marken der Unternehmensfamilie Smiths Medical. Das Symbol "bedeutet, dass die Marke beim Patent- und Warenzeichenamt der USA und einiger anderer Länder eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Handelsnamen, geschützte Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. © 2006 Unternehmensfamilie Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. "Velcro" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Velcro Industries BV.




Forholdsregler

- 1 Alle åndedrætssystems forbindelser skal kontrolleres, når kredslobet etableres samt hyppigt derefter. Frakobling kan lettes med anvendelse af en frakoblingskølle (100/555/000).
- 2 Patienterne skal fugtes tilstrækkeligt (f.eks. med anvendelse af Portex® Thermovent®-T 100/570/015) for at mindske belegninger af tracheostomituben og/eller lumen på inderkanylen samt for at forhindre slimhindeklader.
- 3 Pasagen i tracheostomitubens lumen skal sikres med regelmæssig sugning og regelmæssig rensning af inderkanylen (hvis der anvendes en). Kontroller rutinemæssigt og udsøgt efter behov for at sikre en passabel luftvej. Den maksimale anbefalede anvendelsesperiode er 30 dage.
- 4 Cufftryk og volumen skal overvåges, justeres og registreres rutinemæssigt, så der ikke sker skadelig overfyldning eller sugning som følge af for lavt tryk.
- 5 Anordninger som anvendes ved eller under oppumpning af cuffen skal være rene og fri for alle fremmedlegemer. Oppumpningsanordningen skal tages ud af oppumpningsventilens straks efter brug og støvhætten skal sættes på. Test cuffen ved at fylde den inden insertion.
- 6 Belys tryk mod cuffen på cuffen ved at undgå kontakt med skarpe kanter.
- 7 Ventil til oppumpningsledningen kan påvirke den magnetiske resonansbilleddannelse (MRI) billedes tydelighed.
- 8 De skal sikre, at ventilen vender væk fra det område, der bliver scannet.
- 9 De skal være omhyggelig med at sikre, at inderkanylen ikke bliver bøjet eller beskadiget under rensning, og at ingen bøjede eller beskadigede inderkanyler sættes ind i tracheostomituben igen.
- 9 Efter insertion skal tubens position bekræftes samt fenestres placering, f.eks. ved hjælp af røntgenbilledet af thorax.
- 10 Hvis Portex® tracheostomituber anvendes udenfor hospitalet, skal patienten instrueres af en læge eller sygeplejerske i sikker brug og håndtering af produktet. Der kan fås en patientplejehåndbog hos Smiths Medical Customer Services.
- 11 Der bør kun anvendes sterilt saltvand til at rengøre tilgængelige dele af tracheostomituben mens den er in situ. Hvis tracheostomituben tages ud af patienten, skal den kasseres.
- 12 Anvend ikke slibende rengøringsredskaber til at rense inderkanylen. Anvend kun den medfølgende rensesbørste. Anvend ikke denne børste til at rense tracheostomituben.
- 13 Blue Line Ultra® tracheostomituber og inderkanyler er designede og beregnet til brug på én patient. De bør ikke resteriliseres med nogen metode.
- 14 Ny anbringelse af in situ tracheostomituben mens cuffen er fyldt, bør undgås.
- 15 Når sugning via sugelinie er blevet fuldført skal sugenheden samt reguleringsventil fjernes, og sugelinien tildrækkes for at forhindre infektionsrisikoen.
- 16 **Forsigtig:** Ifølge amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller på ordination af en læge.

Brugsanvisning

- 1 Cuffens og oppumpningssystemets integritet skal undersøges inden insertion.
- 2 Inden insertion skal det undersøges, om obturatoren kan fjernes fra tuben efter at De først har udløst holdelæmmen med en let drejning. Kontroller at inderkanylen (hvis den medfølger) kan sættes og udtages af tracheostomituben. Sæt obturatoren i igen og sørg for at den klikker på plads.



17

Udskiftning af inderkanylen

- 1 Tracheostomituben kobles fra respiratoren
- 2 Fjern den gamle inderkanyle
- 3 Læst en ny eller ekstra inderkanyle
- 4 Tilslut respiratoren igen og kontroller, om den er sikker
- 5 Rens eller kasser den gamle inderkanyle

Vejledning til rensning af inderkanyle

Daglig rensning af inderkanylen anbefales, eller når som helst inderkanylen kontamineres af slim eller sekret. Dette tidsrum varierer i overensstemmelse med den individuelle patients behov.

Tag altid inderkanylen af tracheostomituben når den skal renses.

- 1 Læg inderkanylen i blod i sterilt saltvand eller en mild opløsning af rengøringsmiddel i op til 15 minutter.
- 2 Omryst inderkanylen i opløsningen for at løsne eventuelt sekret. Brug den medfølgende rensesbørste til at hjælpe til med at fjerne eventuelt indtrængt sekret eller klæbrigt sekret.
- 3 Efter blødsætning og rensning skylles inderkanylen og rensesbørsten med frisk, steril saltvandsopløsning.
- 4 Lad den tørre naturligt. Når inderkanylen er ren og tør, skal den opbevares rent og tør og fri fra støvpartikler.

Dansk

Portex®
Tracheostomitubeholder
til Engangsbrug
BRUGSANVISNING
Ref: 100/503/200

Med tracheostomitubens forbindelsesstykke vendt mod Dem selv:

- 1 Tag holderen og pas på at Portex® bogset vender væk fra Dem selv.
- 2 Luk af de små velcrobånd (A) op, og træk det lange tracheostomivings (B) bagside gennem hullet i venstre side.
- 3 Fold det små bånd (A) tilbage og fastgør det til stoffet på det brede bånd.
- 4 Før holderen om bag patientens nakke og gentag 2 og 3 fra højre side.
- 5 Juster holderen med det brede velcrobånd (D) så det passer til patienten, og sørg for at holderen er forsvarligt samlet.

En størrelse passer alle voksne

Smiths designmærke: Portex Profile Soft Seal, Suctionaid Blue Line Ultra og Thermovent er varemærker tilhørende Smiths Medical firmar. Symboler* angiver at varemærket er registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og i visse andre lande. Alle andre navne og mærker, som er nævnt, er handelsnavne, varemærker eller servicemærker tilhørende de respektive ejere © 2006 Smiths Medical firmar. Alle rettigheder forbeholdes.

*Velcro er et registreret varemærke tilhørende Velcro Industries EV

19

- 7 Anvend ikke denne tracheostomitube til patienter med abnorm øvre luftvejanatomi eller patologi, da dette kan resultere i partiel total luftvejstilstopning.
- 8 Hvis guide wren beskadiges under proceduren, når tracheostomiuudskiftningssettet anvendes, kan det være svært at fortsætte. I sådanne tilfælde er det måske kun muligt at fortsætte hvis:
 - (a) den beskadigede del af guide wren kan fremføres ind i trachea, og
 - (b) der er en tilstrækkelig længde ubeskadiget guide wire tilbage, så obturatoren ikke behøver passere over den beskadigede del.

Hvis guide wren ikke kan reddes, eller hvis der er nogen tvivl vedrørende anvendelse af den beskadigede guide wire, skal der anvendes et nyt tracheostomiuudskiftningsæt og guide wire.

- 9 Smør ikke inderkanylen da den herved kan tilstoppes og forhindes i at kunne fastholdes i tracheostomituben.
- 10 Hvis det ikke er muligt at fjerne inderkanylen af tracheostomituben, må De ikke prøve at fjerne den med magt. Både inderkanylen og tracheostomitubens skal fjernes sammen og erstattes med en ny tracheostomitube og inderkanyle.
- 11 Hvis der anvendes en inderkanyle, skal det sikres, at den både har den korrekte diameter og længde til den anvendte tracheostomitube. Der er størelsesmærkninger på tubens flange, emballageetiket og ekstra patientetiket, så den korrekte inderkanyle som skal anvendes, kan identificeres. Brug kun en inderkanyle, som leveres specielt til brug sammen med Portex® Blue Line Ultra® sortiment.
- 12 Brug af en inderkanyle med forlort diameter kan forårsage bevær med indføring eller unødigt begrænset luftgennemstrømning. En inderkanyle som er for lang, kan stikke for langt frem fra ydertuben og føre til skade på trachea eller tilkludning. Brug af en inderkanyle som er for kort, kan føre til opbobling af sekret, som kan forårsage infektion eller blokering.
- 13 Tracheostomituber skal skiftes regelmæssigt for at tilpasses den individuelle patients behov.
- 14 Anvendelsen af en inderkanyle reducerer luftvejens diameter med 1,5mm (undtagen ved størrelse 6,0mm tracheostomitube, som reducerer luftvejens diameter med 1,0mm).
- 15 Under og efter fastgøring af anæstesisystemet til tracheostomitubens connector, må der ikke anvendes stor drejle- eller lineær kraft på tuben for at undgå udløst afbrydelse eller tilkludning.
- 16 Introducen må aldrig sættes i en tracheostomitube med den røde 'I' spidsudretter påsat for at undgå opsigning af udbetteren. Anvend det korrekte tracheostomiuudskiftningsæt (100/820).
- 17 Det skal sikres, at sekret suges op over cuffen umiddelbart før tømning af tracheostomitubens cuff for at forhindre sekretioner i at komme ned i lungerne ved tømning af cuffen.
- 18 Der må ikke foretages sugning/skylling gennem sugekatret med tørt cuff for at undgå, at der kommer opløsninger ind i lungerne.
- 19 Der må ikke anvendes en Tracheostomi prop sammen med dette produkt. Tracheostomi proppen må udelukkende anvendes sammen med fenestrede tracheostomituber.
- 20 Hvis der anvendes en serie perikutan tracheostomi- pen som dilator til at sætte denne tracheostomitube, skal det sikres, at dilatoren kan sættes og udtages fra tracheostomitube uden unødvendig styrke for anvendelse.
- 21 Sugekatret anvendes til tale, skal for store tryk og/eller for høje iltestrømningshastigheder undgås for at undgå traume på trachea.
- 22 Sugekatret ikke anvendes til tale i en nydannet stoma, da luft beregnet til tale kan sive gennem stoma og derved forhindre tale eller forårsage kirurgisk emfysem.
- 23 Sugekatret må aldrig anvendes til tale hos patienter med tilstopninger i øvre luftvej, da luftforsyningen kan resultere i opbygning af tryk i det subglottiske rum.
- 24 Suctionaid® eliminerer ikke behovet for rutinemæssig endobronkial sugning og orale hygiejneprocedurer.
- 25 Der må ikke sættes en inderkanyle, når der anvendes en tracheostomitube i forbindelse med en revidet connector med en indbygget kaksåslange med frisk gas, som stikker ud i connectorens lumen (f.eks. umet knæryn). Den fremskikkende slange med frisk gas kan tilslutte inderkanylen og herved hæmme udladningsgastømmen og resultere i barotraume/hypoxia.

16

- 3 Det kan appliceres en lille smule vandopsløseligt smøremiddel på den yderste tube og obturatorens spids for at gøre insertionen nemmere.
- 4 Sæt tracheostomituben i i overensstemmelse med gældende godkendt lægning praksis og udtag obturatoren.
- 5 Oppump cuffen (hvis den medfølger) med minimum mængde luft for at sørge for et effektivt lukke.
- 6 Fastgør tracheostomituben med båndler eller Portex® tracheostomitubeholder (100/503/200) hvis den medfølger.
- 7 Sæt inderkanylen (hvis den er monteret) i tracheostomituben. Sørg for at inderkanylen er sat sikkert i. Der skal kunne mærkes et let klik som indikation af korrekt anbringelse.

BEMÆRK: Inderkanylen skal efteres rutinemæssigt, renses eller udkliffes med regelmæssige mellemrum.

- 8 Tag den rektangulære Etiket til patientnoter af bagklædningen og føj den til patientens noter, så oplysningerne om den anvendte tracheostomitube registreres.
- 9 Tag Tracheostomiflagmærket af bagklædningen (fjern den runde udtansning). Fold den sammen på midten og anbring den over tracheostomitubens 15mm mellemstykke til forbindelse som støtte for identifikation af den anvendte tubes størrelse og, hvis det er relevant, for at gøre det kliniske personale opmærksom på tilstedeværelsen af fenestring.
- 10 Det medfølger to inderkanyler, så den ene inderkanyle kan anvendes mens den anden inderkanyle renses.
- 11 Efter inderkanylen inden insertion/insertion og kassér den, hvis den er bøjet eller beskadiget. Der kan fås ekstra inderkanyler (100/850).

Hvis tracheostomiuudskiftningssettet med guide wire anvendes, skal følgende ekstra procedurer udføres.

- 12 De skal sikre, at guide wren løber glat igennem obturatoren på den nye tracheostomitube.
- 13 Sæt guide wren i den indlagte tracheostomitube med 'J' spidsen først, og fremfør guide wren indtil mindst 10cm befinder sig i tracheostomituben og trachea.
- 14 Bekræft guide wrens frie bevægelser inden i tracheostomitube.
- 15 Udtag den indlagte tracheostomitube og, for at hjælpe med at sikre, at guide wren ikke er beskadiget, skal De fastgøre guide wrens frie ende med pege- og tommelfinger, fremføre den nye tracheostomitube over guide wren ind i trachea.
- 16 Fjern obturatoren og guide wren så tracheostomituben sidder på plads og fastgør tracheostomituben med den medfølgende Portex® tracheostomitubeholder (100/503/200).
- 17 Efter udkliffing af tracheostomitube er det tilladeligt at suge trachea og tracheostomituben for at konstatere, at luftvejen forbliver fri. Eventuel blødning som forårsages af tubeudskiftningen kan føre til koagler i luftvejen, med alvorlig tilstopning tilstopning af luftvejen.

Suctionaid®

- 1 Kontroller at indsigingsblåningen, som findes over cuffen, sidder i trachea og ikke i prætrakealt væv efter insertion af tuben for at sikre korrekt funktion og forhindre, at skyllesaltvand løber ud af stomstedet.
- 2 Med cuffen inflateret forbindes sugenheden, enten sprøjte eller lavniveau-sugning, til sugelinien ved hjælp af sugereguleringsventilen, og opbyg derefter langsomt sekret op til en maksimalt sug på 300mm Hg.
- 3 Hvis der føles modstand under udsugning, skylles sugelinien med enten luft eller sterilt saltvand, hvorefter der suges igen. Hvis der stadig føles modstand ved instilling af luft eller saltvand, og den instillerede væske ikke kan trækkes ud, kan sugelinien være tilstoppet, og tracheostomituben skal så udkliffes eller en alternativ sugemetode institueres.
- 4 Når sugning er fuldført fjernes sugenheden sammen med reguleringsventilen og luerporten lukkes ved sugelængens proximale ende. Sugereguleringsventilen er beregnet for enkelt patient-brug og kan rengøres med steril saltvandsopløsning. Sugereguleringsventiler til udskiftning fås også (100/515/200).
- 5 Hvis der konstant truges lavniveau-sugning, skal sugetrykket kontrolleres regelmæssigt. Hvis sugetrykket stiger skal sugningen afbrydes og ovenstående procedure for sugemodstand følges.


18

Español

Cánula de Traqueostomía Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® INSTRUCCIONES DE USO

Estas instrucciones son válidas para el uso de los siguientes productos de Portex®:

- 1001860/060-100 Cánula de traqueostomía, Suctionaid®, balón Soft-Seal®, tamaños 6,0-10,0mm, válvula de control de la aspiración, cinta de sujeción, etiquetas de identificación.
- 1001870/060-100 Cánula de traqueostomía, Suctionaid®, cánula interna de acabado suave, Manguito Soft-Seal®, tamaños 6,0-10,0mm, válvula de control de la aspiración, soporte para el tubo, cepillo de limpieza, etiquetas de identificación.
- 1001880/060-100 Estuche para cambiar de cánula de traqueostomía, Suctionaid®, Cánula interna de acabado suave, balón Soft-Seal®, tamaños 6,0-10,0mm, guía médica Seldinger con punta en forma de J, válvula de control de la aspiración, cinta de sujeción, cepillo de limpieza, etiquetas de identificación.



DE (mm) de la cánula de traqueostomía	D.I. (mm) de la cánula de traqueostomía	Cánula de traqueostomía de longitud C (mm)	Talla Jackson (aprox.)	Ø	Talla de la cánula interna	D.I. del balón en reposo (mm)
9,2	6,0	64,5	5	105°	5,0	20
10,5	7,0	70,0	6	105°	5,5	24
11,3	7,5	73,0	7	105°	6,0	30
11,9	8,0	75,5	8	105°	6,5	30
12,6	8,5	78,0	–	105°	7,0	30
13,3	9,0	81,0	–	105°	7,5	30
14,0	10,0	87,5	10	105°	8,5	30

ADVERTENCIA:

- LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE SU USO

- ESTE DISPOSITIVO SÓLO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL MÉDICO EXPERTO EN SU USO

NOTA:

- 1 Utilice sólo la cánula interna Blue Line Ultra® con las Cánulas de Traqueostomía Blue Line Ultra®.
- 2 El uso de una cánula interna reduce el diámetro de la vía respiratoria en 1,5mm (excepto en la cánula de traqueostomía de 6,0mm en el que la vía se reduce en 1,0mm).
- 3 No utilice la cánula interna anidada Portex® (100528; 100522) con las Cánulas de Traqueostomía Blue Line Ultra®.

Descripción

Una gama de cánulas de traqueostomía estériles de un solo uso fabricadas de cloruro de polivinilo (PVC) transparente biocompatible que incorporan las siguientes características:

- Diseño en forma ligeramente arqueada con punta de acabado pulido para ayudar a la colocación y retirada tanto de la cánula de traqueostomía como de la cánula interna con una mínima alteración de la anatomía del paciente.
- Material termosenible con suficiente rigidez inicial para su inserción, que posteriormente se adapta al tracto respiratorio superior de cada paciente a la temperatura corporal garantizando un trauma mínimo.
- El conector de 15mm para su conexión con el circuito de anestesia o de respiración con ventilador está situado en la cánula de traqueostomía, no en la cánula interna.
- Alita flexible con forma anatómica para un mayor confort del paciente y una mayor seguridad de la cánula de traqueostomía.
- Nuevo diseño del balón Profile® Soft-Seal® de paredes delgadas con una transición más suave hacia la cánula de traqueostomía, lo cual facilita su inserción.
- Un obturador hueco con una punta atraumática para su uso con o sin guía para una inserción más fácil. Las pinzas de sujeción del obturador evitan que se mueva durante su inserción.
- Línea de inflado azul y balón piloto de inflado con válvula de control Luer para el control de inflado del balón.

20

- 6 Se debe evitar el contacto con los electrodos de electrocirugía o los haces de un bisturí láser, puesto que el PVC producirá humos tóxicos en el aire, o se incendiará en un ambiente de oxígeno enriquecido (como durante la anestesia).
- 7 No utilice esta cánula de traqueostomía en pacientes con una anatomía anómala o patología de la vía aérea superior, ya que puede dar lugar a una obstrucción parcial o total de la misma.
- 8 Puede ser difícil continuar el procedimiento si la guía se ve dañada durante el mismo cuando se utiliza un Sistema para el cambio de traqueostomía. En estos casos, es posible continuar el procedimiento solamente si:
 - (a) la sección dañada de la guía puede avanzar dentro de la tráquea, y
 - (b) queda suficiente longitud de guía no dañada, de forma que el obturador no tenga que pasar por la zona dañada.Se debe usar un nuevo Sistema para el cambio de traqueostomía y una nueva guía, si ésta no puede utilizarse o hay dudas sobre el uso de una guía dañada.
- 9 No lubrique la cánula interna, ya que así podría ocluirse la misma y evitar su retención dentro de la cánula de traqueostomía.
- 10 Si no es posible extraer la cánula interna de la cánula de traqueostomía, no intente extraerlo por la fuerza. Tanto la cánula interna como la cánula de traqueostomía se deben extraer juntos, sustituyéndolos por una nueva cánula de traqueostomía y una nueva cánula interna.
- 11 Al utilizar una cánula interna, asegúrese de que tanto el diámetro como la longitud sean los correctos para la cánula de traqueostomía que se está empleando. En la alita de la cánula, en las etiquetas del embalaje y en las etiquetas adicionales para el paciente hay unas marcas indicadoras del calibre para poder identificar la camisa interna que se debe emplear. Use sólo una camisa interna específicamente suministrada para uso con la gama Portex® Blue Line Ultra®.
- 12 El uso de una camisa interna de diámetro incorrecto puede dificultar la introducción o restringir innecesariamente el flujo de gas. Una camisa interna demasiado larga puede sobresalir con exceso de la cánula exterior, pudiendo dañar la tráquea o producir una oclusión. El uso de una camisa interna demasiado corta puede hacer que se acumulen secreciones que a su vez produzcan infección o bloqueo.
- 13 Las cánulas de traqueostomía se cambiarán con regularidad según las necesidades de cada paciente.
- 14 El uso de una cánula interna reduce el diámetro de la vía respiratoria en 1,5mm (excepto en la cánula de traqueostomía de 6,0mm en el que la vía se reduce en 1,0mm).
- 15 Procure no estirar ni rotar la cánula de traqueostomía mientras se encuentre conectado a la vía respiratoria para evitar su desconexión u obstrucción.
- 16 Nunca inserte la guía metálica con el introduuctor rojo en una cánula de traqueostomía ya que existe riesgo de que sea aspirado. Utilice el estuche de cambio de tubo de traqueostomía correspondiente (1001820).
- 17 Antes de desinflar el balón de la cánula de traqueostomía es necesario eliminar mediante aspiración todas las secreciones acumuladas por encima del balón para evitar la entrada de dichas secreciones en los pulmones.
- 18 No aplique aspiración ni lavado bronquial con el balón desinflado para evitar que entre líquido en los pulmones.
- 19 No utilice un tapón de decanulación con este producto. El tapón de decanulación sólo se debe emplear con las cánulas de traqueostomía fenestradas.
- 20 En caso de utilizar un dilatador de traqueostomía percutánea como dispositivo de inserción (dilatador/obturador), asegúrese de que el dilatador puede ser insertado y extraído del tubo de traqueostomía fácilmente, sin necesidad de forzar su paso.
- 21 Si se utiliza la vía de aspiración para la vocalización, evite aplicar presión excesiva o flujo de oxígeno muy elevado para evitar ocasionar traumatismos en la tráquea.
- 22 La vía de aspiración no debe utilizarse para la vocalización cuando el estoma sea reciente, ya que pueden producirse fugas de aire de la vocalización a través del estoma y que puede impedir el habla o provocar un enfisema quirúrgico.
- 23 La vía de aspiración no debe utilizarse para la vocalización en pacientes con obstrucción de la vía respiratoria superior ya que la entrada de aire puede provocar una acumulación de presión en el espacio subglótico.
- 24 Suctionaid® no elimina la necesidad de la aspiración endobronquial ni de los procedimientos de higiene oral habituales.
- 25 No se debe introducir una cánula interna cuando la cánula de traqueostomía se encuentre unido a un conector en ángulo recto que incorpore una vía coaxial de aire que desbombe en la luz del conector (por ejemplo: codo de Norman). El tubo de aire podría producir una oclusión de la cánula interna, dificultando el flujo de los gases de exploración lo que podría provocar una hipoxia o una lesión por efecto del exceso de presión.

22

- Cánula de traqueostomía con luz adicional integrada que facilita la aspiración de las secreciones acumuladas por encima del balón. La vía de aspiración termina en un conector para sistemas de succión con un puerto Luer al que se puede conectar una jeringa o la válvula de vacío de vacío que viene incluida con el equipo.
- Una Etiqueta de Notas del paciente adhesiva contiene la información sobre el diámetro de la cánula de traqueostomía y el lote de fabricación.

A continuación, se presenta la gama disponible de configuraciones en cada envase:

Cánula de traqueostomía:

Disponible con balón en los siguientes tamaños: 6/7/7,5/8/8,5/9 y 10mm D.I. Se completa con un obturador hueco y cinta de sujeción.

Cánula de traqueostomía con cánula interna de acabado suave:

Disponible con balón en los siguientes tamaños: 6/7/7,5/8/8,5/9 y 10mm D.I., acompañado de dos cánulas internas del tamaño correspondiente para uso exclusivo de cada paciente, cepillo de limpieza, cinta de sujeción de y obturador agujereado.

Estuche de cambio de cánula de traqueostomía:

Disponible con balón en los siguientes tamaños: 6/7/7,5/8/8,5/9 y 10mm D.I., acompañado de dos cánulas internas del tamaño correspondiente para uso exclusivo de cada paciente, cepillo de limpieza, cinta de sujeción para la cánula de traqueostomía, guía metálica con punta en forma de J y obturador agujereado.

Cánula interna:

Dos cánulas internas de acabado suave para uso exclusivo de cada paciente, para las cánulas de traqueostomía de los siguientes tamaños: 6/7/7,5/8/8,5/9 y 10mm.

Para más detalles sobre los contenidos de cada envase y la información sobre pedidos consulte la literatura correspondiente de cada producto.

Indicaciones de uso

Los tubos de Traqueostomía Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® están indicados para el mantenimiento de las vías respiratorias de los pacientes traqueostomizados. Suctionaid® facilita la aspiración de las secreciones mucosas contaminadas que se acumulan entre el balón o la cánula de traqueostomía y la glotis.

Contraindicaciones

No se conoce ninguna contraindicación para el uso de este dispositivo.

Contraindicaciones relativas

Obesidad mórbida y edema de cuello (la distancia entre la piel y el cuello pueden hacer que el tubo de traqueostomía resulte demasiado corto)

Reacciones adversas

Las reacciones adversas comunicadas como asociadas a las cánulas de traqueostomía son numerosas y diversas. Consulte los libros de texto estándar así como la literatura médica para más información sobre alguna reacción adversa específica.

Avisos

- 1 Antes de retirar las cánulas de traqueostomía con balón, se debe extraer todo el aire del balón para evitar daños a la tráquea y el estoma.
- 2 Si la cánula de traqueostomía se lubrica antes de su inserción, asegúrese de que el lubricante no ocluye el lumen de la cánula, evitando con ello la ventilación del paciente.
- 3 No infle el balón con una cantidad de aire medida, o notando la presión a través de al jeringa, ya que una resistencia pequeña no se podría sentir durante el inflado.
- 4 Durante la anestesia, el óxido nítrico puede difundir dentro del balón, provocando el aumento o descenso en la presión del mismo.
- 5 Las presiones del balón se vigilarán y modificarán de manera rutinaria. Una inflación excesiva del manguito puede provocar lesiones permanentes de la tráquea.


21

Precauciones

- 1 Se debe comprobar la seguridad de todos los conectores del sistema de respiración cuando se establezca el circuito, y con cierta frecuencia después. Se puede facilitar la desconexión con el uso de una cinta de separación (100555/000).
- 2 Se debe humidificar adecuadamente a los pacientes (por ejemplo, mediante el Thermovent® T 100/570/015) para minimizar la incrustación de la cánula de traqueostomía y/o en el lumen de la cánula interna, y prevenir el daño de la mucosa.
- 3 Se debe garantizar la permeabilidad del lumen de la cánula de traqueostomía mediante aspiraciones regulares y la limpieza habitual de la cánula interna (si se utiliza ésta). Compruebe rutinariamente y reemplácese estos componentes a medida que se necesite para mantener una vía aérea permeable. El período máximo recomendado de uso es de 30 días.
- 4 La presión y el volumen de inflado del balón se deben controlar de forma sistemática, ajustando y anotando los valores registrados para evitar las lesiones que podría provocar un inflado excesivo y prevenir la aspiración en caso de desinflado.
- 5 Los dispositivos que se utilizan durante el inflado del balón deben estar limpios y libres de toda materia extraña. El dispositivo de inflado se debe retirar de la válvula de inflado inmediatamente después de su uso, y ajustar el tapón correspondiente. Haga una prueba de inflar el balón antes de la inserción.
- 6 Prevenga daños al balón, evitando el contacto con bordes afilados.
- 7 La vía de la válvula de inflado puede interferir con la claridad de la imagen de Resonancia magnética (MRI). Asegúrese de que la válvula está situada lejos del área a escanear.
- 8 Se debe tener cuidado para garantizar que la cánula interna no se doble o dañe durante la limpieza, y que no se reinserta ninguna cánula doblada o dañada en la cánula de traqueostomía.
- 9 Terminada la inserción, compruebe la posición de la cánula y la ubicación de la ventana, por ejemplo mediante una radiografía del tórax.
- 10 Si se usan fuera del hospital las cánulas de traqueostomía Portex® y las cánulas internas, el profesional de la salud debe instruir al paciente en cuanto al uso y manejo seguros del producto. Igualmente, se puede obtener un folleto de cuidados del paciente en el Servicio de Atención al Cliente de Smiths Medical.
- 11 Mientras el tubo de traqueostomía permanezca in-situ sólo podrá utilizarse solución salina estéril para lavar las partes accesibles. Las cánulas de traqueostomía se deben desechasr una vez extraídas del paciente.
- 12 No utilice ningún producto de limpieza abrasivo para limpiar la cánula interna. Utilice sólo el capillo de limpieza incluido. No utilice este cepillo para limpiar la cánula de traqueostomía.
- 13 Las cánulas de traqueostomía Blue Ultra y la cánula interna se han creado y se destinan para uso de un solo paciente. No se volverán a esterilizar mediante ningún método.
- 14 Se evitará una nueva colocación de la cánula de traqueostomía in-situ mientras el balón está inflado.
- 15 Cuando ha finalizado la aspiración a través del tubo de aspiración, se debe retirar el dispositivo de aspiración, incluyendo la válvula de control y se deben tapar los extremos del tubo de aspiración para minimizar el riesgo de infecciones.
- 16 **Precaución:** Las leyes federales de EEUU restringen la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción facultativa.

Instrucciones de uso

- 1 Se debe comprobar la integridad del balón y del sistema de inflado antes de su inserción.
- 2 Antes de su inserción, compruebe que se puede extraer el obturador de la cánula liberando primero las pinzas de sujeción mediante un pequeño giro. Compruebe que la cánula interna (cuando proceda) se puede insertar y extraer de la cánula de traqueostomía. Vuelva a insertar el obturador, asegurándose de que encaja en su posición mediante un clic.



23

3 Puede aplicarse una pequeña cantidad de lubricante soluble en agua a la cánula externa y a la punta del obturador para facilitar la inserción.

4 Inserte la cánula de traqueostomía de acuerdo con las técnicas médicas actualmente aceptadas y retire el obturador.

5 Infle el balón (en los modelos que lo incluyen) con la cantidad mínima de aire que dé lugar a un sellado eficaz.

6 Asegure la cánula de traqueostomía con las cintas de algodón o con cinta de sujeción acolchada de la cánula de traqueostomía Portex® (100/503/200).

7 Inserte la cánula interna (en los modelos que la incluyen) en la cánula de traqueostomía. Asegúrese de que la cánula interna esté bien sujeta. Cuando la colocación sea la correcta, se sentirá un pequeño chasquido.

NOTA: La cánula interna se comprobará, limpiará o cambiará de manera rutinaria a intervalos regulares.

8 Saque la Etiqueta de Notas del paciente rectangular de la hoja de respaldo (sacando el recorte) (circular/doble por la mitad y colóquela sobre el conector de 13mm de la cánula de traqueostomía para poder identificar el tamaño de la cánula empleada y, si procede, avisar al personal clínico de que hay fenestraciones

9 Saque la Etiqueta de Notas de la aleta de traqueostomía de la hoja de respaldo (sacando el recorte) (circular/doble por la mitad y colóquela sobre el conector de 13mm de la cánula de traqueostomía para poder identificar el tamaño de la cánula empleada y, si procede, avisar al personal clínico de que hay fenestraciones

10 Se incluyen dos cánulas internas, de forma que se pueda seguir utilizando una de ellas mientras que se está limpiando la otra.

11 Compruebe la cánula interna antes de su inserción o reinserción, y deséchela si está doblada o dañada. Se suministran cánulas internas de recambio (100/850).

Si se utiliza el Sistema para cambiar la cánula de traqueostomía con guía, se deberán realizar además los siguientes procedimientos.

12 Asegúrese de que la guía se desliza suavemente a través del obturador de la nueva cánula de traqueostomía.

13 Insertar la guía con punta J en la cánula de traqueostomía e introducirla hasta que quede ubicada por lo menos 10cm intracorporalmente.

14 Confirme el libre movimiento de la guía dentro de la cánula de traqueostomía.

15 Retire la cánula de traqueostomía que está insertado y, para asegurarse de que la guía no está dañada, fije el extremo libre de la guía entre el índice y el pulgar y haga avanzar el nuevo tubo de traqueostomía a lo largo de la guía y dentro de la tráquea.

16 Retire el obturador y la guía, dejando la cánula de traqueostomía en su lugar y fije la cánula de traqueostomía con la cinta de Portex® correspondiente (100/503/200) que se incluye.

17 Después de cambiar la cánula de traqueostomía, es recomendable aspirar la tráquea y la cánula de traqueostomía para comprobar que la vía aérea está libre. Cualquier sangrado que se produzca como consecuencia del cambio de la cánula puede producir la formación de coágulos, provocando una obstrucción importante de la vía aérea.

Suctionaid®

1 Después de la inserción del tubo, compruebe que el puerto de aspiración situado encima del manguito se encuentra en la tráquea y no en los tejidos peritraqueales para asegurar su correcto funcionamiento y evitar que la solución salina introducida se escape por el estoma.

2 Con el balón inflado, conecte el dispositivo de aspiración, bien la jeringuilla o bien el dispositivo de aspiración, al tubo de aspiración usando la válvula de control de vacío, y aspire lentamente las secreciones hasta alcanzar una aspiración máxima de 300mm Hg.

3 Si durante la aspiración, se experimenta alguna resistencia, lave el tubo de aspiración con aire, o con una solución salina estéril, y continúe aspirando. Si nota resistencia a la introducción de aire o de la solución salina, y es incapaz de extraer el fluido, es posible que el tubo de aspiración esté obstruido, en cuyo caso es necesario cambiar la cánula de traqueostomía o instalar un dispositivo de aspiración diferente.

4 Una vez finalizada la aspiración, retire el dispositivo de aspiración, incluyendo la válvula de control, y tape el conector Luer del extremo proximal de la cánula de aspiración. La válvula de control de aspiración ha sido diseñada para ser utilizada en un solo paciente y puede limpiarse utilizando una solución salina estéril. También existen repuestos para la válvula de control de la aspiración (100/515/200).

5 Si se utiliza una aspiración continua de bajo nivel, supervise regularmente la presión de aspiración. Si ésta aumenta, desconecte el dispositivo de aspiración y siga el procedimiento mencionado anteriormente relativo a resistencia a la aspiración.

24

Para cambiar la cánula interna

- 1 Desconecte la cánula de traqueostomía del sistema de respiración
- 2 Saque la cánula interna antigua
- 3 Inserte una cánula interna nueva o de repuesto
- 4 Reconnecte el sistema de respiración y compruebe la seguridad
- 5 Limpie o deseché la cánula interna antigua


Instrucciones de limpieza de la cánula interna

Se recomienda una limpieza diaria de la cánula interna, o siempre que ésta se vea contaminada por moco o secreciones. Este periodo de tiempo variará según las necesidades particulares del paciente.

Estraga siempre la cánula interna de la cánula de traqueostomía para su limpieza.

- 1 Agítela la cánula interna en solución salina estéril o una solución de detergente suave durante unos 15 minutos.
- 2 Agite la cánula interna en esta solución para soltar las secreciones. Utilice el cepillo de limpieza que se incluye para terminar de eliminar las secreciones secas o adheridas.
- 3 Después de agitar y limpiar la cánula interna y el cepillo de limpieza, adárelos con nueva solución salina estéril.
- 4 Deje secar. Una vez limpia y seca la cánula interna, se debe almacenar en un lugar limpio y seco y libre de partículas.

Español



ES

Cinta para la Cánula de Traqueostomía Desechable de Portex®

INSTRUCCIONES DE USO

Ref: 100/503/200

Con el conector del tubo de traqueostomía mirando hacia usted:

- 1 Tome la cinta y asegúrese de que el logo Portex® mite hacia arriba
- 2 Despegue una de las bandas de Velcro estrechas (A), y pásela por el orificio izquierdo de la aleta de la cánula de traqueostomía (B).
- 3 Doble la banda estrecha de la cinta (A) y fíjela sobre la banda ancha
- 4 Pase la cinta por detrás del cuello del paciente y repita los pasos 2 y 3 para el lado derecho.
- 5 Ajuste la cinta al cuello del paciente regulando la banda de Velcro ancha (D), asegurándose de que ambos extremos queden bien unidos.

Talla única para adultos

El logotipo de Smiths, Portex, Profile, Soft-Seal, Suctionaid, Blue Line Ultra y Thermovent son marcas comerciales de la familia de empresas Smiths Medical. El símbolo "indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. y en ciertos otros países. Todos los demás nombres y marcas mencionados son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios. © 2006 Familia de empresas Smiths Medical. Reservados todos los derechos.

"Velcro" es una marca comercial de Velcro Industries BV.

25

Fransés

Canule de Trachéotomie Portex® Suctionaid® Blue Line Ultra®


MODE D'EMPLOI

Ces instructions s'appliquent à l'usage des produits Portex® suivants:

100/860/060-100 Canule de trachéotomie Suctionaid®, ballonnet basse pression Soft-Seal®, tailles 6,0 à 10,0mm, valve de contrôle d'aspiration, Linéaire de fixation et Étiquettes d'identification.

100/870/060-100 Canule de trachéotomie Suctionaid®, chemise interne, ballonnet basse pression Soft-Seal®, tailles 6,0 à 10,0mm, valve de contrôle d'aspiration, support de fixation, Écouvillon et Étiquettes d'identification.

100/880/060-100 Kit de changement pour canule de trachéotomie Suctionaid®, chemise interne, ballonnet basse pression Soft-Seal®, tailles 6,0 à 10,0mm, guide métallique souple extrémité atraumatique en J, valve de contrôle d'aspiration, support de fixation, Écouvillon et Étiquettes d'identification.



D.E. du tube de trachéotomie (mm)	D.I. du tube de trachéotomie (mm)	Tube de longueur, C (mm)	Ø	Taille Jackson (approx.)	D.I. de la canule interne (mm)	Diamètre du ballonnet au repos (mm)
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	6	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	—	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	—	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

MISE EN GARDE

- BIEN LIRE L'INTÉGRALITÉ DU MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION.
- CE DISPOSITIF NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES PRATICIENS SPÉCIALISÉS.

REMARQUE:

- 1 N'utiliser que la Canule interne Blue Line Ultra® avec les Tubes de trachéotomie Blue Line Ultra®.
- 2 L'anneau en place d'une chemise interne réduit le diamètre interne de 1,5mm (excepté pour la canule de trachéotomie taille 6,0mm dont le diamètre interne est réduit de 1,0mm).
- 3 Ne pas utiliser la Canule interne ondulée Portex® (100/528; 100/522) avec les Tubes de trachéotomie Blue Line Ultra®.

Description

Une gamme de tubes de trachéotomie à usage unique stériles fabriqués en chlorure de polyvinyle (PVC) transparent et biocompatible incorporant les caractéristiques suivantes :

- Conception en arc avec extrémité en fusau pour aider le placement et le retrait du tube de trachéotomie et de la canule interne lisse de façon à causer le minimum de dislocation à l'anatomie du patient.
- Matériau thermosensible suffisamment rigide au départ pour permettre l'insertion et se conformant ensuite aux voies respiratoires supérieures du patient à la température du corps, minimisant ainsi le risque de raumatismes.
- Un accord de 15mm pour le branchement au circuit de ventilation ou d'anesthésie est situé sur le tube et non sur la Canule interne.
- Colletette flexible forme anatomique pour améliorer le confort du patient et la sécurité du tube de trachéotomie.
- Nouvelle conception de ballonnet Profile® à volume réduit et fixation au tube de trachéotomie profilée afin de faciliter l'insertion.
- Un obturateur creux à extrémité atraumatique pour une utilisation avec ou sans fil de guidage pour faciliter l'insertion. Les clips de retenue de l'obturateur empêchent tout mouvement de celui-ci pendant l'insertion.
- Ligne bleue d'inflation du ballonnet, avec ballonnet témoin équipé d'une valve anti-retour Luer pour monitoring et contrôle du gonflement du ballonnet Soft-Seal®.


26

Précautions

- 1 Vérifier la sécurité de tous les branchements du système de ventilation lorsque le circuit est mis en place et fréquemment par la suite. Le débranchement est facilité grâce à l'utilisation d'une cale de débanchement (100/555 000).
- 2 Les patients doivent être convenablement humidifiés (par exemple grâce au Portex® Thermoven® T 100/570/015) pour minimiser l'incrustation du tube de trachéotomie et/ou de la lumière de la canule interne et pour prévenir toute lésion des muqueuses.
- 3 Le dégagement de la lumière du tube de trachéotomie doit être assuré en pratiquant de aspirations régulières et en nettoyant à intervalles réguliers la canule interne (le cas échéant). Vérifier régulièrement et remplacer le cas échéant pour maintenir des voies respiratoires dégagées. Durée maximale recommandée d'utilisation: 30 jours
- 4 Precision et volume de gonflage du ballonnet doivent être régulièrement contrôlés, ajustés et enregistrés afin de prévenir tout risque de surgonflage ou toute inhalation en cas de dégonflage.
- 5 Les dispositifs utilisés pendant ou après le gonflage du ballonnet doivent être propres et dénués de tout corps étranger. Le dispositif de gonflage doit être enlevé de la valve de gonflage immédiatement après utilisation et le capuchon de protection mis en place. Faire un essai de gonflement du ballonnet avant de l'introduire.
- 6 Protéger le ballonnet en évitant tout contact avec des objets pointus.
- 7 Vérifier que la valve est bien positionnée hors de la zone scannée.
- 8 Prendre soin que les canules internes ne soient pas tordues ou endommagées pendant le nettoyage, et qu'aucune canule de la sorte ne soient réinsérées dans le tube de trachéotomie.
- 9 Après son introduction, vérifier la position du tube et la localisation de la fenêtre, par exemple en effectuant une radiographie thoracique.
- 10 Si les tubes de trachéotomie Portex® sont utilisées hors de l'hôpital, le patient doit être conseillé par un professionnel de la santé sur la bonne manière d'utiliser et de manipuler le produit. Une brochure pour le patient est disponible aussi auprès des services après-vente de Smiths Medical.
- 11 Utiliser exclusivement une solution saline isotonique stérile pour nettoyer les zones accessibles de la canule de trachéotomie lorsqu'elle est in situ. Eliminer la canule de selon le protocole en vigueur dès son retrait.
- 12 Ne pas utiliser d'outils de nettoyage abrasifs pour nettoyer la canule interne. N'utiliser que la brosse fournie à cet effet. Ne pas utiliser cette brosse pour nettoyer le tube de trachéotomie.
- 13 Les Tubes de trachéotomie et la Canule Interne Blue Line Ultra® sont conçus pour n'être utilisés qu'une seule fois. Ne les restériliser par aucune méthode que ce soit.
- 14 Eviter de repositionner le tube de trachéotomie in situ quand le ballonnet est gonflé.
- 15 Quand la suction faite par la ligne de suction sera terminée, le dispositif de suction, y compris la valve de contrôle, sera retiré et la ligne de suction sera bouchée afin d'éviter les risques d'infection.
- 16 **Attention:** La législation fédérale américaine n'autorise la vente de ce produit que sur prescription médicale.

Consignes d'utilisation

- 1 Vérifier l'intégrité du ballonnet et du système de gonflage avant l'insertion.
- 2 Vérifier avant l'insertion que l'obturateur peut être enlevé du tube, après avoir défilé les clips de retenue en les tournant légèrement. Vérifier que la canule interne (le cas échéant) peut être insérée et enlevée du tube de trachéotomie. Ré-insérer l'obturateur afin de vérifier qu'il clique en position.



29

Remplacement de la canule interne

- 1 Déconnecter le tube de trachéotomie du circuit de ventilation.
- 2 Retirer la vieille canule interne
- 3 Introduire une canule interne neuve ou de remplacement
- 4 Reconnecter le circuit de ventilation et vérifier tout ce qui a trait à sa sécurité.
- 5 Nettoyer ou jeter la vieille canule interne

Instructions pour le nettoyage de la canule interne

Nettoyer la canule interne quotidiennement ou lorsqu'elle devient contaminée par du mucus ou des sécrétions. Cette période de temps dépendra des besoins particuliers de chaque patient.

Toujours enlever la canule interne du tube de trachéotomie pour le nettoyer.

- 1 Faire tremper la canule interne dans une solution saline stérile ou une solution contenant un détergent doux jusqu'à 15 minutes.
- 2 Agiter la canule interne dans la solution pour décoller toute sécrétion. Utiliser une brosse de nettoyage pour enlever les sécrétions sèches ou collées.
- 3 Après le trempage et le nettoyage, rincer la canule interne et la brosse de nettoyage avec de la solution saline stérile fraîche.
- 4 Laisser sécher à l'air libre. Une fois que la canule interne est propre et sèche, la stocker dans un endroit propre et sec dénué de toute particule.

Français

Support de Fixation pour Canule de Trachéotomie Portex® à Usage Unique MODE D'EMPLOI

Ref: 100/503/200

Le raccord 15mm de la canule de trachéotomie étant tourné vers vous :

- 1 Tenir le support et s'assurer que le logo Portex® est tourné du côté qui vous est opposé.
- 2 Ouvrir l'une des bandes Velcro étroites (A), et la faire entièrement passer derrière la collerette de trachéotomie (B) par l'orifice situé sur la gauche.
- 3 Remplir la bande étroite (A) et la fixer sur la bande large.
- 4 Faire passer le support derrière la nuque du patient et répéter les étapes 2 et 3 pour le côté droit.
- 5 Ajuster le support au patient au moyen de la bande Velcro large (D), en s'assurant d'une parfaite fixation après réglage.

Taille unique (Adulte)

La marque de design Smiths, Portex, Profile, Soft Seal, Suctionaid Blue Line Ultra et Thermoven sont des marques déposées de la famille de sociétés Smiths Medical. Le symbole * indique que cette marque est enregistrée auprès du Bureau des brevets et marques de commerce des États-Unis ainsi que dans certains autres pays. Les autres noms et marques mentionnés sont les noms de commerce, marques de commerce ou marques de service de leurs détenteurs respectifs. © 2006 Famille de sociétés Smiths Medical. Tous droits réservés.

*Velcro® est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

31

7 Ne pas utiliser ce tube de trachéotomie chez les patients ayant une anatomie anormale des voies aériennes supérieures ou une pathologie anormale car il peut en résulter une obstruction totale ou partielle des voies aériennes.

8 Pendant l'utilisation du kit de changement de trachéotomie le fil de guidage est endommagé, il peut être difficile de continuer. Dans ce cas-là, continuer seulement si:

- (a) la section endommagée du fil de guidage peut être avancée jusque dans la trachée, et
- (b) Il reste suffisamment de fil de guidage non-endommagé pour que l'obturateur passe pas par-dessus la section endommagée.

Si le fil de guidage ne peut pas être récupéré ou s'il y a des doutes sur l'utilisation du fil de guidage endommagé, utiliser un nouveau fil de guidage et un nouveau kit de changement de trachéotomie.

9 Ne pas lubrifier la canule interne car cela risque de l'obstruer et de lui empêcher de rester dans le tube de trachéotomie.

10 Si ce n'est pas possible d'enlever la canule interne du tube de trachéotomie, ne pas forcer pour enlever. Enlever la canule interne et le tube de trachéotomie ensemble et les remplacer par un nouveau tube de trachéotomie et une nouvelle canule.

11 Quand on se sert d'une canule interne, s'assurer que son diamètre ainsi que sa longueur conviennent au tube de trachéotomie utilisé. Les caractéristiques dimensionnelles sont indiquées sur la collerette du tube, sur les étiquettes du conditionnement et sur des étiquettes supplémentaires propres à chaque patient, afin d'aider à identifier la canule interne qu'il convient d'utiliser. Ne se servir que d'une canule interne fournie pour être spécifiquement utilisée avec la gamme des tubes de trachéotomie Blue Line Ultra® de Portex®.

12 L'utilisation d'une canule interne de diamètre inapproprié risque de causer des problèmes lors de son introduction ou de restreindre indûment le débit de gaz. Une canule interne trop longue peut dépasser de façon excessive du tube de trachéotomie, pouvant ainsi endommager la trachée ou occasionner un blocage. L'utilisation d'une canule interne trop courte peut entraîner une accumulation de sécrétions pouvant engendrer une infection ou un blocage.

13 Changer régulièrement les tubes de trachéotomie pour les adapter aux besoins particuliers du patient.

14 La mise en place d'une chemise interne réduit le diamètre interne de 1,5mm (excepté pour la canule de trachéotomie taille 6,0 mm dont le diamètre interne est réduit de 1,0mm).

15 Après fixation du circuit ventilatoire sur le connecteur de la canule de trachéotomie, veiller à éviter toute rotation ou traction excessive afin de prévenir une déconnexion ou une occlusion accidentelle.

16 Ne jamais introduire dans la canule de trachéotomie le guide métallique souple avec le redresseur rouge de son extrémité en J en place afin d'en prévenir tout risque d'aspiration. Utiliser les kits spécifiques de changement de canule de trachéotomie (100/820).

17 S'assurer d'une aspiration correcte au-dessus du ballonnet immédiatement avant de le dégonfler afin de minimiser les risques de pénétration des sécrétions dans les poumons.

18 Ne pas aspirer/rincer par la ligne d'aspiration lorsque le ballonnet est dégonflé afin d'éviter que les solutions ne pénètrent dans les poumons.

19 Ne pas utiliser du capuchon de décanulation avec ce produit. L'usage du capuchon de décanulation n'est indiqué qu'avec les canules de trachéotomie fenêtrées.

20 En cas d'utilisation d'un nécessaire de trachéotomie percutanée avec dilateur pour la mise en place de cette canule, s'assurer que le dilateur peut être introduit et ôté de la canule sans force excessive.

21 Si la ligne d'aspiration est utilisée pour la vocalisation, veiller à ne pas utiliser de pression excessive et/ou de débit élevé d'oxygène afin de prévenir tout traumatisme trachéal.

22 Ne pas utiliser la ligne d'aspiration pour la vocalisation en cas de stomie nouvellement réalisée. L'air destiné à la vocalisation pourrait alors s'échapper par la stomie et empêcher au patient de parler ou bien provoquer un emphyseme chirurgical.

23 Ne jamais utiliser la ligne d'aspiration pour la vocalisation chez des patients dont les voies aériennes supérieures sont obstruées. L'arrivée d'air pourrait entraîner une surpression dans l'espace sous-glottique.

24 Suctionaid® ne dispense ni des aspirations endobronchiques systématiques ni des procédures de soins buccaux.

25 Ne pas mettre de chemise interne en place lorsque la canule de trachéotomie est connectée à un raccord coudé et à un circuit coxial pour gaz frais, ce dernier faisant saillie dans la lumière du raccord (ex: raccord coudé de Norman). Le tuyau central d'arrivée de gaz frais pourrait obturer la lumière de la chemise interne, limiter le débit expiratoire et provoquer un barotraumatisme et/ou une hypoxie.

28

- 3 Appliquer une petite quantité de gel lubrifiant livable à l'usage sur le tube externe et l'embout de l'obturateur pour faciliter leur insertion.
- 4 Insérer le tube de trachéotomie selon les techniques médicales couramment acceptées et enlever l'obturateur.
- 5 Dilater le ballonnet (le cas échéant) avec le minimum d'air nécessaire pour obtenir une étanchéité efficace.
- 6 Fixer le tube de trachéotomie avec les bandes en coton ou, le cas échéant, le porte-tube de trachéotomie Portex® (100/503/200).
- 7 Introduire la canule interne (le cas échéant) dans le tube de trachéotomie. S'assurer que la canule interne est bien introduite. Le fait de ressentir un léger cliquement indique qu'elle est bien en place.

REMARQUE: Vérifier, nettoyer ou remplacer systématiquement la canule interne à intervalles réguliers.

- 8 Découler l'étiquette propre à chaque patient rectangulaire de la fiche support et l'apposer sur les notes du patient afin d'enregistrer les détails sur le tube de trachéotomie utilisé.
- 9 Enlever la plaque de la collerette du tube de trachéotomie de la fiche support (en enlevant la section circulaire à découper), la plier en deux et la placer sur le raccord de 15mm du tube de trachéotomie afin d'aider à identifier la taille du tube utilisé et, si approprié, pour alerter le personnel clinique de la présence de fenêtres.
- 10 Deux canules internes sont fournies afin qu'une puisse être utilisée lorsque l'autre est en train d'être nettoyée.

11 Vérifier la canule interne avant l'insertion / la réinsertion et la jeter si elle est tordue ou endommagée. Des canules de remplacement sont disponibles (100/850).

Si le kit de changement de trachéotomie avec fil de guidage est utilisé, les procédures supplémentaires suivantes sont à effectuer.

12 Vérifier que le fil de guidage passe facilement dans l'obturateur du nouveau tube de trachéotomie.

13 Insérer le fil de guidage d'abord dans l'extrémité en J du tube de trachéotomie déjà en place et le faire passer de façon à ce qu'au moins 10cm se trouvent dans le tube de trachéotomie et la trachée.

14 S'assurer que le fil de guidage bouge librement dans le tube de trachéotomie.

15 Enlever le tube de trachéotomie qu'il était en place et, pour éviter que le fil de guidage ne soit endommagé, ancrer son extrémité libre avec l'index et le pouce, faire avancer le nouveau tube de trachéotomie sur le fil de guidage dans la trachée.

16 Enlever l'obturateur et le fil de guidage pour laisser le tube de trachéotomie en place, et fixer le tube de trachéotomie avec le porte-tube de trachéotomie Portex® (100/503/200) aussi fourni.

17 Après le changement du tube de trachéotomie, il est conseillé d'aspirer la trachée et le tube de trachéotomie pour s'assurer que les voies respiratoires sont bien libres. Tout saignement provoqué par le changement de tube peut provoquer un caillot de sang dans les voies respiratoires pouvant produire une obstruction importante.

Suctionaid®

- 1 Vérifier que l'orifice d'aspiration situé au-dessus du ballonnet se trouve dans la trachée et non dans le tissu péri-trachéal après l'insertion du tube afin de s'assurer qu'il fonctionne bien et que la solution saline utilisée pour rincer ne sorte pas du site de la stomie.
- 2 Avec le ballonnet gonflé, attacher le dispositif de suction, soit la suction saline utilisée pour rincer, à la ligne de suction en utilisant la valve de contrôle de suction et aspirer lentement les sécrétions jusqu'à concurrence de 300mm Hg.
- 3 En cas de résistance lors de l'aspiration, remplir la ligne de suction d'air ou de solution salée stérile et aspirer à nouveau. S'il y a toujours une certaine résistance à l'insufflation d'air ou de solution salée et si le liquide instillé ne peut être extrait, il se peut que la ligne de suction soit bloquée et la canule de trachéotomie doit alors être changée ou un autre moyen de suction doit être choisi.
- 4 Une fois la suction terminée, retirer le dispositif de suction, y compris la valve de contrôle, et boucher l'orifice-luer à l'extrémité proximale de la canule de suction. La valve de contrôle de suction ne doit être utilisée que pour un seul patient et peut être nettoyée à l'aide d'une solution salée stérile. Des valves de contrôle de remplissement sont disponibles. (100/515/200)
- 5 Si la suction faible niveau est utilisée de manière continue, la pression de suction sera surveillée régulièrement. Si la pression de suction augmente, on débranchera le dispositif de suction et on suivra les instructions ci-dessus relatives à la résistance à la suction.

30

7 Non utilizzare questa cannula per tracheostomia in pazienti che presentano patologie o anomalie dell'anatomia delle vie aeree superiori, poiché il suo impiego potrebbe provocare l'ostruzione parziale o totale delle vie aeree.

8 Se, utilizzando un kit cannula per tracheostomia di sostituzione, il filo guida viene danneggiato nel corso della procedura, potrebbe risultare difficile continuare. In questi casi, è possibile procedere solamente a:

- (a) la porzione danneggiata del filo guida può essere fatta avanzare nella trachea
- (b) all'interno del mandrino è presente una quantità di filo guida integro sufficiente a consentire al mandrino di non passare sulla porzione danneggiata.

Se non è possibile recuperare il filo guida danneggiato o non si è certi di poterlo usare, utilizzare un nuovo kit cannula per tracheostomia di sostituzione e un nuovo filo guida.

9 Non lubrificare la controcannula in quanto si rischia di occluderla e d'impedire la tenuta all'interno della cannula tracheostomica.

10 Nel caso in cui i risultati impossibili rimuovere la controcannula dalla cannula per tracheostomia, non forzare le cannule per eseguire l'estrazione. La controcannula deve essere rimossa uniformemente alla cannula per tracheostomia ed entrambe devono essere sostituite con cannule nuove.

11 Se si utilizza una controcannula, verificare che il diametro e la lunghezza della stessa siano idonei alla cannula tracheostomica in uso. Sulla flangia della cannula, sulle etichette della confezione e sulle etichette paziente aggiuntive sono presenti indicazioni di misura che aiutano ad identificare la controcannula appropriata da utilizzare. Utilizzare unicamente una controcannula fornita specificamente per l'uso con la gamma Blue Line Ultra® Portex®.

12 L'utilizzo di una controcannula con diametro errato può causare difficoltà durante l'inserimento o una inutile riduzione del flusso di gas. Una controcannula troppo lunga può sporgere in modo eccessivo dalla cannula esterna, determinando una lesione o un'occlusione della trachea. Una controcannula troppo corta può causare l'accumulo di secrezioni, che a loro volta potrebbero causare infezioni o ostruzioni.

13 Le cannule tracheostomiche devono essere sostituite su base regolare in modo da rispondere alla specifiche esigenze del paziente.

14 L'impiego di una controcannula riduce il diametro della via aerea di 1,5mm (esclusa la misura 6,0mm dove il diametro si riduce di 1,0mm).

15 Durante la connessione del circuito respiratorio al connettore della cannula tracheostomica, non esercitare un'eccessiva pressione e rotatoria o lineare sulla cannula al fine di evitarne lo scollamento od occlusione del lume.

16 Non inserire mai il filo guida punta a "J" con dispositivo di raddrizzamento rosso in quanto si potrebbe provocare l'aspirazione del dispositivo stesso. Utilizzare il kit dedicato per il cambio cannula (100/820).

17 Aspirare le secrezioni sopra la cuffia per minimizzarne la possibile perdita in trachea prima di scuffare la cannula.

18 Non effettuare aspirazioni/lavaggi attraverso il lume di aspirazione con la cuffia sgonfia onde evitare l'ingresso di soluzioni nei polmoni.

19 Non utilizzare il tappo di decamulazione con questo tipo di cannula. Il tappo di decamulazione è indicato esclusivamente per cannule tracheostomiche fenestrate.

20 Nel caso di utilizzo di dilatatore tracheostomico percutaneo come attizzatore del datore di carico per l'inserimento della cannula tracheostomica, verificare il perfetto scorrimento all'interno della cannula stessa prima di procedere.

21 Se il lume di aspirazione viene utilizzato per la vocalizzazione, evitare pressioni e/o flussi di ossigeno elevati che potrebbero provocare traumi tracheali.

22 Il lume di aspirazione non deve essere utilizzato per la vocalizzazione in pazienti con stoma di recente formazione; l'eventuale passaggio d'aria attraverso lo stoma fresco, impedirebbe la vocalizzazione e potrebbe provocare enfisema chirurgico.

23 Il lume di aspirazione non deve essere assolutamente utilizzato per la vocalizzazione in pazienti con ostruzione delle vie aeree superiori, onde evitare aumenti di pressione nello spazio subglottico.

24 L'utilizzo della cannula non sostituisce le normali procedure di aspirazione endobronchiale e d'igiene orale di routine.

25 Non inserire la controcannula se si utilizza la cannula tracheostomica in connessione con connettore ad angolo retto con tubo coassiale per l'afflusso del gas all'interno del lume del connettore (p. es., gomito di Norman). Infatti, tale tubo potrebbe occludere la controcannula, restringendo il flusso di gas espiatorio con conseguente rischio di barotraumi/ ipossia.

1 La sicurezza di tutti i connettori del sistema respiratorio deve essere verificata al momento dell'applicazione del circuito e successivamente ad intervalli frequenti. Per facilitare la sconnessione è possibile utilizzare un cuneo di connessione (100/555/000).

2 È necessario unificare adeguatamente i pazienti (ad es. utilizzando il Thermovent® T Portex® 100/570/015) per ridurre al minimo l'incrociazione del lume interno della cannula per tracheostomia e/o della controcannula e impedire lesioni della mucosa.

3 La pervietà del lume della cannula per tracheostomia deve essere garantita attraverso mediante l'aspirazione e la pulizia regolari della controcannula. Eseguire controlli di routine e, se necessario, sostituire la cannula per mantenere la pervietà della via aerea. Il periodo di utilizzo massimo consigliato è di 30 giorni.

4 Monitorare, regolare e registrare pressione e volume della cuffia su base regolare in modo da evitare danni per eccessivo gonfiaggio o aspirazione per inadeguata tenuta.

5 I dispositivi utilizzati per o durante l'insufflazione della cuffia devono essere puliti e privi di materiale estraneo. Il dispositivo di insufflazione deve essere rimosso dalla valvola di insufflazione immediatamente dopo l'uso, e si deve applicare il tappo di protezione. Prima d'inserire la cuffia, effettuare il gonfiaggio di prova.

6 Impedire che la cuffia venga danneggiata, evitando il contatto con superfici affilate.

7 La valvola della linea di insufflazione può disturbare la nitidezza delle proiezioni ottenute mediante risonanza magnetica per immagini (MRI). Assicurarsi che la valvola non si trovi vicino all'area della scansione.

8 È necessario prestare attenzione al fine di garantire che la controcannula non si pieghi o si danneggi durante la pulizia e che non vengano reinserte nella cannula per tracheostomia controcanne che presentino flessioni o danni.

9 Dopo l'inserimento, verificare la posizione della cannula e la posizione della finestra, ad esempio effettuando una radiografia del torace.

10 Nel caso in cui le cannule per tracheostomia Portex® vengano utilizzate al di fuori dell'ambiente ospedaliero, il personale sanitario dovrà fornire al paziente le indicazioni necessarie a garantire un impiego e una manipolazione sicuri del prodotto. Presso il Servizio Clienti Smiths Medical sono disponibili anche illustrati di istruzioni per l'assistenza al paziente.

11 Utilizzare esclusivamente soluzioni saline sterili per la pulizia delle parti accessibili della cannula tracheostomica quando è in sede. Una volta estratta dal paziente, la cannula tracheostomica deve essere eliminata.

12 Non utilizzare strumenti di pulizia abrasivi per pulire la controcannula. Utilizzare esclusivamente la spazzola in dotazione. Non utilizzare questa spazzola per pulire la cannula tracheostomica.

13 Le cannule tracheostomiche e le controcanne Blue Line Ultra® sono esclusivamente monopaziente. Non è assolutamente consentita la sterilizzazione con qualsiasi metodo.


14 Evitare di iposizionare la cannula tracheostomica in situ quando la cuffia è gonfia.

15 Completata l'aspirazione mediante il circuito di suzione, rimuovere il dispositivo di aspirazione insieme alla valvola di controllo eappare il circuito di suzione per ridurre al minimo il rischio di infezione.

16 **Attenzione:** La legge federale (U.S.A.) limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione medica.

Istruzioni per l'uso

- Prima dell'inserimento, verificare l'integrità della cuffia e del sistema di insufflazione.
- Prima dell'inserimento, verificare che il mandrino possa essere rimosso dalla cannula, rilasciando le clip di fissaggio e completando una leggera rotazione. Verificare che la controcannula (se presente) possa essere inserita e rimossa dalla cannula per tracheostomia. Re-inserire il mandrino e attendere il clic che ne indica il corretto posizionamento.



Sostituzione della controcannula

- Scollegare la cannula tracheostomica dal sistema di respirazione
- Togliere la controcannula preesistente
- Inserire la nuova controcannula o una controcannula di riserva
- Richeckare il sistema di respirazione e verificarne la sicurezza
- Pulire o gettare la controcannula preesistente

Istruzioni di pulizia della controcannula

Si consiglia di pulire la controcannula tutti i giorni oppure ogni volta che venga contaminata da muco o secrezioni. Si tratta di un periodo di tempo variabile in funzione delle specifiche esigenze del paziente.

Prima di eseguire la pulizia esterne sempre la controcannula dalla cannula per tracheostomia.

- Immergere la controcannula in soluzione fisiologica sterile o in soluzione detergente delicata per max. 15 minuti.
- Agitare la controcannula nella soluzione per scogliere eventuali secrezioni. Utilizzare la spazzola di pulizia fornita in dotazione per rimuovere secrezioni ostinate e essiccate.
- Dopo l'immersione e la pulizia sciacquare la controcannula e la spazzola di pulizia con soluzione fisiologica sterile fresca.
- Lasciare asciugare all'aria. Quando la controcannula sarà pulita e asciutta, conservarla in modo da mantenere inalterate tali condizioni e da impedire la contaminazione da parte di materiale parteciale.

Italiano


Supporto Monoso per Cannule Tracheostomiche Portex® ISTRUZIONI PER L'USO Codice: 100/503/200

Con il connettore della cannula tracheostomica rivolto verso di sé:

- Prendere il supporto e verificare che il logo Portex® sia rivolto al contrario rispetto a sé.
- Aprire uno dei nastri in Velcro (A) e infilare completamente sul retro della flangia tracheostomica (B) attraverso il foro di sinistra.
- Ripiegare il nastro (A) all'indietro e fissarlo sul nastro grande.
- Passare il supporto dietro il collo del paziente e ripetere le fasi 2 e 3 per il lato destro.
- Mediante il nastro in Velcro (D) regolare il supporto in base alle dimensioni del paziente, verificando che sia fissato perfettamente.

Misura unica per adulti

Il simbolo grafico Smiths, Portex, Profile, Soft-Seal, Suctionaid, Blue Line Ultra e Thermovent sono marchi di fabbrica delle aziende Smiths Medical. Il simbolo "Indica che il marchio di fabbrica è depositato presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono nomi commerciali, marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. © 2006 Aziende Smiths Medical. Tutti i diritti sono riservati. Velcro è un marchio depositato di Velcro Industries B.V.



Con il connettore della cannula tracheostomica rivolto verso di sé:

- Prendere il supporto e verificare che il logo Portex® sia rivolto al contrario rispetto a sé.
- Aprire uno dei nastri in Velcro (A) e infilare completamente sul retro della flangia tracheostomica (B) attraverso il foro di sinistra.
- Ripiegare il nastro (A) all'indietro e fissarlo sul nastro grande.
- Passare il supporto dietro il collo del paziente e ripetere le fasi 2 e 3 per il lato destro.
- Mediante il nastro in Velcro (D) regolare il supporto in base alle dimensioni del paziente, verificando che sia fissato perfettamente.

Suctionaid®

- Dopo l'inserimento della cannula, ai fini di un corretto funzionamento e per evitare che la soluzione salina fuoriesca dal sito nello stoma, verificare che la porta di aspirazione presente al disopra della cuffia si trovi in trachea e non nel tessuto pre-tracheale.
- Con la cuffia gonfia, collegare il dispositivo di aspirazione, siringa o sistema di aspirazione a basso livello, al circuito di suzione mediante la valvola di controllo dell'aspirazione ed aspirare lentamente le secrezioni con una pressione di aspirazione massima di 300mm Hg.
- In caso di resistenza all'aspirazione, evacuare il circuito di suzione con aria o soluzione salina sterile e ricaspirare. Se s'incontra ancora resistenza all'introduzione dell'aria o della soluzione salina e non si riesce ad eliminare il liquido instillato, il circuito di suzione potrebbe essere ostruito. In questo caso sostituire la cannula tracheostomica o adottare un metodo di aspirazione alternativo.
- Completata l'aspirazione, rimuovere il dispositivo di aspirazione insieme alla valvola di controllo e tappare l'apertura Luer all'estremità prossimale del tubo di suzione. La valvola di controllo dell'aspirazione va usata su un singolo paziente e può essere pulita mediante soluzione salina sterile. Sono disponibili inoltre valvole di controllo dell'aspirazione di ricambio (100/515/200).
- In caso di utilizzo di aspirazione continua a basso livello, monitorare regolarmente la pressione di aspirazione. Se la pressione di aspirazione aumenta, scollegare il dispositivo di aspirazione e seguire il procedimento relativo alla resistenza alla aspirazione indicato sopra.

Norsk

Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® trakeostomitube BRUKSANVISNING


Denne bruksveiledningen gjelder for bruk av følgende Portex® produkter:

100/860/060-100 Trakeostomitube, Suctionaid® Soft-Seal® Profile® Cuff (profilmansjett med myk tetting), størrelse 6,0-10,0mm, sugekontrollventil, nakkelimband, identifikasjonsetiketter.

100/870/060-100 Trakeostomitube, Suctionaid® Smooth Inner Cannula (myk indre kanyle), størrelse 6,0-10,0mm, Soft-Seal® Profile® Cuff (profilmansjett med myk tetting), størrelse 6,0-10,0mm, sugekontrollventil, tubeholder, renseborste, identifikasjonsetiketter.

100/880/060-100 Trakeostomiskifteett, Suctionaid® myk indre kanyle, Soft-Seal® Profile® Cuff (profilmansjett med myk tetting), størrelse 6,0-10,0mm, lededor med Seldinger®-tupp, sugekontrollventil, tubeholder, renseborste, identifikasjonsetiketter

NO



Trakeostomitube O.D. (mm)	Trakeostomitube I.D. (mm)	Trakeostomitube Lengde C° (mm)	Ø	Jackson Størrelse (ca.)	Innerkanyle I.D. (mm)	Cuff Resting Diameter (mm)
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	6	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	-	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	-	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

ADVARSEL:

- LES INSTRUKSJONENE I SIN HELHET FØR BRUK

- DENS EINHETEN MÅ BARE BRUKES AV KLINISKE SOM HAR LÆRT Å BRUKE DEN

MERK: 1 Benytt kun Blue Line Ultra® innerkanyler på Blue Line Ultra® Trakeostomi Tube.
2 Bruk av innerkanyler reduserer diameteren på luftpassasjen med 1,5mm (med unntak av trakeostomirør str. 6,0mm, som reduserer diameteren på luftpassasjen med 1,0mm).
3 Benytt ikke Portex® Connugate innerkanyler (100/528; 100/522) med Blue Line Ultra® Trakeostomituber.

Beskrivelse

Et sortiment av sterile trakeostomituber til engangsbruk. Tubene er laget av klar biokompatibel polyvinylklorid (PVC) med følgende egenskaper:

- Glat bueformet design med lynn ende for å lette innføring og fjerning av både trakeostomitube og innerkanyle uten å påføre pasienten skader.
- Laget av materiale som er fast ved intubering, for så å forme seg etter pasientens øvre luftveier ved kroppstemperatur for å sikre minimale traume.
- 15mm koblingen for tilkobling til anestesi eller ventilator respirasjonssystem er lokalisert på tuben og ikke på innerkanylen.
- Anatomisk formet fleksibel flens for økt pasientkomfort og sikring av trakeostomituben.
- Nytt design på Profile® Soft-Seal® cuffen med redusert masse og glatt overgang til trakeostomituben for lettere innføring.
- Hul obturator med atraumatisk ende til bruk med eller uten lededor for enklere innføring. Klipsene på obturatoren hindrer bevegelser under innføring.

44

- 7 Trakeostomituben skal ikke benyttes på pasienter med abnorme anatomiske landskap eller sykdom i de øvre luftveier, da dette kan føre til delvis eller fullstendig blokkering av luftveiene hos disse pasientene.
- 8 Om lededoren skades under prosedyren ved bruk av skiftesettet kan det medføre vanskeligheter ved innføring. Prosedyren skal kun fortsettes om:

- (a) Den skadede delen av lededoren kan føres inn i trakea og
 - (b) det er nok uskadet lededorde igjen slik at obturatoren ikke trenger å passere det skadede området.
- Om lededoren ikke kan benyttes eller ved tvil om den kan benyttes skal et nytt trakeostomitube-skiftesett og lededorde benyttes.

- 9 Ikke påfør gliemiddel på innerkanylen da dette kan føre til blokkering av innerkanylen og at den ikke kan være i trakeostomituben.
- 10 Om det ikke lar seg gjøre å fjerne innerkanylen fra trakeostomituben skal det ikke støves måkt. Innerkanylen og trakeostomituben fjernes som en enhet og skiftes ut med en ny trakeostomitube og innerkanyle.
- 11 Ved bruk av innerkanyle må riktig diameter og lengde benyttes i forhold til trakeostomituben som benyttes. Størrelsen er merket på tubeflensen, pakken og på pasientmerklapper for å sikre bruk av riktig innerkanyle. Benytt kun innerkanyle som er beregnet til bruk av Portex® Blue Line Ultra® sortimentet.
- 12 Bruk av innerkanyle med feil diameter kan føre til vanskeligheter ved innføring eller redusert gasstilførsel. Bruk av for lang innerkanyle kan føre til skade på trakea eller tilstopning. Bruk av for kort innerkanyle kan føre til ansamling av sekret som kan føre til infeksjon eller tilstopning.
- 13 Trakeostomituber skal skiftes regelmessig ut fra den enkelte pasients behov.
- 14 Bruk av innerkanyler reduserer diameteren på luftpassasjen med 1,5mm (med unntak av trakeostomirør str. 6,0mm, som reduserer diameteren på luftpassasjen med 1,0mm).
- 15 Under og etter tilkobling av pustesystemet til trakeostomitubens kopling må det unngås bruk av overdrevne roterende eller lineære krefter på tuben for å hindre utilsiktet frakopling eller okklusjon.
- 16 For å unngå avvugging av strekkeren må lededoren aldri stikkes inn i trakeostomituben med den røde J-tupptrekkeren på plass. Bruk det riktige trakeostomiskiftesettet (100/820).
- 17 Kontroller at sekreten suges ut fra oversiden av mansjetten ikke før luften slippes ut av trakeostomitubens mansjett for å minimalisere sekretene som kommer inn i lungene når luften tappes ut av mansjetten.
- 18 Ikke sug utskyll ut gjennom sugelumenet når mansjetten er uten luft for å unngå at løsninger kommer inn i lungene.
- 19 Ikke bruk en dekanjeringshette med dette produktet. Dekanjeringshtetten er kun indikert for bruk med fenestrerte trakeostomituber.
- 20 Dersom det brukes en seriell perkutan trakeostomidilator som ladedilator/tetting for å føre inn denne trakeostomituben, må det sikres at dilatoren kan føres inn og fjernes fra trakeostomituben uten utilbørlig bruk av makt for bruk.
- 21 Hvis sugelumenet brukes til vokalisering, må bruk av overdrevet trykk og/eller høye oksygenstrømmenger unngås for å unngå traume i luftrøret.
- 22 Sugelumenet må ikke brukes til vokalisering i en nydannet stomi, da luft beregnet på vokalisering kan lekkje gjennom stomien og hindre tale eller føre til kirurgisk emfysem.
- 23 Sugelumenet må aldri brukes til vokalisering hos pasienter med hindring i de øvre luftveiene, da lufttilførselen kan føre til at det bygges seg opp trykk i området under glottis.
- 24 Suctionaid® eliminerer ikke behovet for rutinemessig endobronkial suging og munhygieniske tiltak.
- 25 Benytt ikke en indre kanyle når trakeostomituben brukes sammen med en høyrevinklet kopling med en koaksial friggass-slange som stikker frem og inn i koblingslumenet (f.eks. en Norman-silbu). Det ustikklende friggassslangen kan stenge av den indre kanylen og begrense utandringstrømmen av gass, noe som kan føre til laryotraume/hypoksi.

46

- En blå slange for oppumping av mansjett og prøveballong med integrert Luer-kontrollventil for oppumping og overvåking av mansjetten.
- En gjennomskiktig sugledning som erder over mansjetten, og som tillater at eventuelle oppsamlede sekreter blir avsugt. Sugledningen er endt med en kontakt for sugeseparatør og en Luer-kobling for å kople til enten en spyøye eller vakuumkontrollventilen som følger med pakken.
- Selvklebende pasientmerker gir informasjon om tubestørrelse og produksjonsåaa.

Sortimenter er tilgjengelig i følgende pakker:

Trakeostomitube:

Tilgjengelig med mansjett i størrelsene 6/ 7/ 7,5/ 8/ 8,5/ 9 og 10mm indre diameter. Kompletet med hul obturator og trakeostomi-tåpe.

Trakeostomirør:

Tilgjengelig med mansjett i størrelsene 6/ 7/ 7,5/ 8/ 8,5/ 9 og 10mm indre diameter, med to glatte innerkanyler i passende størrelse for engangsbruk, renseborste, trakeostomiholder og hulobturator.

Trakeostomiskiftesett:

Tilgjengelig med mansjett i størrelsene 6/ 7/ 7,5/ 8/ 8,5/ 9 og 10mm indre diameter, med to glatte innerkanyler i passende størrelse for engangsbruk, renseborste, trakeostomiholder, J-tipp-skiftesystemvære og hulobturator.

Innerkanyle:

To glatte innerkanyler for engangsbruk, for størrelsene 6/ 7/ 7,5/ 8/ 8,5/ 9 og 10mm trakeostomirør.

For ytterligere informasjon om setene og bestillinger av disse henvises til relevant produktliteratur.

Indikasjoner for bruk

Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® trakeostomitube er indikert for opprettholdelse av frie luftveier på trakeostomerte pasienter. Suctionaid® tillater avsugning av kontaminerte slimsekreter og sekreter under glatts som samler seg og bygges opp mellom trakeostomitubens mansjett og glottis.

Kontraindikasjoner

Det er ingen kjente kontraindikasjoner for bruk av enheten.

Sykkelig fedme og/eller nakkeødem (avstanden mellom huden og trakea kan gjøre at trakeostomituben er for kort).

Sykkelig fedme og/eller nakkeødem (avstanden mellom huden og trakea kan gjøre at trakeostomituben er for kort).

Mulige reaksjoner

Rapporterte reaksjoner er mange og ulike. Det henvises her til standard lærebøker og medisinsk litteratur for ytterligere informasjon.

Advarsel

- 1 Forut for fjerning av trakeostomituben må all luft tas ut av cuffen for å forhindre skade på trakea eller stomi.
- 2 Om trakeostomien smøres med gliemiddel for innsetting må det sørges for at dette ikke letter tubelumen og hindrer frie luftveier.
- 3 Ikke inflater med en oppmålt mengde luft eller på følsomen motstanden i sprøyten, da litt motstand skal kjennes.
- 4 Ved bruk av anestesigasas kan nitro-oksyd diffunderer inn i cuffen og føre til økt eller senket cufftrykk.
- 5 Cufftrykket skal monitoreres og justeres rutinemessig. Overinflering av cuffen kan føre til skade på trakea
- 6 Enhver kontakt med elektrokirurgiske elektroder eller laserkirurgiske stråler må unngås da PVC produserer giftige gasser i kontakt med disse, eller antenne i et miljø med høy oksygenkonsentrasjon (som ved anestesi).

45


Forsiktighetsregler

- 1 Respiasjonssystemet, med koblinger, må kontrolleres så snart dette er satt opp, og følges opp med fortløpende kontroller. Frakobling kan lettes ved bruk av nøkkel nr. 100/555/000.
- 2 Pasienten må lukes korrekt (f.eks. med Portex® Thermowent® T 100/570(015) for å hindre innkapsling av trakeostomituben og/eller innerkanylen og skade på mucosa.
- 3 Åpningen i trakeostomituben må sikres med regelmessig sug og rengjøring av innerkanylen. Kontroller åpningen rutinemessig og bytt ut tuben om nødvendig for å opprettholde frie luftveier. Hver tube skal ikke benyttes mer enn 30 dager.
- 4 Cufftrykk og volum må monitoreres, justeres og nedtegnes rutinemessig slik at overtrykk ikke oppstår.
- 5 Utsyrt sug benyttes under inflatering av cuffen må være fritt for fremmedlegemer. Inflateringsutsyret fjernes øyeblikkelig fra inflateringsventilen og støvheten settes på . Testinflater cuffen før innføring.
- 6 Hindre skade på cuffen ved å unngå kontakt med skarpe gjenstander.
- 7 Ventilene på inflateringsslangen kan forringe klarheten på bildene ved Magnetic resonance imaging (MRI). Sørg for at ventilene peker vekk fra området som blir skannet.
- 8 Sørg for at innerkanylen ikke knekkes under vask og at skadede innerkanyler ikke settes tilbake i trakeostomituben.
- 9 Etter innføring kontrolleres tube og flensplassering med røntgen.
- 10 Om Portex® trakeostomituben skal benyttes utenfor sykehuset må pasienten få opplæring i sikker bruk og vedlikehold av kyndig personell. En liten bruksveiledning for pasienter kan bestilles fra Smiths Medical kunde-service.
- 11 Bare steril saltløsning må brukes til å rengjøre de tilgjengelige delene av trakeostomituben mens den er på plass. Hvis trakeostomituben fjernes fra pasienten, må den kastes.
- 12 Benytt ikke skarpe gjenstander for å rengjøre innerkanylen. Benytt kun medfølgende børste. Denne børsten skal ikke brukes på tuben.
- 13 Blue Line Ultra® trakeostomituber og innerkanyler er designet og ment til kun en enkel pasient. De skal ikke gjensteriliseres på noen måte.
- 14 Tuben skal ikke bevegges når cuffen er oppblåst.
- 15 Når suget er utført kobles sug-enheten fra sug-slangen og hette settes på Luer-lock koblingen på proksimale ende av sug-slangen for å redusere risiko for infeksjon.

- 16 Forsiktighet: Etter amerikansk lovgivning kan dette utsyret kun selges eller bestilles av en lege.

Bruksanvisning

- 1 Kontroller cuff og inflateringsystemet før bruk.
- 2 Før innføring skal det kontrolleres at obturatoren kan fjernes fra trakeostomituben ved å løse på klipsene med en lett vridding. Kontroller at innerkanylen (der denne medfølger) kan settes inn og fjernes fra trakeostomituben. Sett obturatoren inn i tuben igjen til et klikk bekrefter at den er korrekt plassert.



47

Skifting av innerkannyle

- 1 Koble trakeostomituben fra respirasjonssystemet.
- 2 Fjern den gamle innerkanylen.
- 3 Sett inn en ny innerkannyle.
- 4 Koble sammen systemet og kontroller.
- 5 Rengjør og kast den gamle innerkanylen.


Rengjøring av innerkanylen

Daglig rengjøring av innerkanylen anbefales eller når den blir tilsmusset av slim eller sekret. Denne perioden vil variere etter den enkelte pasients behov.

Fjern innerkanylen fra trakeostomituben før den rengjøres.

- 1 Legg innerkanylen i sterilt saltvann eller mildt rensmiddel, og la den ligge i dette i opp til 15 minutter
- 2 Rist innerkanylen i løsningen for å løse opp sekret. Benytt rengjøringsbørsten som medfølger for å fjerne tørket eller seigt sekret.
- 3 Skyll innerkanylen og børsten med sterilt saltvann
- 4 Lufttørk innerkanylen. Når den er rengjort og tørket skal den oppbevares rent og tørt.

Norsk



Portex® Trakeostomikanylleholder for Engangsbruk BRUKSANVISNING Ref: 100/503/200

La koplingsstykket for trakeostomikanylen peke mot deg og gjør følgende:

- 1 Ta holderen og kontroller at Portex®-logoen vender bort fra deg.
- 2 Fold uren av de smale Velcro-reimene (A) og tre den helt gjennom fra baksiden av trakeostomikraven (B) gjennom hullet til venstre.
- 3 Brett den smale reimen (A) tilbake og fest den til det brede båndet.
- 4 Plasser holderen bak pasientens nakke og gjenta trinn 2 og 3 for høyre side.
- 5 Tilpass holderen ved å bruke den brede Velcro-reimen (D) slik at den passer til pasienten. Kontroller at holderen sitter ordentlig sammen.

En størrelse – passer alle voksne.

Smiths designmerke, Portex, Profile, Soft-Seal, Suctionaid, Blue Line Ultra og Thermovent er varemerker for Smiths Medical-selskaper. Symbolet * indikerer at varemerket er registrert hos det amerikanske patent- og varemerkekontoret og patentkontorer i visse andre land. Alle andre navn og merker tilhører de respektive eiere av nevnte varenavn, varemerker eller servicemerker. © 2006 Smiths Medical-selskaper. Med enerett. 'Velcro' er et registrert varemerke for Velcro Industries B.V.

- 3 En liten mengde vannløselig glidemiddel kan tilføres yttertuben og obturatoren for å lette innføring.
- 4 For inn trakeostomituben i henhold til godkjente prosedyrer og fjern obturatoren.
- 5 Inflater cuffen med den minimale mengde luft som skal til for å gi effektiv forsegling
- 6 Fikser trakeostomituben med medfølgende bomulstape eller en Portex® trakeostomitubeholder (100/503/200) om dette medfølger.
- 7 Sett inn innerkanylen inn i trakeostomituben.Sørg for at innerkanylen er sikret. Dette kan høres ved et lite klikk.

MERK: Innerkanylen må kontrolleres, rengjøres eller byttes ut regelmessig.

- 8 Fjern det rektangulære pasientmerket fra pakningen og påfør tid for å registrere bruken av trakeostomituben.
- 9 Fjern trakeostomiflensmerket fra pakningen, brett sammen og plasser over trakeostomitubens 15mm kobling for å lette identifisering av tuben og å gjøre det kliniske personell oppmerksom på bruken av flens.
- 10 To innerkanyler medfølger slik at en kan benyttes samtidig som den andre rengjøres.

- 11 Kontroller at innerkanylen ikke er knekt eller skadet før bruk. Innerkanyler kan bestilles separat (100/850).

Ved bruk av trakeostomitube-skiftesett gjelder følgende prosedyre.

- 12 Kontroller at ledsonden går lett gjennom obturatoren på den nye trakeostomituben.
- 13 Før inn ledsonden med J'-enden først inn i trakeostomituben, til ca. 10cm ligger i tuben og trakea..
- 14 Kontroller at ledsonden kan bevegtes fritt inne i trakeostomituben..
- 15 Fjern innestående trakeostomitube. Hold ledsonden mellom pekefinger og tommel og før den nye trakeostomituben over ledsonden på plass ned i trakea.
- 16 Fjern obturatoren og ledsonden. Fikser dermed trakeostomituben med trakeostomitubeholderen (100/503/200) som medfølger.
- 17 Etter bytte av trakeostomitube anbefales å sugre trakea og trakeostomitube for å sikre frie luftveier. Blødning forårsaket av bytte av trakeostomitube kan føre til blokkering av frie luftveier.


Suctionaid®

- 1 Sørg for at oppsugingsporten over cuffen er i trakea og ikke i pretrakealt vev etter innføringen av tuben for å sikre at den fungerer riktig og hindrer saltoppbløsningen fra å renne ut fra stoma.
- 2 Med cuffen inflatert kobles suget (enten sprøyte eller lavtrykks-sug) til sug-slangen med kontrollventilen. Aspirer sekretet opp til et maksimum sug på 300mm Hg.
- 3 Ved motstand under aspirering skylles sug-slangen med luft eller sterilt saltvann. Ved fortsatt motstand kan sug-slangen være blokkert og trakeostomituben må da skiftes ut, eller andre metoder for sug benyttes.
- 4 Når suget er utført kobles sug-enheten fra sug-slangen, og hette settes på Luer-lock koblingen på proksimale ende av sug-slangen. Kontrollventilen skal benyttes til en pasient og kan rengjøres med sterilt saltvann. Kontrollventilen er også tilgjengelig alene (100/515/200).
- 5 Ved bruk av kontinuerlig lavtrykks-sug må trykket monitoreres regelmessig. Ved forhøyet trykk kobles suges fra og prosedyren i foregående punkt gjennomføres ved motstand.

Nederlands

Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® Tracheostomietube GEBRUIKSAANWIJZING

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de volgende Portex® producten:
100/860/060-100 Tracheostomietube, Suctionaid® Soft-Seal® Profile® cuff, maat 6,0-10,0mm, regelklep voor aspiratie, nekstrips, identificatiedebels.
100/870/060-100 Tracheostomietube, Suctionaid®, gladde inwendige canule, Soft-Seal® Profile® cuff, maat 6,0-10,0mm, regelklep voor aspiratie, tubehouder, reinigingsborstel, identificatiedebels.
100/880/060-100 Tracheostomie-wisselsel, Suctionaid®, gladde inwendige canule, Soft-Seal® Profile® cuff, maat 6,0-10,0mm, regelklep voor aspiratie, tubehouder, reinigingsborstel, identificatiedebels.



U.D. Tracheostomie-tube (mm)	I.D. Tracheostomie-tube (mm)	Tracheostomie-tube Lengte C' (mm)	Ø	Jackson Maat (ong.)	I.D. Binnenanule (mm)	Diameter Cuff (mm)
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	5	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	-	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	-	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

WAARSCHUWINGEN

- LEES VOOR GEBRUIK DE VOLLEDIGE GEBRUIKSAANWIJZING
 - DIT PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR ARTSEN DIE EEN OP LEIDING HEBBEN GENOTEN IN HET GEBRUIK ERVAN
- NB:
- 1 Gebruik uitsluitend een Blue Line Ultra® Binnenanule bij een Blue Line Ultra® Tracheostomie-tube.
 - 2 Het gebruik van een binnenanule verkleint de luchtwegdiameter met 1,5mm (met uitzondering van de 6,0mm tracheostomietube die de luchtwegdiameter met 1,0mm verkleint).
 - 3 Gebruik geen Portex® Geïnbalde Binnenanule (100/528; 100/522) bij een Blue Line Ultra® Tracheostomie-tube.

Beschrijving

Een serie steriele eenmalig bruikbare van doorzichtig biocompatibel polyvinylchloride (PVC) vervaardigde tracheostomie-tubes met de volgende kenmerken:

- Een vloeidat gebogen vorm met een taps toelappende tip waardoor zowel de tracheostomie-tube als de gladde binnenanule met een minimale inbreuk op de anatomie van de patiënt geplaatst en verwijderd kunnen worden.
- Warmtegevoelig materiaal dat aanvankelijk stug genoeg is om ingebracht te kunnen worden, maar zich later onder invloed van de lichaamswarmte aanpast aan de vorm van de bovenste luchtwegen van de patiënt en daardoor traumata tot een minimum beperkt.
- Een 15mm connector voor aansluiting op anesthesie- of beademingsapparatuur bevindt zich op de tube, niet op de binnenanule.
- Anatomisch gevormde flexibele flens ter verbetering van het comfort voor de patiënt en ter verhoging van de veiligheid van de tracheostomie-tube.
- Nieuw ontworpen Soft Seal Profile® Cuff, een kleinere massa van de cuff en een vloeiende overgang naar de tracheostomie-tube, waardoor het inbrengen gemakkelijker verloopt.
- Om het inbrengen te vergemakkelijken kan er een holle obturator met of zonder veerdraad gebruikt worden.

De obturator klemmen voorkomen dat de obturator tijdens het inbrengen verschuift.

- Een inflatiedlang met blauwe cuff en een probebalon met integrale Luer-type regelklep voor het vullen en bewaken van de cuff.
- Een transparante aspiratiedlang die boven de cuff eindigt en het mogelijk maakt eventuele opgehoopte afscheiding af te zuigen. De aspiratiedlang eindigt in een connector voor afzuigapparatuur en een Luer-poort die kan worden aangesloten op een spuit of op de regelklep voor vacuüm die is meegeleverd in de verpakking.
- Ziektevervold Patiëntentelnet met informatie over de maat van de tracheostomie-tube en het partijnummer van de fabrikant.

De serie is in de heronder genoemde v verschillend samengestelde verpakkingen verkrijgbaar:

Tracheostomie-tube:

verklgbaar met cuff, met een inwendige diameter (ID) van 6/7/7,5/8/8,5/9/10mm. Compleet met holle obturator en tracheostomie-fixatieleint.

Tracheostomietube met gladde binnen canule:

verklgbaar met cuff, met een inwendige diameter (ID) van 6/7/7,5/8/8,5/9/10mm, met twee bijpassende binnenanules voor eenmalig gebruik, een reinigingsborstel, een tracheostomie-tube-houder en een holle obturator.

Tracheostomie wisselsel:

verklgbaar met cuff, met een inwendige diameter (ID) van 6/7/7,5/8/8,5/9/10mm, met twee bijpassende binnenanules voor eenmalig gebruik, een reinigingsborstel, een tracheostomie-tube-houder, een J-tube verandegedeelstaad en een holle obturator.

Binnenanule:

twee gladde binnenanules voor eenmalig gebruik, voor de maten 6/7/7,5/8/8,5/9/10mm tracheostomietube.

Ze de relevante productinformatie voor alle bijboudende over de inhoud van de kit en voor de wijze van bestellen.

Indicaties voor gebruik

De Portex® Blue Line Ultra® tracheostomietube is gendieerd voor het doorgankelijk houden van de luchtpijp bij patiënten met een tracheostoma. Suctionaid® maakt het mogelijk om verontreinigde mukos en subglottische afscheiding af te zuigen die zich ophopen tussen de cuff van de tracheostomietube en de glottis.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van dit hulpmiddel.

Relatieve contra-indicatie

Zielelijke obesitas en/of oedem in de hals (door de afstand van de huid tot de trachea kan de tracheostomie-tube te kort blijken te zijn).

Bijwerkingen

Er zijn bij het gebruik van tracheostomie-tubes vele verschillende bijwerkingen gemeld. Raadpleeg standaardwerken en medische literatuur voor informatie over specifieke bijwerkingen.

Waarschuwingen


- 1 Voor dat er een tracheostomie-tube met een cuff verwijderd kan worden dient alle lucht uit de cuff gehaald te zijn om beschadiging van de trachea en het stoma te voorkomen.
- 2 Als de tracheostomie-tube van tevoren glad is gemaakt, zorg er dan voor dat het glijmiddel het lumen van de tube niet afsluit en ademhaling c.q. beademing van de patiënt belemmerd wordt.
- 3 De cuff mag niet met een afgemeten hoeveelheid lucht of op geleide van de tegendruk van de spuit geïnflateerd worden, omdat er tijdens inflatie weinig weerstand te voelen zal zijn.
- 4 Tijdens anesthesie kan er lachgas naar de cuff diffunderen waardoor de druk in de cuff kan gaan schommelen.
- 5 De spanning in de cuff dient regelmatig gecontroleerd te worden. Overinflatie van de cuff kan irreversibel trachealetsel tot gevolg hebben.
- 6 Contact met elektro-chirurgische elektrodes en chirurgische laserstralen dient te worden vermeden omdat PVC hierdoor toxische rookgassen aan de lucht kan afgeven of in een met zuurstof verrijkte omgeving (bijv. tijdens anesthesie) kan ontbranden.
- 7 Gebruik deze tracheostomie-tube niet bij patiënten met anatomische afwijkingen aan de bovenste luchtwegen, omdat dit in een partiele of totale luchtwegobstructie kan resulteren.

Voorzorgsmaatregelen

- 1 Bij het aansluiten van een beademingssysteem dienen alle connectors op veiligheid te worden gecontroleerd. Deze controle dient daarna op gezette tijden te worden uitgevoerd. Bij het kopschakelen kan een ontkoppelhuisje (100/555/000) gebruikt worden.
- 2 De luchtwegen van de patiënt dienen adequaat bevochtigd te worden bijv. met de Portex® Thermovent® T1 100/570/015) om verstopping in de tracheostomie-tube en/of de binnencanule en beschadiging van de mucosa tot een minimum te beperken.
- 3 De doorgangbaarheid van het lumen van de tracheostomie-tube dient gewaarborgd te worden door de binnencanule regelmatig schoon te zuigen en te reinigen. Om de luchtwegen doorgangkelijk te houden dient de binnencanule regelmatig gecontroleerd en zonodig vervangen te worden. De maximaal aanbevolen gebruiksperiode bedraagt 30 dagen.
- 4 De spanning en het volume van de cuff moeten regelmatig gecontroleerd, bijgesteld en gereinigd worden, zodat er geen letsel door overinflatie of aspiratie door onderinflatie op kan treden.
- 5 De hulpmiddelen die bij het inflateren van de cuff gebruikt worden dienen schoon en stofdicht te zijn. Nadat de cuff geïnfleerd is, dient het inflatiemiddel onmiddellijk uit de inflatieklep verwijderd te worden. Plaats vervolgens de sokkap. Test de cuff door hem te inflateren voordat de cuff wordt ingebracht.
- 6 Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van de cuff.
- 7 De inflatieklep kan de helderheid van MRI-beelden beïnvloeden. Houd de klep buiten het te scannen gebied.
- 8 Er dient op gelet te worden dat de binnencanule tijdens het reinigen niet geknikt of beschadigd wordt, en dat er geen geknikte of beschadigde binnencanule in de tracheostomie-tube ingebracht wordt.
- 9 Controleer, nadat de tube is ingebracht, de positie van de tube en de locatie van de vensters met bijvoorbeeld een thoraxfoto.
- 10 Voordat een Portex® Tracheostomie-tube buiten het ziekenhuis toegepast kan worden dient de patiënt door een geschoolde medewerker gereïnstueerd te zijn in een veilig gebruik en de behandeling van dit product. Een handleiding patiëntenzorg is bij de Smits Medical Kantenservice verkrijgbaar.
- 11 Gebruik uitsluitend een steriele fysiologische zoutoplossing om de tegenwoordige onderdelen van de tracheostomietube in situ te reinigen. Als de cuff is beschadigd, dient de patiënt opnieuw geïnstueerd te worden; gooi de beschadigde tube weg.
- 12 Gebruik voor het schoonmaken van de binnencanule geen schurende reinigingsmiddelen. Gebruik uitsluitend de meegeleverde reinigingsborstel. Deze borstel mag niet gebruikt worden om de tracheostomie-tube schoon te maken.
- 13 De Blue Line Ultra® Tracheostomie-tubes en Binnencanules zijn ontworpen en bestemd om bij één patiënt gebruikt te worden. Ze mogen niet met geen enkele methode opnieuw gesteriliseerd worden.
- 14 Repositioneren van een tracheostomie-tube met een geïnfleerde cuff in situ dient vermeden te worden.
- 15 Na het afzagen via het afzuigkanaal dient de afzuigapparatuur inclusief het controleventiel te worden verwijderd en moet het afzuigkanaal met een kapje worden afgesloten om de kans op infectie tot een minimum te beperken.
- 16 **Let op:** Krachten of nationale wetgeving (van de VS) mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verlooch.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Voordat het product ingebracht wordt, dient de integriteit van de cuff en het inflatiesysteem getest te worden.
- 2 Voordat het product ingebracht wordt, dient gecontroleerd te worden of de obturator uit de tube verwijderd kan worden nadat de obturatoroklemmen met een licht draaiende beweging losgemaakt zijn. Controleer of de binnencanule (indien van toepassing) in de tracheostomie-tube ingebracht en er weer uit verwijderd kan worden. Breng de obturator weer in en zorg ervoor dat de obturator in positie klikt.



53

Vervangen van de binnencanule

- 1 Koppel de tracheostomie-tube los van het beademingssysteem.
- 2 Verwijder de oude binnencanule.
- 3 Breng een nieuwe of een reserve binnencanule in.
- 4 Sluit het beademingssysteem weer aan en controleer dit op veiligheid.
- 5 De oude binnencanule moet gereinigd of weggegooid worden.

Reinigingsinstructies – Binnencanule

Het verdient aanbeveling de binnencanule zowel dagelijks als elke keer als de canule verwettigd is met slijm of afscheidingsproducten schoon te maken. Dit vereist naar gelang de individuele behoeft van elke patiënt.

Om gereinigd te kunnen worden dient de binnencanule altijd uit de tracheostomie-tube verwijderd te worden.

- 1 Laat de binnencanule in een steriele fysiologische zoutoplossing of een milde reinigingsoplossing weken.
- 2 Beweeg de binnencanule in de oplossing heen en weer om de afscheidingsproducten los te schudden. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel om alle opgedroogde of kleverige afscheidingsproducten te verwijderen.
- 3 Na afloop van het weken en reinigen dienen de binnencanule en de reinigingsborstel met een schone steriele fysiologische zoutoplossing afgespoeld te worden.
- 4 Laat de binnencanule aan de lucht opdrogen. Als de binnencanule droog is, dient de canule op een schone, droge, stofdichte plaats bewaard te worden.

Nederlands

Portex® Houder voor een Tracheostomie-tube, voor Eenmalig Gebruik GEBRUIKSAANWIJZING

Ref: 100/503/200

Met de connector van de tracheostomie-tube naar u toe gericht:

- 1 Neem de houder en zorg dat het Portex® logo van u af is gericht.
- 2 Maak een van de smalle velcrobandjes (A) los, en rijk het vanaf de achterzijde van kraag (B) op de tracheostomie-tube volledig door het linker gat.
- 3 Vouw het smalle velcrobandje (A) terug en zet het vast op de brede band.
- 4 Schuif de houder achter de hals van de patiënt en herhaal stappen 2 en 3 aan de rechterkant.
- 5 Maak de houder verder passend voor de patiënt met behulp van de brede velcroband (D) en zorg daarbij dat de houder goed vastzit.

Er is één maat die alle volwassenen past

Het Smits onwettigsmek, Portex, Profile, Soft-Seal, Suctionaid, Blue Line Ultra en Thermovent zijn handelsmerken van de Smits Medical bedrijfsmilie. Het symbol " geeft aan dat het handelsmerk bij het Amerikaanse patiënten- en handelsmerkenkantoor en in bepaalde andere landen gedeponeerd is. Alle andere genoemde namen en merken zijn de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de respectieve eigenaren © 2006 Smits Medical bedrijfsmilie. Alle rechten voorbehouden.

Velcro is een geregistreerd handelsmerk van Velcro Industries BV

55

- 8 Als de voortdraad tijdens het gebruik van de Vervangingskit voor tracheostomie beschadigd raakt, kan het problematisch zijn de procedure voort te zetten. Als dit zich voordoet, kan er alleen verder gewerkt worden als:

- (a) het beschadigde gedeelte van de voortdraad tot in de trachea opgeschoven kan worden en
- (b) er zoveel lengte onbeschadigde voortdraad over is dat de obturator opgeschoven kan worden zonder in contact met het beschadigde gedeelte van de voortdraad te komen.

Als de voortdraad niet meer te gebruiken is of als er twijfel bestaat over de bruikbaarheid van de beschadigde voortdraad, dan dient er een nieuwe vervangingskit voor tracheostomie met een nieuwe voortdraad gebruikt te worden.

- 9 De binnencanule mag niet met een glijmiddel behandeld worden. De binnencanule kan erdoor verstopt raken en moeilijk of niet in de tracheostomie-tube op zijn plaats blijven.

- 10 Indien het niet mogelijk is de binnencanule uit de tracheostomie-tube en de binnencanule samen verwijderd en door een nieuwe tracheostomie-tube en binnencanule vervangen te worden.

- 11 Zorg ervoor dat een eventueel toegepaste binnencanule zowel de juiste diameter als de juiste lengte heeft voor de in gebruik zijnde tracheostomie-tube. Op de flens van de tube, het label van de verpakking en op aanvullende patiëntenaanbevelingen staat de maat aangegeven om vast te kunnen stellen welke binnencanule gebruikt moet worden. Gebruik uitsluitend een binnencanule die specifiek geleverd wordt voor gebruik bij een tube uit de Portex® Blue Line Ultra® serie.

- 12 Indien er een binnencanule met een verkeerde diameter gebruikt wordt, kan dit tot problemen bij het inbrengen leiden of de luchtdruk te laag te worden. Een te lange binnencanule kan te ver uit de buitentube steken, waardoor de trachea beschadigd of geïrriteerd kan worden. Indien er een te korte binnencanule gebruikt wordt, kan er secretie optreden, hetgeen infectie of verstopping van de tracheostomie-tube tot gevolg kan hebben.

- 13 Een tracheostomie-tube dient, afhankelijk van de individuele behoefte van de patiënt, regelmatig vervangen te worden.

- 14 Het gebruik van een binnencanule verkleint de luchtwegdiameter met 1,5 mm (met uitzondering van de 6,0 mm tracheostomietube die de luchtwegdiameter met 1,0 mm verkleint).

- 15 Gedurende na aansluiting van het beademingsapparaat op de connector van de tracheostomietube moet toepassing van overmatige rotatiekrachten of lineaire krachten op de tube worden vermeden om onbedoelde loskoppeling of occlusie te voorkomen.

- 16 Nooit de voortdraad in een tracheostomietube steken terwijl de rode "J"-tiprekker aanwezig is; dit om aspiratie van de strekker te voorkomen. Gebruik de draaier die de tracheostomie-wisselaar (100/820).

- 17 Zorg dat vlak voordat de cuff van de tracheostomietube wordt geleegd, de afscheiding van boven de cuff wordt afgezogen, zodat bij het legen van de cuff een minimum aan afscheiding in de longen terecht kan komen.

- 18 Niet via het aspiratielumen afzuigen/spoelen terwijl de cuff niet gevuld is, zodat vermeden wordt dat oplossingen in de longen terechtkomen.

- 19 Gebruik met dit product geen decanulatiepomp. De decanulatiepomp mag uitsluitend bij een gefenestreerde tracheostomietube worden toegepast.

- 20 Als een seriële percutane tracheostomiedilatator als laaidilatator/obturator voor insertie van deze tracheostomie-tube wordt gebruikt, zorg dan dat de dilatator vóór gebruik kan worden ingebracht en uit de tracheostomietube kan worden verwijderd zonder overmatige kracht te gebruiken.

- 21 Als het aspiratielumen wordt gebruikt voor vocalisatie, vermijd dan overmatige druk en/of een hoge zuurstroom om trauma van de trachea te voorkomen.

- 22 Het aspiratielumen mag niet voor vocalisatie in een pas gecreëerde stoma worden toegepast; aangezien de lucht bedoeld voor vocalisatie via de stoma kan weglekken waardoor spraak onmogelijk is en chirurgisch geïnduceerd emfyseem kan optreden.

- 23 Het aspiratielumen mag nooit voor vocalisatie worden toegepast bij patiënten met een obstructie van de bovenste luchtwegen, aangezien de toegevoerde lucht drukopbouw in de subglottische ruimte kan veroorzaken.

- 24 Suctionaid® maakt het niet overbodig om routinematig endobronchiaal af te zuigen en mondhygiëne in acht te nemen.

- 25 Geen binnencanule aanbrengen bij gebruik van een tracheostomietube samen met een rechthoekige connector die een coaxiale tube voor vers gas bevat welke in het lumen van de connector uitsteekt (bijvoorbeeld het Norman-kniestuk). De uitstekende tube voor vers gas zou de inwendige canule kunnen occluderen, waardoor de stroming van expiratiegas zou worden belemmerd en barotrauma/hypoxie het gevolg kan zijn.

52

- 3 Om het inbrengen te vergemakkelijken kan er een kleine hoeveelheid in water oplosbaar glijmiddel aangebracht worden op de buitentube en de tip van de obturator.
- 4 Breng de tracheostomie-tube met behulp van algemeen aanvaarde medische technieken in en verwijder de obturator.
- 5 Inflatieer de cuff (indien aanwezig) met de kleinste mogelijke hoeveelheid lucht die nodig is om een afdoende afsluiting mee tot stand te brengen.
- 6 Fixeer de tracheostomie-tube met de katopenen linten of met de Portex® Tracheostomie-tube-houder (100/503/200) indien deze is meegeleverd.
- 7 Breng de binnencanule (indien van toepassing) in de tracheostomie-tube. Zorg ervoor dat de binnencanule zorgvuldig ingebracht is. De binnencanule zit goed op zijn plaats als er een zachte klik te voelen is.

NB: De binnencanule dient routinematig op gezette tijden gecontroleerd, gereinigd en vervangen te worden.

- 8 Haal het rechthoekige Patiëntenetiket van de achterkant en plak het in het dossier van de patiënt om de gegevens over de gebruikte tracheostomie-tube te registreren.

- 9 Haal het Flenslabel van de achterkant (verwijder het ronde inzetstuk), vouw het label dubbel en plak het over de 15mm connector van de tracheostomie-tube, zodat de maat van de gebruikte tube nagegaan kan worden en het personeel zonodig attent wordt gemaakt op de aanwezigheid van versters.

- 10 Er worden twee binnencanules meegeleverd, zodat de ene canule gebruikt kan worden terwijl de andere gereinigd wordt.

- 11 Inspecteer de binnencanule voordat de canule (opnieuw) wordt ingebracht, en gooi de canule weg als er knikken, breuken of beschadigingen worden geconstateerd. Er zijn vervangende binnencanules verkrijgbaar (100/850).

Voor ondersteunde lijfmedische procedures uit de Vervangingskit voor tracheostomie met voortdraad wordt gebruikt.

- 12 Controleer of de voortdraad gemakkelijk door de obturator of de nieuwe tracheostomie-tube heen en weer glijdt.
- 13 Breng de voortdraad met de J-tip voorop in de nog aanwezige tracheostomie-tube, en breng de voortdraad minimaal 10cm in de tracheostomie-tube en de trachea in.

- 14 Controleer of de voortdraad ongehinderd door de tracheostomie-tube heen en weer bewogen kan worden.
- 15 Verwijder de tracheostomie-tube. Houd het losse uiteinde van de voortdraad tussen duim en wijsvinger vast om te voorkomen dat de draad beschadigd wordt, en schuif de nieuwe tracheostomie-tube over de voortdraad tot in de trachea.

- 16 Verwijder de voortdraad en de obturator, maar laat de tracheostomie-tube liggen. Fixeer de tracheostomie-tube met de meegeleverde tracheostomie-tube-houder (100/503/200).

- 17 Nadat de tracheostomie-tube verwisseld is, is het aan te bevelen de tracheostomie-tube en de trachea uit te zuigen zodat de luchtwegen vrij zijn. Als er door het verwisselen van de tube een bloeding optreedt, kan dit tot stolschikvorming in en daardoor ernstige obstructie van de luchtwegen leiden.

Suctionaid®

- 1 Controleer na het inbrengen van de tube of de afzuigpoort boven de cuff in de trachea en niet in pre-tracheaal weefsel ligt om zeker te zijn van correct functioneren en om te voorkomen dat er bij het spelen met een fysiologische zoutoplossing vloeistof uit het stoma komt.
- 2 Sluit, als de cuff opgeblazen is, de afzuigapparatuur – een injectiespuiter of een lage druk-afzuigapparaat – aan op het afzuigkanaal met gebruikmaking van het afzuigcontrole-ventiel en zuig het secretie langzaam op met een negatieve druk van maximaal 300mm Hg.
- 3 In het geval dat weerstand wordt ondervonden bij het afzuigen, dient het afzuigkanaal te worden doorgeblazen met lucht of te worden doorgespoeld met een steriele zoutoplossing, waarna opnieuw kan worden afgezogen. Als bij het inbrengen van de lucht of de zoutoplossing nog steeds weerstand wordt ondervonden en als de ingebracht vloeistof niet kan worden opgenomen, kan het zijn dat het afzuigkanaal verstopt is. In dat geval dient de tracheostomietube te worden vervangen of een andere methode van afzuigen te worden toegepast.
- 4 Na het afzuigen dient de afzuigapparatuur inclusief het controleventiel te worden verwijderd en dient de Luer aansluiting aan het proximale uiteinde van het afzuigkanaal te worden afgesloten. Het afzuigcontrole-ventiel is bedoeld voor gebruik bij één patiënt en kan gereinigd worden met een steriele zoutoplossing. Nieuwe afzuigcontrole-ventielen zijn ook apart verkrijgbaar (100/515/200).
- 5 Bij continue afzuiging met lage negatieve druk dient de druk regelmatig te worden gecontroleerd. Als de negatieve druk toeneemt, dient de afzuigapparatuur te worden losgekoppeld en dient de afzuigprocedure geëindigd te worden als de welle hierboven werd beschreven in het geval van het ondervinden van weerstand bij het afzuigen.

54

Português

Tubo de Traqueotomia Blue Line Ultra® Suctionaid® da Portex® INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estas instruções são para ser usadas com os seguintes produtos da Portex®:
100.880/060-100 Tubo de Traqueotomia, Auxílio de Aspiração,
Ciffr de Perfil de Vedação Macio, tamanhos 6,0-10mm, válvula de controlo de
aspiração, fita para o pescoço, etiquetas de identificação.
100.870/060-100 Tubo de Traqueotomia, Auxílio de Aspiração, Cínula Uniforme Interior,
Ciffr de Perfil de Vedação Macio, tamanhos 6,0-10mm, válvula de controlo de
aspiração, suporte do tubo, escova de limpeza, etiquetas de identificação.
100.880/060-100 Kit para Mudança de Traqueotomia, Auxílio de Aspiração, Cínula Uniforme Interior, Suporte de Perfil de Vedação Macio,
tamanhos 6,0-10mm, fita-guia de Seldinger (de ponta em T), válvula de controlo de aspiração, suporte do tubo, escova de limpeza,
etiquetas de identificação.

DE do Tubo de Traqueotomia (mm)	D.I. do Tubo de Traqueotomia (mm)	Comprimento C' do Tubo de Traqueotomia (mm)	Ø	Tamanho Jackson (aprox.)	D.I. da Cínula Interior (mm)	Diâmetro do Desenho do Balão (mm)
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	6	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	–	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	–	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

ADVERTÊNCIA:

- LEIA COMPLETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR
- ESTE APARELHO SÓ PODE SER USADO POR CLÍNICOS FORMADOS NA SUA UTILIZAÇÃO

NOTA: 1 Use só Cínula Interior Blue Line Ultra® com os Tubos de Traqueotomia Blue Line Ultra®.
2 A utilização de uma Cínula Interior reduz o diâmetro da via respiratória por 1,5mm (excluindo o tubo de traqueotomia de tamanho 6,0mm) e reduz o diâmetro da via respiratória por 1,0mm.
3 Não utilize a Cínula Interior Canelada da Portex® (100/528; 100/522) com os Tubos de Traqueotomia Blue Line Ultra®.

Descrição

Uma gama de tubos de Traqueotomia estéreis de utilização fabricados de dreteto de polivinilo (PVC) de compatibilidade biológica incorporando as seguintes características:

- Desenho arqueado suave com ponta cónica para auxiliar à colocação e remoção do tubo de traqueotomia e cínula interior macio com o mínimo de perturbação à anatomia do doente.
- Material sensível ao calor com rigidez inicial suficiente para inserção a qual depois se adapta à via respiratória superior à temperatura do corpo do doente assegurando o mínimo de trauma.
- Conector de 15mm para ligação ao circuito de respiração do ventilador ou anestésico está localizado no tubo não na Cínula Interior.
- Rebordo flexível de forma anatómica para aumento do conforto do doente e aumento da segurança do tubo de traqueotomia.
- Desenho novo do balão de vedação macio com redução de volume e transição sem problemas do tubo de traqueotomia para o melhoramento da facilidade de inserção.
- Um obturador com ponta atraumática para utilização com ou sem fita-guia para melhoramento da facilidade de inserção. Os grampos do obturador evitam o movimento do obturador durante a inserção.

56

- Uma linha azul de enchimento do cuff e balão piloto com válvula de verificação Luer integral para encher e monitorizar o cuff
- Uma linha de aspiração transparente terminando acima do cuff que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. A linha de aspiração termina com um conector para aparelhos de aspiração e uma porta Luer para conectar ou a uma seringa ou à válvula de controlo do vácuo que está incluída no pacote.

*Etiquetas para as Fichas dos Doentes autocolantes indicando o tamanho do tubo e pormenores sobre a remessa de fabrico.

Esta gama é fornecida numa variedade de configurações de embalagem conforme listado a seguir:

Tubo de Traqueotomia:

disponível com balão em tamanhos de D.I. de 6/7/7,5/8/8,5/9 e 10mm. Completo com obturador concaico e fitas de traqueotomia.

Tubo de Traqueotomia com Cínula Interior Macio:

disponível com balão, tamanhos de D.I. de 6/7/7,5/8/8,5/9 e 10mm, com duas cínulas interiores macios de tamanho adequado, para utilização num único doente, escova de limpeza, suporte do tubo de traqueotomia e obturador concaico.

Kit de Substituição de Traqueotomia:

disponível com balão, tamanhos de D.I. de 6/7/7,5/8/8,5/9 e 10mm, com duas cínulas interiores macios de tamanho adequado, para utilização num único doente, escova de limpeza, suporte do tubo de traqueotomia, fita-guia de substituição de tubo de ponta em T e obturador concaico.

Cínula Interior:

duas cínulas interiores uniformes para utilização num único doente, para Tubos de Traqueotomia de tamanhos 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 9 e 10mm. Para detalhes completos sobre conteúdo do kit e informação de encomenda consulte a adequada literatura do produto.

Indicações de utilização

O Tubo de Traqueotomia Blue Line Ultra® da Portex® é indicado para manutenção da via respiratória de doentes que fixam uma traqueotomia. Auxílio de Aspiração permite aspiração de muco contaminado e secreções sub-glóticas que se concentram e se acumulam entre o cuff do tubo de traqueotomia e a glote.

Contra-indicações

Não existem nenhuma contra-indicações conhecidas para o uso deste dispositivo.

Relativa contra-indicação

Oedemite moribida e/ou edema do pescoço (distância entra a pele do pescoço a traqueia pode fazer com que o tubo de traqueotomia seja demasiado curto).

Reações Adversas

Reações adversas reportadas associadas com tubos de traqueotomia são muitas e diversas. Consulte os compêndios e literatura médica normal para informações sobre reações adversas específicas.

Advertências

- 1 Antes da remoção dos tubos de traqueotomia com balão, deve ser removido completamente todo o ar do balão para evitar danificação da traqueia e estoma.
- 2 Se o Tubo de Traqueotomia for lubrificado antes da inserção, certifique-se que o lubrificante não tapa o lúmen do tubo impedindo a ventilação do doente.
- 3 Não encha o balão com um volume medido de ar, ou pela sensação de pressão da seringa, visto que pouca resistência deve ser sentida durante o enchimento.
- 4 Durante anestesia, óxido nítrico pode propagar-se para o balão causando um aumento ou diminuição da pressão do balão.
- 5 As pressões do balão devem ser habitualmente monitorizadas e reguladas. Enchimento demasiado do balão pode causar dano permanente à traqueia.
- 6 Tem que ser evitado o contacto com electrodos de electrocirurgia ou diárgia de laser devido ao facto do PVC produzir vapores tóxicos no ar, ou incendiar-se num ambiente enriquecido com oxigénio (ex. anestesia).


57

Precauções

- 1 A segurança de todos os conectores do sistema de respiração e deve de ser verificada quando for estabelecido o sistema estabelecido e frequentemente depois disso. Desconectar pode ser facilitada com a utilização de uma cunha de desconexão (100/555/000).
- 2 Os doentes devem ser adequadamente humidificados (ex. usando o Portex® Thermomvent® T (100/570/015) para minimizar incrustação do tubo de traqueotomia e/ou do lúmen da cínula interior e evitar dano mucoso.
- 3 A patência do lúmen do tubo de traqueotomia tem que ser assegurada através de aspiração regular e limpeza regular da cínula interior (se for usada uma). Verifique habitualmente e substitua conforme necessário para manter uma via aérea respiratória patente. Período de utilização máximo recomendado de 30 dias.
- 4 A pressão e volume do balão deve ser monitorizada, regulada e registada de rotina de maneira a que não ocorra enchimento demasiado danificado ou aspiração devido a enchimento insuficiente.
- 5 Dispositivos usados na ou durante o enchimento do balão devem ser limpos e livres de qualquer matéria estranha. O dispositivo de enchimento deve ser removido imediatamente da válvula de enchimento depois de utilizado, e a tampa do pó instalada. Antes da inserção faça um enchimento ensaio do balão.
- 6 Previna a danificação do balão evitando o contacto com superfícies aguçadas.
- 7 A válvula da linha de enchimento pode interferir com a clareza da imagem da Representação por Ressonância Magnética (RM). Certifique-se de que a válvula está afastada da área a ser observada.
- 8 Deve ser tomado cuidado para assegurar que a cínula interior não se entorta ou danifica durante a limpeza, e que nenhuma cínula interior torça ou danificada e re-inserida no tubo de traqueotomia.
- 9 A seguir à inserção, verifique a posição do tubo e a localização da janela, por exemplo através de raios-X.
- 10 Se os tubos de traqueotomia e cínulas interiores da Portex® forem utilizados fora do hospital, o doente deve ser instruído por um profissional de saúde acerca da utilização e manuseamento adequados do produto. Um livrete sobre cuidados do doente pode ser obtido através dos Serviços ao Cliente da Smiths Medical.
- 11 Enquanto que o tubo de traqueotomia esteja colocado só deve ser usada solução salina para lavar as partes acessíveis do tubo. Se o tubo de traqueotomia for removido do doente, tem que ser posto de parte.
- 12 Não utilize quaisquer utensílios de limpeza abrasivos para limpar a cínula interior. Use só a escova de limpeza fornecida. Não use esta escova para limpar o tubo de traqueotomia.
- 13 Tubos de traqueotomia Blue Line Ultra® e Cínula Interior são concebidos e destinados a serem usados num único doente. Não devem ser reesterilizados por qualquer método.
- 14 Deve ser evitado o reposicionamento do tubo de traqueotomia in situ enquanto que o balão estiver insuflado.
- 15 Para reduzir ao mínimo o risco de infeção, quando estiver terminada a aspiração através do tubo de aspiração deve ser remover o dispositivo de sucção, incluindo a válvula de controlo, e tampar o tubo de aspiração.
- 16 **Precaução:** A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante receita médica

Instruções de utilização

- 1 A integridade do balão e do sistema de enchimento devem ser verificados antes da inserção.
- 2 Antes da inserção verifique se o obturador pode ser removido do tubo tendo primeiro libertado os grampos de retenção por meio de um leve movimento. Verifique se a cínula interior (onde instalada) pode ser inserida e removida do tubo de traqueotomia. Insira o obturador novamente assegurando-se de que o encaixe na posição.



59

Substituição da Cânula Interior

- 1 Desligue o tubo de traqueostomia do sistema de respiração
- 2 Retire a cânula interior velha
- 3 Insira uma cânula interior nova ou de substituição
- 4 Ligue de novo ao sistema de respiração e verifique para segurança
- 5 Limpe ou deite fora a cânula interior velha

Instruções para limpeza da cânula interior

É recomendado limpeza diária da cânula interior ou sempre que a cânula interior fique contaminada com muco ou secreções. Este período de tempo vai variar de acordo com as necessidades individuais dos doentes. Remova sempre a cânula interior do Tubo de Traqueostomia para limpeza.

- 1 Ponha a cânula interior de molho numa solução salina ou de detergente suave até 15 minutos.
- 2 Agite a cânula interior na solução para soltar quaisquer secreções. Utilizando a escova de limpeza fornecida para auxiliar a soltar quaisquer secreções secas ou pegajosas.
- 3 Depois de pôr de molho e limpar, enxague a cânula interior e a escova de limpeza com uma solução salina estéril limpa.
- 4 Deixe secar naturalmente. Uma vez limpa e seca a cânula interior deve ser guardada seca e limpa e livre de matérias de partículas.

Português

Suporte de Tubo de Traqueotomia de Utilização Única da Portex® INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Ref: 100/503/200



- Com o conector do tubo de traqueotomia voltado para si:
 - 1 Segure no suporte e certifique-se que o logo Portex® está voltado contra si.
 - 2 Abra uma das tiras estreitas de Velcro (A), e enfile completamente através da parte de trás do rebordo de traqueotomia (B) através do orifício esquerdo.
 - 3 Dobre a tira estreita (A) e fixe ao material de faixa larga.
 - 4 Passe o suporte por detrás do pescoço do doente e regate o 2 e 3 para o lado direito.
 - 5 Ajuste o suporte ao doente usando a tira de Velcro mais larga (D), certificando-se que o suporte está seguramente unido.

Um tamanho serve para todos os adultos

A marca do desenho Smiths, Portex, Profile, Soft-Seal, Suctionaid, Blue Line Ultra e Thompson são marcas registadas das empresas Smiths Medical. O símbolo "Índice" que é uma marca registada no Repartição de Registo de Patentes dos E.U.A. e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são nomes comerciais, marcas registadas ou marcas de serviço dos respectivos proprietários. © 2006 Empresa Smiths Medical. Todos os direitos reservados. "Velcro" é uma marca registada da Velcro Industries B.V.

Svenska

Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® Trakealkanyl BRUKSANVISNING

Dessa anvisningar gäller följande Portex®-produkter:

- 100/860/060-100 Trakealkanyl, Suctionaid®, Soft-Seal® Profile® kuff i storlek 6,0-10,0mm, sugkanallventil, nackband, identifieringsskettor
- 100/870/060-100 Trakealkanyl, Suctionaid®, slit innerkanyl, Soft-Seal® Profile® kuff i storlek 6,0-10,0mm, sugkanallventil, kanylhållare, rengöringsborste, identifieringsskettor
- 100/880/060-100 Utbytesats för trakeotomi, Suctionaid®, slit innerkanyl, Soft-Seal® Profile® kuff i storlek 6,0-10,0mm. Södnings-ledare med J-format spets, sugkanallventil, kanylhållare, rengöringsborste, identifieringsskettor

Trakealkanyl yterdiam. (mm)	Trakealkanyl innerdiam. (mm)	Trakealkanyl Längd "C" (mm)	Ø	Jackson Storlek (ca.)	Innekanyl innerdiam. (mm)	Kuffens vilodiameter (mm)
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	6	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	–	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	–	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

VARNING:

- LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING
- ANORDNINGEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV LÄKARE MED UTBILDNING I DESS ANVÄNDNING

OBS: 1 Använd endast Blue Line Ultra® innerkanyl tillsammans med Blue Line Ultra® trakealkanyler. 2 Användningen av en innerkanyl reducerar lufthagens diameter med 1,5mm (förutom trakealkanylen i storlek 6,0mm som reducerar lufthagens diameter med 1,0mm). 3 Använd inte Portex® riktlinje innerkanyl (100/528; 100/522) tillsammans med Blue Line Ultra® trakealkanyler.

Produktbeskrivning

Ett sterilt sortiment av trakealkanyler för engångsbruk tillverkat av klar vävnadsvävlig polyvinylklorid (PVC) med följande egenskaper:

- Slät, bågformad modell med konisk spets som underlättar insättning och borttagning av både trakealkanylen och den släta innerkanylen med minimal störning av patientens anatomi.
- Värmeålsligt material med tillräcklig initial styvhet för insättning, vilket sedan anpassar sig till den enskilda patientens övre luftrågar vid kroppstemperatur för att garantera minsta möjliga trauma.
- 15mm koppling för anslutning till andningssystem för anestesi eller ventilator finns på kanylen, inte på innerkanylen.
- Anatomiskt formad, flexibel krag som är bekvämare för patienten och ökar säkerheten för trakealkanylen.
- En ny design av Profile® Soft-Seal® kuff med minskad massa och slät övergång till trakealkanylen för lättare insättning.
- En ihålig obturator med traumatisk spets för användning med eller utan ledare för att underlätta insättningen. Klämman på obturatorn förhindrar att denna rör sig under insättningen.

- 3 Pöde ser applicada ao tubo exterior e à ponta do obturador uma pequena quantidade de lubrificante solúvel em água para facilitar a inserção.
- 4 Insira o tubo de traqueostomia de acordo com técnicas médicas correntemente aceites e remova o obturador.
- 5 Encha o balão (onde instalada) com a quantidade de ar mínima para obter uma vedação eficaz.
- 6 Segure o tubo de traqueostomia com as fitas de algodão ou no suporte de tubo de traqueostomia da Portex® (100/503/200) se for necessário.
- 7 Introduza a cânula interior (onde instalada) para o tubo de traqueostomia. Certifique-se de que a cânula interior está seguramente inserida. Deve ser sentido um estado leve indicando o posicionamento correcto.

NOTA: A cânula interior deve ser verificada, limpa ou substituída de rotina a intervalos regulares.

- 8 Retire a Etiqueta para as Fichas dos Doentes da folha e cole na ficha do doente para registar os procedimentos do tubo de traqueostomia usado.
- 9 Retire a Etiqueta para Flange de Traqueostomia da folha (removendo o 'recorte' circular), dobre ao meio e coloque por cima do conector de 15mm do tubo de traqueostomia para auxiliar a identificação do tamanho do tubo usado e, se apropriado, alertar o pessoal clínico da presença de lesões.
- 10 São fornecidas duas cânulas interiores para poder continuar a usar uma cânula interior enquanto que a outra cânula interior estiver a ser limpa.
- 11 Verifique a cânula interior antes da inserção/re-inserção e deite fora se estiver danificada ou torcida. São disponíveis cânulas interiores de substituição (100/850).


Se o Kit de Substituição de Traqueostomia com fio guia for utilizado, devem ser executados os seguintes procedimentos adicionais.

- 12 Certifique-se de que o fio guia corre sem problemas através do obturador do Tubo de Traqueostomia novo.
- 13 Introduza o fio guia para o Tubo de Traqueostomia colocado com a ponta 'J' primeiro, e introduza o fio guia até que pelo menos 10cm estejam dentro do tubo de traqueostomia e traqueia.
- 14 Confirma o movimento livre do fio guia dentro do Tubo de Traqueostomia.
- 15 Remova o Tubo de Traqueostomia colocado e, para ajudar a verificar que o fio guia não está danificado, prenda a ponta livre do fio guia com o polegar e dedo indicador, avançando o Tubo de Traqueostomia novo sobre o fio guia para a traqueia.
- 16 Remova o obturador e o fio guia deixando o Tubo de Traqueostomia, colocado no lugar, e fixe o Tubo de Traqueostomia com o Suporte do Tubo de Traqueostomia Portex® (100/503/200) fornecido.
- 17 A seguir à substituição do Tubo de Traqueostomia é aconselhável aspirar a traqueia e o Tubo de Traqueostomia para certificar se que a via respiratória permanece livre. Qualquer sangramento causado pela mudança do tubo pode levar a formação de coágulo na via do ar produzindo obstrução severa da via do ar.

Suctionaid®

- 1 Depois da intubação, verifique que a porta de aspiração localizada acima do cuff (balão) está na traqueia e não em tecido pré-traqueal, assegurando assim o perfeito funcionamento e impedindo que a solução salina de lavagem saia pela abertura do estoma.
- 2 Com o cuff inflado, ligue o dispositivo de sucção, seja uma seringa ou sucção de baixo nível, ao tubo de aspiração, utilizando a válvula de controlo de sucção. Então, aspire lentamente as secreções com uma sucção de, no máximo, 300mm Hg.
- 3 Se for encontrada resistência durante a aspiração, introduzir um jacto de ar ou solução salina estéril no tubo de aspiração e voltar a aspirar. Se continuar a sentir resistência à instilação de ar ou de solução salina e o fluido instilado não puder ser retirado, o tubo de aspiração pode estar obstruído. Neste caso, o tubo de traqueostomia deve ser trocado ou então deve ser adoptado um outro método de aspiração.
- 4 Quando a aspiração estiver terminada, remover o dispositivo de sucção, inclusive a válvula de controlo, e tapar a porta de Luer na extremidade proximal do tubo de aspiração. A válvula de controlo de sucção é concebida para utilização por um único doente e pode ser limpa com solução salina estéril. Também podem ser obtidas válvulas de controlo de sucção sobresselantes (100/515/200).
- 5 Se for utilizada a sucção contínua de baixo nível, monitorizar a pressão de sucção a intervalos regulares. Se a pressão de sucção aumentar, desligar a sucção e seguir o procedimento indicado acima para a resistência à aspiração.

SV




Försiktighetsåtgärder

- När alla delar i andningssystemet är sammankopplade skall förbindelserna kontrolleras ur säkerhetssynpunkt. Översynen skall upprepas med åtta intervaller i slutragningen kan underlättas med därtill avsedd iåtragningskil (100/555/100).
- Patienten skall tillföras tillräckligt med fukt (t.ex. med hjälp av Portex® Thermovent® T1 100/570/015) för att minimera skorpbildningen i kanylen och/eller innerkanylens lumen och för att förhindra skador på luftstrupens slemhinnor.
- Trakealkanylens lumen skall hållas öppet med regelbunden rengöring av innerkanylen (om sådan används). Gör rutinnässiga kontroller och byt ut kanylen om nödvändigt för att hålla patientens luftpassages fritt. Den maximala rekommenderade användningstiden är 30 dagar.
- Kulfftryck och volym bör övervakas, justeras och registreras rutinnässigt för att förhindra en skadlig, alltför hård uppblåsning eller aspiration på grund av otillräcklig uppblåsning.
- Allt tillbehör som används före och under uppblåsningen av kuffen måste vara rent och fritt från frammande partiklar. Uppblåsninganordningen bör kopplas bort från kuffslängens backventil omedelbart efter användningen och försedlas med skyddsöcket. Blås upp kuffen på prov före insättning.
- Kuffen skall hållas borta från vassa kanter och föremål för att inte skadas.
- Kuffslängens backventil kan störa skärpan i bilden från magnetisk resonansavbildning (MRI). Se till att ventilen hålls borta från skanningområdet.
- Rengör innerkanylen försiktigt så att den inte knickas eller skadas och kontrollera noga att en knickad eller skadad innerkanyl inte sätts in i trakealkanylen.
- Bekräfta kanylens position och festerats läge efter insättning, till exempel med hjälp av en bröströntgen.
- Om Portex® trakealkanyler skall användas utanför sjukhuset, måste patienten instrueras av professionellt kunnig vårdpersonal om säker användning och hantering av produkten. En skrift om patientsvård kan beställas från Smiths Medical kundservice.
- Använd endast steril koksaltlösning för att rengöra åtkomliga delar av trakealkanylen medan den är in situ. Om trakealkanylen avlägsnas från patienten måste den kasseras.
- Använd inga slipande redskap eller hjälpmedel för att rengöra innerkanylen. Använd endast den medföljande rengöringsborsten. Använd ej denna borste för att rengöra trakealkanylen.
- Blue Line Ultra® trakealkanyler och innerkanyler är utformade och avsedda för engångsbruk. De får ej omsteriliseras med någon som helst metod.
- Reposition av trakealkanylen in situ medan kuffen är uppblåst bör undvikas.
- När sugningen från ett suguttag har blivit klar, skall suganordningen tillsammans med regleringsoventilen tas bort och sugslangen förslutas för att minimera infektionsrisken.
- Försiktighet:** Enligt amerikansk federal lagskriftning får denna produkt endast säljas av eller på order av läkare.

Bruksanvisning

- Kontrollera att kuffen och uppblåsningssystemet är i gott skick innan insättningen påbörjas.
- Kontrollera före insättningen att obturator kan tas bort från kanylen, efter det att klämman först lossats med en lätt vridning. Kontrollera att innerkanylen (om sådan finns) kan sättas in i och dras ur trakealkanylen. Sätt tillbaka obturatorn och var uppmärksam på att den "snäpps" på plats.



65

Byta ut innerkanylen

- Koppla loss trakealkanylen från andningssystemet
- Ta bort den gamla innerkanylen
- Sätt in en ny eller extra innerkanyl
- Äterslut andningssystemet och kontrollera det ur säkerhetssynpunkt
- Rengör eller kassera den gamla innerkanylen

Anvisningar för rengöring av innerkanyl

Det rekommenderas att innerkanylen rengörs dagligen eller så snart innerkanylen blivit kontaminerad av slem eller sekret.

Denna tidperiod varierar beroende på den individuella patientens behov.

Avlägsna alltid innerkanylen från trakealkanylen vid rengöring.

- Lägg innerkanylen i blött i steril koksaltlösning eller mild deatergentslösning upp till 15 minuter.
- Rör innerkanylen i lösningen så att eventuellt sekret lossnar. Använd medföljande rengöringsborste för att lättare avlägsna eventuellt inorkat eller klabbigt sekret.
- Efter blötläggning och rengöring skölj innerkanylen och rengöringsborsten med färsk steril koksaltlösning.
- Låt kanylen lufttorka. Den rena och torra innerkanylen skall förvaras rent, torrt och dammfritt.

Svenska

Portex® Nackband för Trakealkanyl – Engångsbruk

BRUKSANVISNING

Ref: 100/503/200

Med trakealkanylens skorsten vänd mot dig:

1. Ta tag i nackbandet och se till att Portex® logotypen är vänd bort från dig.
2. Lossa ett av de smala karborbanden (Velcro-banden, bild A) och dra det helt genom det vänstra hålet på baksidan av trakealkanylens krage (B).
3. Vik det smala bandet (A) bakåt och fäst det på det breda bandet.
4. Lägg nackbandet runt patientens hals och upprepa 2 och 3 för höger sida.
5. Justera nackbandet med hjälp av det breda karborbandet (D) så att det passar patienten, och se till att nackbandet är ordentligt hopfäst.

En storlek passar alla vuxna

Smiths designmärke, Portex, Profile, Soft-Seal, Suctionaid, Blue Line Ultra och Thermovent är varumärken som tillhör företagskoncernen Smiths Medical. "symbolen indikerar att varumärket registrerats hos amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnämns är firmamamn, varumärken eller servicemärken som tillhör respektiva ägare. © 2006 Företagskoncernen Smiths Medical. Med ensamrätt.

"Velcro" är ett registrerat varumärke för Velcro Industries S.V.

67

- Använd inte denna trakealkanyl i patienter med onormal anatomi av övre luftvägar eller med patologiska förändringar, då detta kan få till följd att lufttillförseln blockeras delvis eller helt.

- Om ledaren skadas i samband med användningen av en utbytesats (100/820-823) kan det vara svårt att genomföra uppgiften. Det kan i sådana fall vara möjligt att fortsätta endast om:

- (a) den skadade delen av ledaren kan föras in i trakea och
 - (b) om den skadade delen av ledaren är tillräckligt lång för att obturatorn inte behöver passera den skadade delen.
- Om ledaren inte kan rättas eller om det råder tvelsomhet om den skadade ledaren bör användas, skall en ny utbytesats för trakeotomi och en ny ledare användas.

- Smörj inte innerkanylen eftersom kanylen då kan sättas igen och senare inte kan hållas kvar i trakealkanylen.
- Om det inte är möjligt att avlägsna innerkanylen från trakealkanylen får den inte tvingas ut. Innerkanylen och trakealkanylen dras i stället ut tillsammans och ersätts med en ny trakealkanyl och innerkanyl.

- Vid användning av en innerkanyl bör man försäkra sig om att den har både korrekt diameter och längd för den trakealkanyl som används. För att underlätta identifieringen av rätt innerkanylstorlek finns storleksmärkingar på trakealkanylens krage, förpackning och bifogade patientetiketter. Använd endast innerkanyler som är specifikt avsedda för att användas med Portex® Blue Line Ultra® produktserie.

- Användning av en innerkanyl med fel diameter kan orsaka svårigheter vid införandet eller onödigt hämma gasflödet. En alltför lång innerkanyl kan sticka ut för mycket från den omslutande trakealkanylen, vilket kan leda till skador på luftstrupen eller ocklusion. År kanylen för kort, kan följden bli sekretansamling, vilket kan orsaka infektion eller blockering.

- Trakealkanyler måste bytas regelbundet i enlighet med den enskilda patientens behov.

- Användningen av en innerkanyl reducerar luftvägens diameter med 1,5mm (förutom trakealkanylen i storlek 6,0mm som reducerar luftvägens diameter med 1,0mm).

- Under och efter anslutning av andningssystemet till trakealkanylens kopplingsstycke, undvik att applicera starka rotationskrafter eller linjära krafter på kanylen så att den inte rår lossna eller täppas till.

- För aldrig in ledaren i en trakealkanyl där den röda J-spetsutträtaren är på plats för att undvika att utträtaren aspireras. Använd tillämplig utbytesats för trakeotomi (100/820).

- Se till att sekret sugs upp från ovanför kuffen omedelbart före det att trakealkanylens kuff töms så att minsta möjliga sekret kommer in i lungorna vid tömning av kuffen.

- Undvik sugning eller sköljning genom suktionslumen när kuffen är tömd, så att inga lösningar kommer in i lungorna.
- Dekanyleringsstätt skall inte användas till denna produkt. Dekanyleringshatten bör endast användas tillsammans med fenestrerade trakealkanyler.

- Om en seriell perikutän trakeotomidilator används som införingsdilator/obturator för att införa denna trakealkanyl, försäkra dig före användning att dilatorn kan föras in i och avlägsnas från trakealkanylen utan onödig kraft.

- Om suktionslumen används för tal, undvik överdrivet tryck och/eller höga hastigheter i syrgasflödet för att undvika trauma på trakea.

- Suktionslumen får inte användas för tal i ett nybildat stoma eftersom luft avsedd för tal kan läcka genom stomat och förhindra talformåga eller orsaka kirurgiskt emfysem.

- Suktionslumen får aldrig användas för tal hos patienter med obstruktion i övre luftvägar eftersom lufttillförseln kan leda till stegat tryck i subglottisrummet.

- Suctionaid® eliminerar inte behovet av rutinnässigt endobronkial sugning och orala hygienprocedurer.

- Sätt inte in en innerkanyl i en trakealkanyl då en trakealkanyl används tillsammans med ett bögervinklat kopplingsstycke som inkorporerar en koaxial gång för frisk luft som stider ut i kopplingsstyckets lumen (t.ex. Norman-knä). Den utstickande slangen för frisk luft kan täppa till innerkanylen, vilket minskar utandningsgasflödet, vilket i sin tur leder till barotrauma/hypoxi.

64

- En liten mängd vattenlösigt smörjmedel kan appliceras på ytterkanyl och obturatorspetsen för att underlätta insättning.
- Sätt in trakealkanylen enligt rådande medicinsk praxis och ta ut obturatorn.
- Blås upp kuffen (om sådan finns) med ett minimum av luft för att åstadkomma en effektiv tätning.
- Fäst trakealkanylen med bonullsbanden eller Portex® nackband för trakealkanyl (100/503/200) om sådan ingår.
- Sätt in innerkanylen (om sådan finns) i trakealkanylen. Se till att innerkanylen är säkert insatt. Ett lätt klick markerar att kanylen är i rätt läge.

OBS: Innerkanylen bör rutinnässigt kontrolleras, rengöras eller bytas ut regelbundet.

- Ta bort den rektangulära patientetiketten från skyddsbladet och bifoga den till patientuppgifterna för att registrera uppgifter om den trakealkanyl som används.

- Ta bort etiketten på trakealkanylens krage från skyddsbladet (genom att ta bort den runda "utslansningen"), vik den på mitten och sätt den över trakealkanylens 15mm koppling för att underlätta identifiering av kanylstorlek och vid behov vanna personalen att en fenestrerad trakealkanyl satts in.

- Två innerkanyler ingår så att en innerkanyl kan förbättra att användas medan den andra innerkanylen rengörs.

- Kontrollera innerkanylen före insättning/återsättning och kassera kanylen om den är knickad eller skadad. Utbyteskanyler kan beställas (100/850).

Om utbytesatsen för trakeotomi med ledare används, skall även följande moment utföras.

- Kontrollera att ledaren löper lätt genom obturatorn till den nya trakealkanylen.
- Sätt in ledaren i den inrengående trakealkanylen med den J-formade spetsen vänd framåt och mata in ledaren till dess minst 10cm ligger i trakealkanylen och trakea.
- Kontrollera att ledaren kan röra sig fritt inne i trakealkanylen.
- Ta bort den inrengående trakealkanyl en. För att lättare kunna försäkra sig om att ledaren inte är skadad, håll fast ledarens fria ände mellan tummen och pekfingret. För sedan den nya trakealkanylen över ledaren in i trakea.
- Drä ut obturatorn och ledaren och lämna kvar trakealkanylen på plats. Fäst trakealkanylen med medföljande Portex® nackband för trakealkanyl (100/503/200).

- Efter byte av trakealkanyl är det lämpligt att utföra en sugning av trakea och trakealkanylen för att se till att luftvägarna hålls öppna. En eventuell blödning som uppstått i samband med byte av kanylen kan leda till att koagel bildas i luftvägarna och åstadkomma en allvarig obstruktion i luftvägarna.

Suctionaid®

- Kontrollera att sugporten som sitter ovanför kuffen befinner sig i trakea och inte i förtrakeal vävnad efter insättning av kanylen, för att garantera korrekt funktion och förhindra att spolad koksaltlösning kommer ut ur stomatålet.
- När kuffen är uppblåst, anslut suganordningen - antingen sprutan eller lägnådsugning från suguttag genom regleringsventilen - och sug sakta upp sekret under ett undertryck som får vara maximalt 300mm Hg.
- Om aspireringen stöter på motstånd, blås sugslangen antingen med luft eller skölj den med steril saltlösning och aspirera igen. Om blåsningen eller inställningen misslyckas och den instillerade vätskan inte kan sugas ut, kan sugslangen vara blockerad. Man skall då byta trakealkanylen eller övergå till ett alternativt sätt för sugning.
- När sugningen är avslutad, ta bort suganordningen inklusive regleringsventilen och förslut Luer porten vid sugslängens proximala ände. Regleringsventilen är avsedd för epatientsbruk och kan rengöras i steril saltlösning. Essträngsventiler finns också att tillgå (100/515/200).
- Om kontinuerlig lägnådsugning används, kontrollera undertrycket regelbundet. Om undertrycket ökar, koppla bort sugningen och följ proceduren ovan gällande aspirationsmotstånd.

66

Suomi

Portex® Blue Line Ultra® Trakeostomiatuubi Imukanavalla KÄYTTÖOHJEET

Nämä käyttöohjeet koskevat seuraavia Portex® tuotteita:

100/060/060-100 Trakeostomiatuubi imukanavalla, Soft-Seal® Profile® Cuffin, koko 6,0-10,0 mm, Innuventili, kiinnitysnauhat, turmistamietili

100/070/060-100 Trakeostomiatuubi imukanavalla, sileä sisäkanyyli, Soft-Seal® Profile® Cuffin, koko 6,0-10,0 mm, Innuventili, kiinnitysnauhat, puhdistusharja, turmistamietili

100/080/060-100 Trakeostomiatuubin vaihtoseti imukanavalla, sileä sisäkanyyli, Soft-Seal® Profile® Cuffin, koko 6,0-10,0 mm, Seelinger® J -sukien ohjainvaljeri, Innuventili, kiinnitysnauhat, puhdistusharja, turmistamietili

Trakeostomiatuubin ulkohalk. (mm)	Trakeostomiatuubin sisähalk. (mm)	Trakeostomiatuubi pituus C" (mm)	Ø	Jacksonin koko (mm)	Sisäkanyylin sisähalk. (mm)	Lepopainisen cuffin halki (mm)
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	6	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	-	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	-	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

VAROITUKSET

- LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET ENNEN SEN KÄYTTÖÖN OTTOA

- TUOTETTA SAA KÄYTTÄÄ AINOASTAAN SEN KÄYTTÖÖN PERHEITYNYT HENKILÖ

HUOMAA: 1 Käytä Blue Line Ultra® trakeostomiatuubien kanssa ainoastaan Blue Line Ultra® sisäkanyyliä.

- 2 Sisäkanyylin käyttö pienentää kanyylin sisähalkaisijaa 1,5mm (ei koske 6,0mm trakeostomiatuubia, missä pienennys on 1,0mm).

- 3 Älä käytä Portex® uurretua sisäkanyyliä (100/528; 100/522) Blue Line Ultra® trakeostomiatuubien kanssa.

Kuvaus

Valikossa steriilisiä, kertakäyttöisiä trakeostomiatuubejä, jotka on valmistettu kirkkkaasta luonnonmukaisesta polyvinyylikloridista (PVC). Tuubella on seuraavia ominaisuuksia:

- Sileä kaarimutoli muuli suupolilla käsitellä helpottaa sekä trakeostomiatuubin että sisäkanyylin paikoilleen asettamista ja poistoa sekä mukautuu paremmin potilaan anatomiaan.
- Lämpöherkkiä materiaali, joka on riittävän jämäkä sisäänviädessä ja joka mukautuu kehon lämmössä potilaan ylempiin hengitysteihin pitäen trauman mahdollisimman pienenä.
- 15mm yhdistäjä hengitysketjuihin kiinnittämistä varten on tuubissa eikä sisäkanyyliä.
- Anatomisesti muotoiltu kaulus on mieltyvä potilaalle ja pitää tuubin paikoillaan.
- Uuden Profile® Soft-Seal® cuffin malli, koko ja sen kiinnittyminen tuubin pintaan helpottaa tuubin sisäänvientiä.
- Atrumaattisella käteillä oleva reällinen obturaattori käytettäväksi joko ohjainvaljerilla tai ilman sisäänvientiä helpottamiseksi.

- Obturaattori pidikkeet estävät sen liikkumista sisäänvientiä aikana.

68

- Sininen cuffin täyttöventtiili ja pilotti pallo. Luer varmistusventtiilillä cuffin täyttämistä sekä tarkkailemistä varten.
- Cuffin yläpuolelle päätyvä kirkas imukanava etteiden inemistä varten.
- Imukanavan päässä on Luer-portti mikä yhdistetään joko ruiskuun tai pakkauksessa olevaan Innuventiliin.
- Itekiinnittyvä potilaan tietojen etilehti kertoo trakeostomiatuubin koon sekä valmistusajan tiedot.

Valikossa on saatavana seuraavina pakkauksina:

Trakeostomiatuubi:

saatavana cuffillisena seuraavilla sisähalkaisijoilla 6/7/7,5/8/8,5/9 ja 10mm. Pakkauksessa kaksi potilaskohtaista sileää sisäkanyyliä, puhdistusharja, trakeostomiatuubin kiinnitysnauhat ja tuubin kiinnitysnauhat.

Trakeostomiatuubi sileällä sisäkanyyllillä:

saatavana cuffillisena seuraavilla sisähalkaisijoilla 6/7/7,5/8/8,5/9 ja 10mm. Pakkauksessa kaksi potilaskohtaista sileää sisäkanyyliä, puhdistusharja, trakeostomiatuubin kiinnitysnauhat ja reällinen obturaattori.

Trakeostomiatuubin vaihtosetti:

saatavana cuffillisena seuraavilla sisähalkaisijoilla 6/7/7,5/8/8,5/9 ja 10mm. Pakkauksessa kaksi potilaskohtaista sileää sisäkanyyliä, puhdistusharja, trakeostomiatuubin kiinnitysnauhat, J-kärkinen ohjainvaljeri sekä reällinen obturaattori.

Sisäkanyyli:

kaksi potilaskohtaista sisäkanyyliä 6/7/7,5/8/8,5/9 ja 10mm:n trakeostomiatuubihin.

Liiditietoja pakkauksista saa tuote-etiteistä.

Indikaatiot

Portex® Blue Line Ultra® trakeostomiatuubi imukanavalla tarkoitettu pitkäaikainen trakeostomiatuubin potilaiden hengitystiet avoimena. Imukanavalla meidän etteet mikä kerääntyvät trakeostomiatuubin cuffin ja nielu välille.

Kontraindikaatiot

Tämän tuotteen käyttöle ei tunneta kontraindikaatioita.

Relatiivinen kontraindikaatio

Sairallainen tilaailhavus ja/ai riskin turvotus (hion etäisyys trakeaan saattaa tehdä trakeostomiatuubista liian lyhyen).

Haittatekijät

Kirjaituja trakeostomiatuubin liittyyvä haittatekijöitä on monia ja erilaisia. Tutustu asiakirjoihin sekä lääketieteelliseen kirjallisuuteen saadaksesi enyistietoa vastatekioista.

Varoituksia

- 1 Ennen trakeostomiatuubin poistamista on kaikki ilma vyhjennettävä cuffista, jotta henkitorven ja stoman vauriot pystytään ehkäisemään.
- 2 Jos trakeostomiatuubi on vedetty ennen paikoilleen asettamista, varmista, että ilukaste ei tuki tuubia eikä estä potilaan ventilaatiota.
- 3 Älä käytä cuffia vekoimattilavuudella tai ruiskun painetta tunustelemalla, sillä pientä vastusta tulisi tuntua täyön aikana.
- 4 Ilokaasua saattaa tunketua cuffin nukuksen aikana aiheuttaen sen paineessa nousua tai laskua.
- 5 Cuffin painetta tulee tarkastella ja säätää säännöllisesti. Cuffin ylitäyttö voi johtaa trakean pysyvään vaurioon.
- 6 Vältä sähkökirurgisten elektrodien ja laserlaitteiden kosketusta, koska PVC saattaa tuottaa myrkyllistä kaasua ilmaan tai syttyä palamaan hopprikkaassa ympäristössä (esim. nukutus).

69

Varotoimenpiteet


- 1 Tarkista kaikki yhdistäjät ennen hengitysjärjestelmän käynnistämistä ja säännöllisesti sen jälkeen. Irrottamisen helpottamiseksi voidaan käyttää irrotuskilaa (100/555/000).
- 2 Huolehdi potilaan hengitysilman kostutuksesta (esim. käytännällä Portex® Thermovent® T 100/570/015) vähentäkeksi trakeostomiatuubin ja/ai sisäkanyylin lumenen kastoitumista sekä estäkeksi henkitorven limakalvojen vaurioita.
- 3 Säännöllisellä imulla sekä sisäkanyylin (jos käytössä) säännöllisellä puhdistamisella varmistetaan trakeostomiatuubin lumenen aukkyyssymien. Tarkista säännöllisesti ja vaihda purki tarvittaessa uuteen, jotta hengitystie pysyy avoimena. Suositeltava käyttöaika enintään 30 päivää.
- 4 Cuffin painetta ja volyymia tulee tarkkailla, säätää ja kirjata ylös säännöllisesti ettei tapahdu cuffin ylitäyttymistä tai vajoa täyöstä aiheutuva aspiraatioda.
- 5 Välitiedin, jotta käytetään cuffin täyttämisen yhteydessä, on oltava puhtaast ja vapaast kaikista vierasosineistä. Täyttöruisku on irrotettava täyttöventtiilistä ja venttiilin suojaluppa on suljettava välittömästi cuffin täyön jälkeen.
- 6 Tarkista cuffin limalla varmuuden vuoksi ennen sisäänvientiä.
- 6 Vältä teräviä esineitä vahingoittamasta cuffia.
- 7 Täyttöventtiili saattaa häiritä magneettikuvan selkeyttä. Varmista, että täyttöventtiili ei ole kuavatavalla alueella.
- 8 Varmista, että sisäkanyyli ei kerry tai vahingoitu puhdistuksen aikana eikä vahingoittunut sisäkanyyliä vedä uudelleen trakeostomiatuubin.
- 9 Varmista tuubien sijainti sekä ikkunoiden paikka sisäänvientiä jälkeen esimerkiksi keuhkoröntgenkuualla.
- 10 Mikäli Portex® trakeostomiatuubija ja sisäkanyyliä käytetään sairaalan ulkopuolella, on terveydenhoidon ammattilaisen opastettava potilasta käyttämään ja käsittelemään tuotetta turvallisesti. Smiths Medical asiakaspalvelussa on saatavilla potilaan hoito-ohjekirjanen.
- 11 Trakeostomiatuubin ollessa paikoillaan sen osien puhdistamisen käytetään ainoastaan steriilää suolaliuosta. Cuffin vahingoituessa potilas tulee uudelleen Innuboda ja hävittää vahingoittunut tuubi.
- 12 Älä käytä hankaavaa puhdistusainetta sisäkanyylin puhdistamisessa. Käytä ainoastaan mukana olevaa puhdistusharjaa. Älä käytä tätä harjaa trakeostomiatuubin puhdistamiseen.
- 13 Blue Line Ultra® trakeostomiatuubi ja sisäkanyyli on suunniteltu ja tarkoitettu potilaskohtaiseen käyttöön. Niitä ei saa uudelleensteriloida millään menetelmällä.
- 14 Kun cuffi on täytetty limalla paikoillaan olevan trakeostomiatuubin uudelleensijoittamista tulee välttää.
- 15 Kun ineminen on suoritettu, poista ruisku ja Innuventili sekä sulje Innuletu infektionkin minimoimiseksi.
- 16 **Huomautus:** Yhdistyksen lain mukaan tämän välineen saa myydä vain lääkäri tai lääkäriin määräyksestä.

Käyttöohjeet

- 1 Tarkista, että cuffi ja täyttöjärjestelmä ovat kunnossa ennen tuubin paikoilleen asettamista.
- 2 Tarkista ennen käyttöä, että obturaattori voidaan irrottaa tuubista vapauttamalla pidikkeet kevyesti kiertäen. Tarkista, että sisäkanyyli (jos kiinnitetty) voidaan viedä sisään sekä poistaa trakeostomiatuubista. Aseta obturaattori uudelleen varmistamalla napsautuskuulla, että se on oikealla paikalla.



71



Sisäkanyyliin uudelleen asettaminen

- 1. Irrota tracheostomiatuubi hengityskautusta.
- 2. Poista vanha sisäkanyyli.
- 3. Aseta uusi tai vanha sisäkanyyli.
- 4. Yhdistä hengityskautusto uudelleen sekä tarkista turvallisuuden vuoksi.
- 5. Puhdista tai hävitä vanha sisäkanyyli.

Sisäkanyyliin puhdistusohjeet

Puhdista sisäkanyyli päivittäin tai aina kurs silloin on tartunut lima tai eritteitä. Tämä ohjeikko vaihtelee yksittäisen potilaan tarpeiden mukaan.

Ota sisäkanyyli aina pois tracheostomiatuubista puhdistusta varten.

- 1. Upota sisäkanyyli steiliin keittosuolaan tai mietoon puhdistavaan liuokseen 15 minuutiksi.
- 2. Ravista sisäkanyyliä steriilissä keittosuolaliuoksessa niin, että eritteet irtoavat. Käytä mukana olevaa harjaa kuivuneiden tai tahmeiden eritteiden poistamisessa.
- 3. Upotuksen ja puhdistuksen jälkeen huuhtelee sisäkanyyliä ja puhdistusharja steriilillä keittosuolaliuoksella.
- 4. Jätä kuivumaan. Puhdistuksen ja kuivumisen jälkeen säilytä sisäkanyyli puhtaana, kuivana sekä suojattuna.

Suomi

Portex® Kertakäyttöinen Tracheostomiatuubin Pidikenauha KÄYTTÖOHJEET

Tuote n:o 100/503/200

Tracheostomiatuubin yhdistäjän ohessa löysesi päin:

- 1. Pidä pidikenauhaa niin, että Portex®-logo on tässä näkyvissä.
- 2. Avaa toinen kapea Velcro-tarar nauha (A) ja pujota se tracheostomiatuubin kaulukseen (B) vasemman käden puolelseen reän läpi.
- 3. Kiinnitä kapea tarar nauha (A) leveään nauhaan.
- 4. Vie pidikenauha potilaan niskaan taakse ja toista kohdat 2 ja 3 oikean käden puolella.
- 5. Säädä pidike leveän Velcro-tarar nauhan (D) avulla potilaalle sopivaksi ja varmista, että pidike on oikein yhdistetty.

Kaikkialle akuksille opivia yksi kolo.

Smiths-yrityksen suunnitteleminen: Portex, Profile, Soft Seal, Suctionaid, Blue Line Ultra ja Thermowent ovat Smiths Medical -yrityksen tavaramerkkejä. ®, merkki tarkoittaa, että tavaramerkki on rekisteröity Yhdistyneen kuningaskunnan patentti- ja tavaramerkkivirastossa sekä enimmäkseen muissa maissa. Kaikki muut mainitut nimet ja merkit ovat omistajien tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai palvelumerkkeitä. © 2006 Smiths Medical -yritykset. Kaikki oikeudet pidätetään. Velcro® on Velcro Industries B.V:n rekisteröity tavaramerkki.

Český

Tracheostomická rourka Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® NÁVOD K POUŽITÍ

Tyto pokyny jsou určeny k použití následujícím výrobkům Portex®:

100/860/060-100 Tracheostomická rourka, Suctionaid®, manžeta Soft Seal® Profile®, velikost 6,0-10,0 mm, regulární ventil odsávání, který poskytuje identifikaci šňůry

100/870/060-100 Tracheostomická rourka, Suctionaid®, hadička vnitřní kanyle, manžeta Soft Seal® Profile®, velikost 6,0-10,0 mm, regulární ventil odsávání, držák rourky, čistící kartáč, identifikující šňůry

100/880/060-100 Výměnná tracheostomická sada, Suctionaid®, hadička vnitřní kanyle, manžeta Soft Seal® Profile®, velikost 6,0-10,0 mm, vodič tlakové sraziny hrotem (J) podle Sedlitzgeru, regulární ventil odsávání, držák rourky, čistící kartáč, identifikující šňůry

Vnější průměr trach. rourky (mm)	Vnitřní průměr trach. rourky (mm)	Délka trach. rourky C (mm)	Ø	Jacksonovo číslo (přibliž.)	Vnitřní průměr vnitřní kanyle (mm)	Klíčový průměr manžety (mm)
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	6	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	-	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	-	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

VAROVÁNÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ

- TOTO ZAŘÍZENÍ MŮŽE POUŽÍVAT POUZE LÉKÁŘSKÝ KOLEKTIV V JEHU POUŽITÍ

POZNÁMKA: 1 Vnitřní kanyla Blue Line Ultra® používá pouze tracheostomickým roučkám stejné značky a typu (Blue Line Ultra®). 2 Použití vnitřní kanyle zředí průměr dýchacího cest o 1,5 mm (končí 6 mm tracheostomické rourky, kde dříve k redukci dýchacího cest o 10 mm).

3 Rourky Blue Line Ultra® nepoužívejte s prořezávanými kanylemi Portex® (Portex® Corrugated Inner Canula 100/528 a 100/522).

Popis

Sterilní řada jednorázových tracheostomických rourek vyrobených z průhledného biokompatibilního PVC má následující parametry: ● Hladce obdlovníkový tvar se zkonosou špičkou, což usnadňuje zavádění a vyjmutí tracheostomické rourky i hladké vnitřní kanyle s minimálním narušením tkání pacienta.

● Termoplastický materiál s počáteční tuhostí dostatečnou k zavedení, který se poté při tělesné teplotě přizpůsobí anatomii horního dýchacího traktu pacienta a způsobí jen minimální poranění.

● 15 mm konektor k připojení anestetického či ventilátového dýchacího okruhu se nachází na rource, nikoli na vnitřní kanyli.

● Anatomicky tvarovaný pružný okraj (limbec), který zvyšuje pohodlí pacienta a bezpečnost tracheostomické rourky.

● Nový design manžety (typ Profile® Soft Seal®), která je tenčí a hladce přechází do tracheostomické rourky, což usnadňuje zavedení.

● Dužný obturator s traumatickou špičkou k použití s vodičem drátem či bez něj je snadným zavedením. Zdržné spouty obturatoru brání jeho pohybu během zavádění.

● Modrá linka na nafukovací manžetě a plnitelná balónka s integrovaným regulačním ventilem opatřeným konusem Luer k nafukování a monitorování manžety.

- 3. Pieni määrä vesilukosta liukastetta voidaan lisätä ulompaan tuubiin sekä obturaattoriin läikkeen sisäänviennin helpottamiseksi.
- 4. Aseta tracheostomiatuubi paikalleen ja poista obturaattori.

- 5. Työvä cuffi (jos kiinnitetty) minimimäärällä ilmaa tiivis sulun alkaensaamiseksi.

- 6. Varmista tracheostomiatuubin paikallaan pysyminen käyttämällä mukana olevia puuvillanauhoja tai Portex® tracheostomiatuubin pidikettä (100/503/200).

- 7. Aseta sisäkanyyli (jos kiinnitetty) tracheostomiatuubiin. Varmista, että sisäkanyyli on turvallisesti paikallaan. Levä rapsahdus osoittaa oikean paikan.

HUOMAA: Sisäkanyyliä tulee tarkistaa, puhdistaa ja korvata uudella säännöllisin väliajoin.

- 8. Irrota suora kulmaisen potilaan tietojen etiketti pakkauksesta ja kiinnitä se potilaan tietojen käytössä olevan tracheostomiatuubin tietimiseksi.

- 9. Irrota tracheostomikauluksen lappu pakkauksesta, taita pudotiksi ja kiinnitä se tracheostomiatuubiin 15mm yhdistäjään helpottaaksesi tuubin koon turmistamista, jos tarpeen kiero hotohenkilökunnalle ikkunoiden ohimenoa.

- 10. Mukana on kaksi sisäkanyyliä, joista toista käytetään silloin kun toinen on puhdistettavana.

- 11. Tarkista sisäkanyylin kunto ennen sen paikalleen tai uudelleen asettamista ja hävittä, jos se on kiertynyt tai vahingoittunut. Vahdettavia sisäkanyyleita on saatavilla tuotenumerolla 100/850.

Jos käytetään tracheostomiatuubin vaihtosettä ohjainvaljella suoritta seuravaa lisätoimenpiteet.

- 12. Varmista, että ohjainvaljeri kulkee esteettä uuden tracheostomiatuubin obturaattoriin läpi.

- 13. Vie ohjainvaljerit ensin tracheostomiatuubin i kaulukseen ja syötä sitä niin, että se on ainakin 10cm tracheostomiatuubin ja trakean sisällä.

- 14. Varmista ohjainvaljerin vapaa liikkuminen tracheostomiatuubin sisällä.

- 15. Poista sisällä ollut tracheostomiatuubi ja varmista, ettei ohjainvaljeri ole vahingoittunut. Tarku valjerin sen vapaasta päästä kiinni keskiosalla ja peukalalla ja vie uusi tracheostomiatuubi ohjainvaljerin yll trakeaan.

- 16. Poista obturaattori ja ohjainvaljeri jättämällä tracheostomiatuubi paikalleen ja kiinnitä tracheostomiatuubi paikalleen mukana olevalla Portex® tracheostomiatuubin pidikkeellä (100/503/200).

- 17. Tracheostomiatuubin vaihtamisen jälkeen kannattaa trakea ja tracheostomiatuubi imeä hengitysyhteyden avoimeä pyymisen varmistamiseksi. Tuubin vaihdossa jatkuvaa mahdollinen verenvuoto voi aiheuttaa hengitysyhteyden ytimä joutaan valokkaan hengitysteiden tukokseen.

Suctionaid®


- 1. Tarkista, että cuffin yläpuolella oleva imuportti on trakeassa eikä pre-trakea kudoksessa seuraamalla tuubin sisäänvientä varmistaksesi sen oikean toiminnan sekä estäaksesi huuletulokseen joutumisen stomien alueelle.

- 2. Cuffin ollessa täytetty yhdistä joko ruisku tai matalapaineinen imu mukanaan käyttäen imuventtiiliä ja ime eritteet maksimissaan 300mm Hg:llä.


- 3. Jos imetäessä tuntuu vastusta, huuhtelee mukanaava joko limalla tai steriilillä keittosuolalla ja ime uudelleen. Jos liman tai keittosuolan sisäänviennistä tuntuu edelleen vastusta eikä sisäänvietyä nestettä saa poisvedettyksi, saattaa mukanaava olla tukossa. Vaihda tracheostomiatuubi tai käytä toisenlaista imuventtimää.

- 4. Imemisen jälkeen poista sekä ruisku että imuventtiili ja sulje Luer-portti imuletkun proksimaalisessa päässä. Imuventtiili on tarkoitettu yksittäisen potilaan käyttöön ja se voidaan puhdistaa steriilillä keittosuolalla. Saatavana on myös korvaava imuventtiili (100/515/200).

- 5. Käytettäessä matalapaineimua, valvo imun painetta säännöllisesti. Jos imun paine nousee, katkaise imu ja noudata ylläolevia toimenpiteitä.



CS



regulární ventil odsávání, který poskytuje identifikaci šňůry

100/870/060-100 Tracheostomická rourka, Suctionaid®, hadička vnitřní kanyle, manžeta Soft Seal® Profile®, velikost 6,0-10,0 mm, regulární ventil odsávání, držák rourky, čistící kartáč, identifikující šňůry

100/880/060-100 Výměnná tracheostomická sada, Suctionaid®, hadička vnitřní kanyle, manžeta Soft Seal® Profile®, velikost 6,0-10,0 mm, vodič tlakové sraziny hrotem (J) podle Sedlitzgeru, regulární ventil odsávání, držák rourky, čistící kartáč, identifikující šňůry

CS

- Průhledná odsávací linka končí nad manžetou, kterou lze odsát nahromaděné sekrety. Odsávací linka je zakončena konektorem pro odsávací přístroje a luerovým portem k připojení stříkačky či regulačního podtlakového ventilu, který je součástí balení.
- Samolepící štítek na poznámky o pacientovi, který udává velikost tracheostomické rourky a údaje o výrobní šarži.

Hadice je dostupná v několika typech balení uvedených níže:

Tracheostomická rourka:

K dispozici s manžetou ve velikostech vnitřního průměru 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 9 a 10 mm. Kompletní sada s dužným obturátorem a tracheostomickým pásky.

Tracheostomická rourka s hladkou vnitřní kanylí:

V provedení opatřeném manžetou ve velikosti vnitřního průměru 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 9 a 10 mm se dvěma jednopacientskými hladkými vnitřními kanylemi vhodné velikosti, čistícím kartáčkem, držákem tracheostomické rourky a dužným obturátorem.

Výměnná tracheostomická sada:

V provedení opatřeném manžetou, ve velikosti vnitřního průměru 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 9 a 10 mm se dvěma jednopacientskými hladkými vnitřními kanylemi vhodné velikosti, čistícím kartáčkem, držákem tracheostomické rourky, vodičem drátem se zahnutou špičkou k výměně rourky a dužným obturátorem.

Vnitřní kanyle:

Dvě jednopacientské hladké vnitřní kanyle pro tracheostomické rourky ve velikostech 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 9 a 10 mm.

Podrobnosti o obsahu sady a informace k objednávkám naleznete v příslušné literatuře k výrobku.

Indikace k použití

Tracheostomická rourka Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® je indikována k udržování průchodnosti dýchacích cest pacientů s tracheostomií. Suctionaid® umožňuje aspiraci kontaminovaných hlenu a subglottických sekretů, které se hromadí mezi manžetou tracheostomické rourky a hlasivkovou špičkovou.

Kontraindikace

K použití tohoto zařízení nejsou známy kontraindikace.

Relativní kontraindikace

Chorobná obězia, popř. edém krku (vedlejší mezi kůže a průdušnice může být větší než je délka tracheostomické rourky) Nežádoucí reakce uvedené v souvislosti s tracheostomickými roučkami jsou počtené a rozmanité. Informace o specifických nežádoucích reakcích naleznete ve standardních učebnicích a lékařské literatuře.

Nežádoucí reakce

Varování


- 1. Před vyjmutím tracheostomických rourek opatřených manžetami je nutno z manžet zcela vypustit všechny vzduch, aby nedošlo k poškození průdušnice a ústí vstupu (stomatu).
- 2. Pokud na tracheostomickou rourku před zavedením použijete lubrikační přípravek, zajistěte, aby nezaplnil lumen rourky a neznemožnil ventilaci pacienta.
- 3. Nenatukujte manžetu změněným objemem vzduchu či podle subjektivního pocitu odporu ze stříkačky; při nafukování manžety je odpor cítit jen velmi málo.
- 4. Během anestezie může oxid dusný difundovat do manžety a způsobit tak nárůst či pokles tlaku v ní.
- 5. Tlak v manžetě utímě monitorujte a upravujte. Nadměrné nafouknutí manžety může mít za následek trvalé poškození průdušnice.
- 6. Před jízdou kontaktů s elektrochirurgickými elektrodami či lasery – palčící se PVC vytváří točící se spodiny a v atmosféře obohacené kyslíkem (například při anestezii) se může vznítit.

Bezpečnostní opatření

- 1 Při zapojení okruhu zkontrolujte pevné spojení všech konektorů dýchacího systému a kontrolu poté často opakujte. Rozpořádání si můžete usnadnit pomocí rozpojevacího klínu (100/555/000).
- 2 U pacientů zajištěte přiměřené zvětšování (například pomocí výměnkových filtrů Portex® Thermovent® T 100/570/015), abyste minimalizovali inkrustaci tracheostomické roučky a zabránili poškození tracheální sliznice.
- 3 Průchodnost lumen tracheostomické roučky je nutno zajišťovat pravidelným odsáváním a čištěním vnitřní kanyly (pokud je použita). Různé kontrolyje a podle potřeby vyměňujte, aby byly dýchací cesty průchodné. Maximální doporučená doba použití je 30dní.
- 4 Tlak a objem manžety monitorujte, upravujte a rutinně zaznamenávejte, aby nedošlo k poškození nadměrným nafouknutím nebo naopak aspiraci nedostatečným nafouknutím.
- 5 Přístroje a nástroje používané při nafukování manžety či během něj musí být čisté a zbavené všech cizorodých látek a nečistot. Nafukovací zařízení odpojte od nafukovacího ventilu ihned po použití. Uzavírejte protiprachový víček. Před zavedením vyčistěte manžetu nafouknutím.
- 6 Změňte styl manžety s ostřímí předměty, aby nedošlo k jejímu poškození.
- 7 Ventil nafukovací linky může rušit zobrazení metodou magnetické rezonance (MRI). Dbejte, aby byl ventil umístěn co nejďál od snímávané oblasti.
- 8 Při čištění postupujte opatrně, aby nedošlo k překroucení či poškození vnitřních kanyl a jejich zavedení v tomto stavu do tracheostomické roučky.
- 9 Po zavedení zkontrolujte polohu roučky a okének, například rentgenovým vyšetřením hrdníku.
- 10 Pokud jsou tracheostomické roučky Portex® používány mimo nemocnici, zdravotnický personál musí pacienta informovat o bezpečném použití a manipulaci s výrobkem. Služba pro zákazníky firmy Smiths Medical vám může také poskytnout brožury o péči o výrobek, určené pro pacienty.
- 11 K čištění přístupných částí tracheostomické roučky in situ používejte pouze sterilní fyziologický roztok. Pokud je tracheostomická roučka odstraněna z těla pacienta, zlikvidujte ji.
- 12 K čištění vnitřní kanyly nepoužívejte žádná abrazivní čisticí prostředky. Používejte pouze dodaný čistící kartáč. Nepoužívejte kartáček k čištění tracheostomické roučky.
- 13 Tracheostomické roučky Blue Line Ultra® a vnitřní kanyly jsou vyrobeny a určeny k použití pouze u jednoho pacienta. Nesterilizujte je znovu, a to žádnou metodou.
- 14 Neprovádějte repozici tracheostomické roučky in situ, pokud je manžeta nafouknutá.
- 15 Jakmile skončíte s odsáváním prostřednictvím odsávací linky, odsávací zařízení včetně regulačního ventilu odstraňte a odsávací linku uzavírejte krytem, aby nedošlo k infekci.
- 16 Upozornění: Federální předpisy USA omezují prodej či objednávání tohoto zařízení pouze na lékaře.

Návod k použití

- 1 Před zavedením zkontrolujte neporušenost manžety a inflačního systému.
- 2 Před zavedením zkontrolujte, zda lze obturator po uvolnění zádržných spon z roučky sejmut miným zakroucením. Zkontrolujte, zda lze vnitřní kanylu (je-li použita) do tracheostomické roučky zasunout a zase vytáhnout. Znovu zasuněte obturator a dbejte, aby zapadl do správné polohy.



77

Výměna vnitřní kanyly

- 1 Odpojte tracheostomickou roučku z dýchacího systému
- 2 Odstraňte starou vnitřní kanylu
- 3 Vložte novou či náhradní kanylu
- 4 Znovu zapojte dýchací systém a zkontrolujte, zda jsou spojky dobře utěsněny
- 5 Starou kanylu vyčistěte či zlikvidujte

Pokyny k čištění vnitřní kanyly

Vnitřní kanylu doporučujeme čistit denně či v případě, že bude kontaminována hlenem či sekretem. Tento interval se bude lišit podle potřeby konkrétního pacienta.

Před čištěním vnitřní kanyly vždy vyměňte z tracheostomické roučky.

- 1 Vnitřní kanylu namočte do sterilního fyziologického roztoku či roztoku mírného čisticího prostředku, a to maximálně na 15 minut.
- 2 Vnitřní kanylou v roztoku pohybujte, aby se případné sekrety uvolnily. Dodaným čistícím kartáčkem dočistěte jakýkoli zaskybl či lepkavý sekret.
- 3 Po namočení a očištění kanylu a čistící kartáček opláchněte čerstvým a sterilním fyziologickým roztokem.
- 4 Nechte zaschnout. Jakmile je vnitřní kanyla čistá a suchá, uchovávejte ji v čistém, suchém a bezpečném prostředí.

Český

CS

Jednorázový držák tracheostomické roučky Portex®

NAVOD K POUŽITÍ KAT. Č.: 100/503/200

- 1 Uchopte držák a dbejte, aby logo Portex® mířilo směrem od vás.
- 2 Otevřete jeden z pásků se suchým zipem (A), protáhněte jej zespodu po délce celého tracheostomického límce (B) a provlékněte otvorem vlevo.
- 3 Omlněte úzký pásek (A) zpět a přichyťte k širokému pásku.
- 4 Oteplejte držák ze zadu kolem krku pacienta a opalujte kroky 2 a 3 na pravé straně.
- 5 Upravte držák pomocí širokého suchého zipu (D) na velikost pacienta a dbejte, aby byl držák dobře připraven.

Univerzální velikost pro dospělé

Značka Smiths, Portex, Profile, Soft-Seal, Suctionaid, Blue-Line Ultra a Thermovent jsou ochranné známky společnosti Smiths Medical. Symbol "označuje, že daná ochranná známka je registrována u U.S. Patent and Trademark Office (Patentový úřad USA) a v některých dalších zemích. Všechny ostatní názvy, ochranné známky a servisní značky zde uvedené jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů © 2006 společnosti Smiths Medical. Všechna práva vyhrazena.

Veškeré je registrováno ochranná známka na sučetě záty společnosti Větro Industries BV.

79

7 Tuto tracheostomickou roučku nepoužívejte u pacientů s abnormální anatomií či patologií horních dýchacích cest – může dojít k částečné či celkové obstrukci těchto cest.

8 Pokud je při použití výměnné tracheostomické sady během zákroku poškozen vodičí drát, může být obtížné pokračovat v zákroku. V těchto případech můžete pokračovat, pouze pokud:

- (a) poškození část vodičího drátu lze zasunout do průdušnice, a
- (b) máte k dispozici dostatečně dlouhý kus nepoškozeného vodičího drátu, takže obturator není třeba navléknout přes jeho poškozenou část.

Pokud vodičí drát nelze zadírat či máte o použití poškozeného drátu jakékoliv pochyby, použijte novou výměnnou tracheostomickou sadu a vodičí drát.

9 Nelubrikujte vnitřní kanylu – může to vést k jejímu ucpaní a způsobit její oddělení od tracheostomické roučky.

10 Pokud není možné vytáhnout vnitřní kanylu z tracheostomické roučky, nepokoušejte se o to násilím. Vnitřní kanylu a tracheostomickou roučku vyjímějte společně a vždy je vyměňte za novou roučku a kanylu.

11 Pokud vnitřní kanylu používáte, zajištěte, aby měla správný průměr a délku vhodnou pro tracheostomickou roučku, s níž má být použita. Značky udávající velikost jsou umístěny na lince roučky, štitčích balení a dodatečných štítcích s údaj o nemocném s cílem usnadnit volbu správné vnitřní kanyly. Používejte pouze vnitřní kanyly dodané specificky k použití s výrobky řady Portex® Blue Line Ultra®.

12 Použití vnitřní kanyly o nesprávném průměru může způsobit problémy při zavádění či zbytečně omezovat průtok plynu. Příliš dlouhá vnitřní kanyla může nadměrně vyčnívat z vnější roučky a způsobit poškození či uzavřít průdušnici. Použití příliš krátké vnitřní kanyly může vést k hromadění sekretů, což může způsobit infekci či obstrukci cest.

13 Tracheostomické roučky je nutno pravidelně vyměňovat podle individuálních potřeb pacienta.

14 Použití vnitřní kanyly zredukuje průměr dýchacích cest o 1,5 mm (kromě 6 mm tracheostomické roučky, kde dojde k redukci dýchacích cest o 1,0 mm).

15 Během připojování dýchacího systému ke konektoru tracheostomické roučky a po něm nevyvíjejte na roučku nadměrnou rotační či lineární sílu, aby nedošlo k náhodnému rozpojení či jejímu uzavření.

16 Vodičí drát do tracheostomické roučky nikdy nezavádějte s nasazeným červeným napínovačem zahnutého hrotu, aby nedošlo k jeho aspiraci. Používejte vhodnou výměnnou tracheostomickou sadu (100/820).

17 Zajištěte odsání sekretů z prostoru nad manžetou bezprostředně před jejím vypuštěním, aby při vypuštění nedošlo k nadměrnému vstupu sekretů do plic.

18 Odsání ani výdech sacím lumenem neprovádějte při vypuštění manžety, aby nedošlo ke vstupu roztoků do plic.

19 S tímto výrobkem nepoužívejte dekanulační víčko. Dekanulační víčko je určeno k použití pouze s tracheostomickou roučkou s okénky.

20 Pokud k zavedení této tracheostomické roučky používáte sériový perkutánní tracheostomický dilatátor jako zavedací dilatátor a obturator, zajištěte, aby bylo dilatátor možno před použitím do roučky zasunout bez nepřiměřeného násilí a stěpeň ho z ní vyjmout.

21 Pokud bude odsávací lumen používán k vokalizaci, zamezte použití nadměrného tlaku a vysokého průtoku kyslíku, aby nedošlo k poranění průdušnice.

22 Odsávací lumen v žádné případě nepoužívejte k vokalizaci (v stomatu); vzdluh určeny pro vokalizaci může mohou ústím vstupu unikat a znemožnit řeč nebo způsobit chirurgický emfyzém.

23 Odsávací lumen nikdy nepoužívejte k vokalizaci u pacientů s obstrukcí horních dýchacích cest takto dodávaný vzduch může způsobit nahromadění tlaku v subglottickém prostoru.

24 Systém Suctionaid® neodstraní potřebu rutinního endobronchiálního odsávání a postupů k zajištění orální hygieny.

25 Neuvádějte vnitřní kanylu používáte-li tracheostomickou roučku v kombinaci s pravouhlym konektorem, který má integrovanou koaxiální hadičku na čerstvý plyn, vyčnívající do lumen konektoru (například tzv. Normanoovo koleno). Vyčnívající hadička blokuje vnitřní kanylu a omezuje průtok vydechovaného plynu s následkem barotraumatu či hypoxie.

76

- 3 Na vnější povrch roučky a špičku obturatoru lze aplikovat malé množství vodou rozpustného lubrikačního přípravku k usnadnění zavádění.
- 4 Zaveďte tracheostomickou roučku v souladu s aktuálně uznanými lékařskými metodami a vytáhněte obturator.
- 5 Nafoukněte manžetu (je-li ji zařízení vybaveno) minimálním množstvím vzduchu potřebným k účinnému utěsnění.
- 6 Fixujte tracheostomickou roučku dodanými bavlněnými pásky či drážkami tracheostomické roučky značky Portex® (100/503/200), je-li jim zařízení vybaveno.
- 7 Zaveďte vnitřní kanylu (je-li ji zařízení vybaveno) do tracheostomické roučky. Zkontrolujte její bezpečné zavedení. Při vstupu do správné polohy byste měli cítit lehké zaklapnutí.

POZNÁMKA: Vnitřní kanyla by měla být rutinně kontrolována, čištěna či vyměňována, a to v pravidelných intervalech.

- 8 Z podložního obalu sejměte obdélníkový štítek na poznámky o pacientovi (Patient Notes Label) a založte jej do dokumentace pacienta, abyste v ní měli pochyby cenné podrobnosti o použití tracheostomické roučky.
- 9 Z podložního obalu sejměte štítek límce (Tracheostomy Flange), odstraňte i kulhový výřez, přeložte naplň a umístěte přes 15 mm konektor tracheostomické roučky, abyste mohli snáze zjistit velikost použité roučky a případně upozornit klinický personál na přítomnost okének (fenestrací).
- 10 V rámci výroby dodáváme dvě vnitřní kanyly, abyste mohli jednu z nich čistit a zároveň druhou používat.
- 11 Vnitřní kanylu před prvním opakováním zavedením zkontrolujte a zlikvidujte ji, pokud je překroucená či poškozená. K dispozici jsou náhradní vnitřní kanyly (100/850).

Pokud používáte výměnnou tracheostomickou sadu s následujícími kroky.

- 12 Zajištěte, aby vodičí drát hladce procházel obturatorem nové tracheostomické roučky.
- 13 Zaveďte vodičí drát do dlouhodobě zavedené tracheostomické roučky ohnutou špičkou napřed, a zavádějte jej dále, dokud se z něj přinajevnějším 10 cm nenachází v rource a průdušnici.
- 14 Zkontrolujte volný pohyb vodičího drátu v těle tracheostomické roučky.
- 15 Odstraňte dlouhodobě zavedenou tracheostomickou roučku a aby nedošlo k poškození vodičího drátu, fixujte jeho volný konec ukazováčkem a palcem, a zaveďte novou roučku přes vodičí drát do průdušnice.
- 16 Vyměňte obturator a vodičí drát, ponechte však tracheostomickou roučku na místě. Fixujte roučku dodaným drážkem (100/503/200) tracheostomické roučky Portex®.
- 17 Po výměně roučky doporučujeme průdušnici a roučku odsát, abyste si byli jisti průchodnosti dýchacích cest. Jakékoli kvadrát způsobené výměnou roučky může vést k vytvoření sraženiny v dýchacích cestách a následně k těžké obstrukci dýchacích cest.

Použití výrobku Suctionaid®

- 1 Po zavedení roučky zkontrolujte, zda je sací port umístěný nad manžetou zaveden v průdušnici a ne v přetracheální tkáni, abyste zajistili správnou funkci systému a předešli vytěkání propalchovacího fyziologického roztoku z ústí vstupu (stomatu).
- 2 S nafouknutou manžetou připojte odsávací zařízení, buď sříkadku či odsávací linku se slabým podtlakem a regulačním ventilem, a pomalu aspirujte sekrety až do maximálního sacího tlaku 300 mm rtuťového sloupce.
- 3 Pokud při aspiraci narazíte na odpor, vypláchněte odsávací linku vzduchem či sterilním fyziologickým roztokem a aspirujte znovu. Pokud odpor při instilaci vzduchu či fyziologického roztoku trvá a aplikovanou kapalinu nelze odsát, odsávací linka může být zablokována; v takovém případě vyměňte tracheostomickou roučku či zaveďte alternativní způsob odsávání.
- 4 Jakmile je odsávání dokončeno, vytáhněte odsávací zařízení včetně regulačního ventilu a uerový port na proximálním konci odsávací hadičky uzavřete víčkem. Regulační ventil odsávání je určen k použití u jednoho pacienta a lze jej čistit sterilním fyziologickým roztokem. Náhradní regulační ventily lze objednat zvlášť (100/515/200).
- 5 Při použití kontinuálního slabého sání sledujte pravidelně sací tlak. Pokud tlak stoupá, sání odpojte a řídte se výše uvedeným postupem pro situace, kdy při sání vzniká odpor.

78

Polski

Rurka tracheostomijna Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® INSTRUKCJA UŻYCIA

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do następujących produktów Portex®: 100/860/060-100 Rurka tracheostomijna Suctionaid® z mankietem Soft-Seal® Profile®, rozmiar 6,0-10,0 mm z zaworem sterowania saniem, tasmiem nacupującym wkłdki szy pacjenta oraz etykietami identyfikacyjnymi 100/870/060-100 Rurka tracheostomijna Suctionaid® z gładką kaniału wewnętrzną, z mankietem Soft-Seal® Profile®, rozmiar 6,0-10,0 mm. 100/880/060-100 Zestaw do wymiany rurki tracheostomijnej Suctionaid®, z gładką kaniału wewnętrzną, z prowadnicą Sedligna z końcówką „J” z zaworem sterowania saniem, opaską do rurki, szczerzątką oraz etykietami identyfikacyjnymi

Srednica zewnetrzna rurki tracheostomijnej (mm)	Srednica wewnetrzna rurki tracheostomijnej (mm)	Dlugosc rurki tracheostomijnej „C” (mm)	Wymiar Jacksona (przybliżony)	Ø	Srednica wewnetrzna kanialu wewnetrznej (mm)	Srednica wewnetrzna kanialu wewnetrznej (mm)	Srednica wewnetrzna kanialu wewnetrznej (mm)
9,2	6,0	64,5	5	105°	5,0	20	20
10,5	7,0	70,0	6	105°	6	24	24
11,3	7,5	73,0	7	105°	7	30	30
11,9	8,0	75,5	8	105°	8	30	30
12,6	8,5	78,0	105°	-	7,0	30	30
13,3	9,0	81,0	105°	-	7,5	30	30
14,0	10,0	87,5	105°	-	8,5	30	30

- OSTRZEZENIE:**
- PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ INSTRUKCJĄ
 - NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ STOSOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZY WYSZKOLONYCH W JEGO OBSŁUDZE
- UWAGA:**
- 1 Zrzućmy tracheostomijny Blue Line Ultra® używać wyłącznie kaniału wewnętrznego Blue Line Ultra®.
 - 2 Zastosowanie kaniału wewnętrznego zmniejsza średnicę drogi przepływu powietrza o 1,0 mm. (z wyjątkiem rurki tracheostomijnej o średnicy 6,0 mm, w której redukcja średnicy drogi oddechowej wynosi 1,0 mm).
 - 3 Nie stosować karbowanej kaniału wewnętrznego Portex® (100/528; 100/522) w połączeniu z rurkami tracheostomijnymi Blue Line Ultra®.

Opis

- Zestaw sterujących rurek tracheostomijnych jednorazowego użytku wyprodukowanych z przezroczystego, biokompatybilnego polichlorku winylu (PCV) o następujących cechach:
- Gładki, łukowaty kształt ze zgiętą końcówką, ułatwiający umieszczenie i usunięcie zarówno rurki tracheostomijnej jak i gładkiej kaniału wewnętrznego, z minimalnym zaburzeniem anatomii pacjenta.
 - Tworzywo termoplastyczne, o sztywności początkowej umożliwiającej wprowadzenie rurki, które później w temperaturze ciała dostosowuje się do kształtu drogi oddechowych pacjenta, minimalizując uraz.
 - Łącznik o średnicy 15 mm służący do podłączenia do obwodu anestetycznego lub respiratora, umieszczony na rurce a nie na kaniału wewnętrznego.
 - Głęboki kohier, dostosowany do kształtów anatomicznych, poprawiający komfort pacjenta i zapewniający lepsze zamocowanie rurki tracheostomijnej.
 - Nowy mankiet Profile® „Soft-Seal” o zmniejszonej wielkości gładkim przejściu w rurkę tracheostomijną, co ułatwia wprowadzanie rurki. Mandryn ze światłem i atranumatyczną końcówką do stosowania z prowadnicą, lub bez prowadnicy, ułatwiający wprowadzenie rurki. Zaskoki ustalające mandryn zapobiegają przemieszczeniu mandrynu w trakcie wprowadzania rurki.
 - Niebieska linia do wypchania mankietu i balonik kontrolny z wbudowanym zaworem zwanym z końcówką typu Luer do wypchania i monitorowania stanu mankietu.

80

- Przezroczysta linia siania kończąca się ponad mankietem, umożliwiająca odsysanie zgromadzonych wydzielin. Linia siania zakończona jest łącznikiem do urządzeń do odsysania i portem typu Luer do połączenia ze strzykawką lub zaworem sterowania saniem, dołączonym do zestawu.
- Samoprzylepna etykieta, Patient Note Label™ zawierająca rozmiar rurki tracheostomijnej i szczegóły dotyczące serii produkcyjnej. **Zestawy są dostępne w opakowaniach w różnych konfiguracjach wymienionych poniżej:**

Rurka tracheostomijna:

Dostępna z mankietem, w rozmiarach 6,7,7,5, 8,8,5, 9,10 mm (średnica wewnętrzna). W komplecie mandryn ze światłem i tasmiem do mocowania rurki tracheostomijnej.

Rurka tracheostomijna z gładką kaniału wewnętrzną:

Dostępna z mankietem, w rozmiarach 6,7,7,5, 8,8,5, 9,10 mm (średnica wewnętrzna), z dwiema odpowiednio dopasowanymi gładkimi kaniałami wewnętrznymi do użytku dla jednego pacjenta, szczerzątką, opaską do rurki tracheostomijnej i mandrynem ze światłem.

Zestaw do wymiany rurki tracheostomijnej:

Rurka dostępna z mankietem, w rozmiarach 6,7,7,5, 8,8,5, 9,10 mm (średnica wewnętrzna), z dwiema odpowiednio dopasowanymi gładkimi kaniałami wewnętrznymi do użytku dla jednego pacjenta, szczerzątką, opaską do rurki tracheostomijnej, prowadnicą z końcówką „J” do wymiany rurki mandrynem ze światłem.

Kaniala wewnętrzna:

Dwie gładkie kaniale wewnętrzne do użytku dla jednego pacjenta, do rurki tracheostomijnych o średnicy 6,7,7,5, 8,8,5, 9,10 mm. Aby uzyskać pełną informację na temat zawartości zestawów oraz dokonywania zamówienia, należy zapoznać się z literaturą właściwą dla danego produktu.

Wskazania

Rurka tracheostomijna Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® jest przeznaczona do utrzymywania drożności drogi oddechowych u pacjentów z tracheostomią. System Suctionaid® umożliwia odsysanie zanieczyszczonego śluzu i wydzielin okolicy podgłośniowej krtani, spływających i gromadzących się pomiędzy mankietem rurki tracheostomijnej a głośnią.

Przeciwwskazania

Nie są znane przeciwwskazania do zastosowania niniejszego urządzenia.

Przeciwwskazania względne

Otyłość patologiczna i lub obrzęk szyi i zwiększona odległość skóra-tchawica może spowodować, że rurka tracheostomijna będzie zbyt krótka.

Działania niepożądane

Opisywane działania niepożądane związane z rurkami tracheostomijnymi są liczne i różnorodne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określonych działań niepożądanych, należy zapoznać się ze standardowymi podręcznikami i literaturą medyczną.

Ostrzeżenia

- 1 Przed usunięciem rurki tracheostomijnej z mankietem konieczne jest całkowite opróżnienie mankietu, aby zapobiec uszkodzeniu tchawicy lub stoni.
- 2 Jeśli rurka tracheostomijna została przed wprowadzeniem powleczone środkiem posilgowym, należy sprawdzić, czy środek posilgowy nie blokuje światła rurki, uniemożliwiając wentylację pacjenta.
- 3 Nie wypełniać mankietu odmierzoną objętością powietrza ani na podstawie wyczućcia ciśnienia w strzykawce, ponieważ w trakcie wypełniania powinien być wyczuwalny tylko niewielki opór.
- 4 W trakcie znieczulenia tlenek azotu może przenikać do mankietu zwiększając lub zmniejszając ciśnienie w mankiecie.
- 5 Należy rutynowo monitorować i regulować ciśnienie w wypełnieniu mankietu. Nadmierne wypełnienie mankietu może spowodować trwałe uszkodzenie tchawicy.
- 6 Należy uniknąć styczności z elektrodami do elektrostimulacji lub wiązkami lasera chirurgicznego, ponieważ PCW może uwalniać toksyczne opary lub ulec zapaleniu w atmosferze wzbogaczonej w tlen (np. znieczulenie).
- 7 Nie stosować niniejszej rurki tracheostomijnej u pacjentów z nieprawidłową budową anatomiczną lub patologią w obrębie górnych dróg oddechowych, ponieważ może to spowodować częściowe lub całkowite ich zablokowanie.

81

Środki ostrożności

- 1 Należy skontrolować zamocowanie wszystkich łączników układu wspomagającego oddychanie po podłączeniu obwodu, a później i rdaż częstotliwość. Rodzajenne można uławić przez zastosowanie klina do rozłączenia obwodu oddechowego (100/555/000).
- 2 Należy dbać o odpowiednie nawilżanie pacjentów (np. przez zastosowanie wymienników Portex® Thermovent™ T 100/570/015), aby zmniejszało ryzyko rtki uszczerbku światła rurki tracheostomijnej i/lub kanialu wewnętrznego i zapobiegało uszkodzeniu błony śluzowej.
- 3 Drożność światła rurki tracheostomijnej należy zapewnić przez regularne odsysanie i regularne czyszczenie kanialu wewnętrznego (jeśli jest używany). Rutynowo kontrolować i wymieniać rurkę w razie potrzeby, aby zachować drożność drogi oddechowych. Maksymalny zalecany okres używania wynosi 30 dni.
- 4 Należy rutynowo monitorować, regulować i odnotowywać ciśnienie wypełnienia i objętość mankietu tak, aby uniknąć szkodliwego nadmierne wypełnienia mankietu lub aspiracji treści w wyniku niedostatecznego wypełnienia mankietu.
- 5 Urządzenia używane do lub w trakcie wypełniania mankietu muszą być czyste i pozbawione wszelkich części obcej materii. Urządzenie do wypełniania należy odłączyć od zaworu do wypełniania natychmiast po użyciu, a w jego miejsce założyć nakrywkę przeciwbakteryjną. Przed wprowadzeniem rurki należy wykonać ponownie wypełnienie mankietu.
- 6 Chronić mankiet przed uszkodzeniem unikając kontaktu z ostrymi krawędziami.
- 7 Zawór linii wypełniania może powodować zakłócenia ostrości obrazu rezonansu magnetycznego. Sprawdź, czy zawór znajduje się z dala od skanowanego obszaru.
- 8 Należy zachować ostrożność, aby w trakcie czyszczenia nie doszło do załamania lub uszkodzenia kanialu wewnętrznego i upewnić się, że do rurki tracheostomijnej nie dostała ponownie wprowadzona kaniala wewnętrzna, która ulega załamaniu lub uszkodzeniu.
- 9 Po wprowadzeniu rurki skontrolować jej położenie i umiejscowienie fenestracji np. przez wykonanie zdjęcia rentgenowskiego krtani-piersiowej.
- 10 W przypadku stosowania rurki tracheostomijnych Portex® poza szpitalem pacjent musi zostać poinstruowany przez profesjonalny personel medyczny w zakresie bezpiecznego używania i obsługi tego produktu. Ułtka dotycząca opieki nad pacjentem jest także dostępna w Dziale Obsługi Klienta firmy Smiths Medical.
- 11 Do czyszczenia dostępnych części rurki tracheostomijnej po jej założeniu należy używać wyłącznie sterylnejgo roztworu soli fizjologicznej. Po usunięciu rurki tracheostomijnej należy ją wyrzucić.
- 12 Do czyszczenia kanialu wewnętrznego nie stosować żadnych chemikaliów przyborów czyszczących. Używać tylko dostarczonej w zestawie szczerzki. Nie używać dodatkowej szczerzki do czyszczenia rurki tracheostomijnej.
- 13 Rurki tracheostomijne Blue Line Ultra® i kaniala wewnętrzną są przeznaczone do użytku dla jednego pacjenta. Nie należy ich serylizować ponownie żadną metodą.
- 14 Należy uniknąć zmiany pobrania rurki tracheostomijnej in situ przy wypełnionym mankiecie.
- 15 Po zakończeniu odsysania przez linię siania należy odłączyć urządzenie do odsysania, łącznie z zaworem sterowania saniem i założyć nasadkę na linię siania w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.
- 16 **Uwaga:** Zgodnie z przepisami prawa federalnego (USA) niniejsze urządzenie może być sprzedawane wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

Instrukcja użycia

- 1 Przed wprowadzeniem należy sprawdzić integralność mankietu i systemu wypełniania mankietu.
- 2 Przed wprowadzeniem sprawdzić, czy mandryn może zostać wyjęty z rurki po uprzednim zwolnieniu zaskłków ustalających poprzez delikatne przeciągnięcie. Sprawdzić, czy kaniala wewnętrzna (jeśli jest stosowana) może zostać wprowadzona do rurki tracheostomijnej i wysunięta z niej. Ponownie wprowadzić mandryn, upewniając się, że po umieszczeniu go we właściwej pozycji nastąpiło kliknięcie i zablokowanie mandrynu.



83

- 8 Jeśli podczas używania zestawu do wymiany rurki tracheostomijnej nastąpi uszkodzenie prowadnicy w trakcie procedury, może to utrudnić dalsze jej prowadzenie. W takich przypadkach zabieg można kontynuować tylko, jeśli: (a) uszkodzony odcinek prowadnicy może zostać przesunięty do tchawicy i (b) długość pozostałej nieuszkodzonej prowadnicy jest wystarczająca, aby nie było konieczności przesunięcia mandrynu przez jej uszkodzony odcinek.
- 9 Jeśli dalsze korzystanie z prowadnicy nie jest możliwe lub są wątpliwości dotyczące uszkodzonej prowadnicy, należy użyć nowego zestawu do wymiany rurki tracheostomijnej i nowej prowadnicy.
- 9 Nie pokrywaj kaniału wewnętrznego środkiem posilgowym, ponieważ może to zablokować kaniału wewnętrzną i utrudnić utrzymanie kaniału wewnętrznego wewnątrz rurki tracheostomijnej.
- 10 Jeśli usunięcie kanialu wewnętrznego z rurki tracheostomijnej nie jest możliwe, nie należy usuwać jej siłą. Kaniala wewnętrzna i rurka tracheostomijna powinny zostać usunięte razem i zastąpione nową rurką tracheostomijną i kaniału wewnętrzną.
- 11 W przypadku stosowania kanialu wewnętrznego upewnić się, czy na ona właściwa długość i średnica dla używanej rurki tracheostomijnej. Aby pomóc w wybraniu właściwej kaniału wewnętrznego, oznaczenia wymiarów podane na kółku rurki, etykietkach umieszczonych na opakowaniu i dodatkowych etykietkach pacjenta. Używać tylko kanialu wewnętrznego przeznaczonego specjalnie do stosowania z gamą produktów Portex® Blue Line Ultra®.
- 12 Zastosowanie kanialu wewnętrznego o nieprawidłowej średnicy może spowodować trudność w jej wprowadzeniu lub niepożądane ograniczyć przepływ gazu. Zbyt długie kaniala wewnętrznego może nadmiernie wysuszać wydot rurki, prowadząc do uszkodzenia tchawicy lub zablokowania przepływu powietrza. Zastosowanie zbyt krótkiej kanialu wewnętrznego może prowadzić do nagromadzenia się wydzieliny, co może spowodować zakażenie lub blokadę.
- 13 Rurki tracheostomijne muszą być regularnie wymieniane, zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta.
- 14 Zastosowanie kanialu wewnętrznego zmniejsza średnicę drogi przepływu powietrza o 1,5 mm (z wyjątkiem rurki tracheostomijnej o średnicy 6,0 mm, w której redukcja średnicy drogi oddechowej wynosi 1,0 mm).
- 15 W trakcie i po podłączeniu układu wspomaganie oddechu do łącznika rurki tracheostomijnej unikaj działania na rurkę nadmierną siłą odcygnięcia lub linową, aby zapobiec przypadkowemu jej odłączeniu lub zablokowaniu.
- 16 Nigdy nie wprowadzać do rurki tracheostomijnej prowadnicy wraz z czerwonym elementem prostującym końcówkę „J” prowadnicy, aby uniknąć aspiracji elementu prostującego. Zastosować właściwy zestaw do wymiany rurki tracheostomijnej (100/820).
- 17 Upewnić się, czy wydzielina jest odesana z przestrzeni ponad mankietem tuż przed opróżnieniem mankietu rurki tracheostomijnej, aby zminimalizować ilość wydzielin przedostających się do płuc po opróżnieniu mankietu.
- 18 Nie prowadzić odsysania i płukania przez linię siania przy opróżnionym mankiecie, aby uniknąć wprowadzenia roztworów do płuc.
- 19 Nie stosować nasadki dekanilacyjnej z tym produktem. Nasadka dekanilacyjna jest wskazana do stosowania tylko w rurkach tracheostomijnych z fenestracją.
- 20 W przypadku stosowania serylnejgo rozszerzacza do tracheotomii przesłonnej jako rozszerzacza mandrynu do wprowadzania niniejszej rurki tracheostomijnej, przed użyciem należy upewnić się, czy rozszerzac może być wprowadzony do rurki tracheostomijnej i wysunięty z niej bez stosowania nadmiernej siły.
- 21 Jeśli światło linii siania jest wykorzystywane do wokalizacji, należy uniknąć stosowania nadmiernego ciśnienia i/lub wysokich wartości przepływu tlenu, aby zapobiec urazowi tchawicy.
- 22 Nie wolno wykorzystywać światła linii siania do wokalizacji w nowo utworzonych stomiach, ponieważ powietrze potrzebne do wokalizacji może uchodzić przez stomię uniemożliwiając mówienie lub spowodować rozdzielenie podskórnych.
- 23 Nie wolno nigdy wykorzystywać światła linii siania do wokalizacji u pacjentów, u których doszło do zamknięcia górnych dróg oddechowych, ponieważ dostarczane powietrze może spowodować wzrost ciśnienia w przestrzeni podgłośniowej.
- 24 System Suctionaid® nie eliminuje potrzeby rutynowego odsysania drzewa oskrzelowego i stosowania procedur higieny jamy ustnej.
- 25 Nie używać kanialu wewnętrznego, jeśli stosowana jest rurka tracheostomijna w połączeniu z łącznikiem prostokątnym z wbudowaną współosiowo rurką dostarczającą świeży gaz, która wystaje do światła łącznika (np. Norman elbow). Wystająca rurka doprowadzająca świeży gaz może zablokować kaniału wewnętrzną, ograniczając wydechowy przepływ gazu i powodując barotraumę/hipoksję.

82

Wymiana kaniuli wewnętrznej

- 1 Odłączyć rurkę tracheostomijną od układu wspomagającego oddychanie
- 2 Usunąć starą kanulę wewnętrzną
- 3 Wprowadzić nową lub za pasową kanulę wewnętrzną
- 4 Ponownie podłączyć układ wspomagający oddychanie i sprawdzić zamocowanie
- 5 Starą kanulę poddać czyszczeniu lub wyrzucić

Instrukcja czyszczenia kaniuli wewnętrznej

Zaleca się oddzielenie czyszczenia kaniuli wewnętrznej lub do nazne, w przypadku zanieczyszczenia kaniuli wewnętrznej przez śluz lub wydzieliny. Odstęp czasu może być różny w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kaniulę wewnętrzną należy do czyszczenia zawsze wyjąć z rurki tracheostomijnej.

- 1 Namoczyć kanulę wewnętrzną w sterylnym roztworze soli lub łagodnego detergentu przez okres do 15 minut.
- 2 Wstrząsnąć kanulą wewnętrzną umieszczoną w roztworze, aby uwolnić z niej wszelkie wydzieliny. Przy użyciu dostarczonej szczoteczki usunąć wszystkie wyschnięte i lepkie wydzieliny.
- 3 Po namoczeniu i oczyszczeniu opłukać kanulę wewnętrzną i szcoteczkę świeżym sterylnym roztworem soli.
- 4 Po zastawieniu do samodzielnego wyschnięcia. Po wyczyszczeniu i osuszeniu kanulę wewnętrzną należy przechowywać w miejscu czystym, suchym i wolnym od zanieczyszczeń.

Polski

Opaska jednorazowa do rurki tracheostomijnej Portex®

INSTRUKCJA UŻYCIA NR: 100/503/200

Przy łączniku rurki tracheostomijnej skierowanym do siebie:

- 1 Uchwycić opaskę trzymając z logo Portex® skierowanym do siebie.
- 2 Otworzyć jeden z wąskich pasków Velcro (A) i przewlec całą jego długość od tyłu kołnierza rurki tracheostomijnej (B) przez otwór umieszczony po lewej stronie.
- 3 Zająć wąski pasek (A) do tyłu i zamocować go na szerokiej taśmie.
- 4 Owinąć opaskę wokół szyi pacjenta i powtórzyć czynność 2 i 3 po stronie prawej.
- 5 Dostosować obwód opaski przy użyciu szerokiego paska Velcro (D) do pacjenta, sprawdzając czy opaska jest pewnie zamocowana.

Jeden rozmiar pasuje dla wszystkich dorosłych

Znak graficzny Smiths, Portex, Profile, Soft-Seal, Suctionaid, Blue Line Ultra i Thermovent są znakami towarowymi przedsiębiorstw Smiths Medical. Symbol ® wskazuje, że jest on zarejestrowany w amerykańskim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych (U.S. Patent and Trademark Office) oraz w pewnych innych krajach. Wszelkie inne wymienione nazwy i znaki są nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi odpowiednich właścicieli. © 2006 Przedsiębiorstwa Smiths Medical. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Velcro” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Velcro Industries B.V.

Magyar

Portex® Blue Line Ultra® Suctionaid® tracheostomiás tubus HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az itt leírt utasítások a következő Portex® termékek használatára vonatkoznak:
100/860/060-100 Tracheostomiás tubus, Suctionaid®, Soft-Seal® Profile® mandzsetta, méret: 6,0-10,0 mm, lezáró ellenőrző szelep, nyaki szalag, azonosító címék
100/870/060-100 Tracheostomiás tubus, Suctionaid®, sima felszínű belső kanül, Soft-Seal® Profile® mandzsetta, méret: 6,0-10,0 mm, lezáró ellenőrző szelep, tubus tartó, tisztító kefe, azonosító címék
100/880/060-100 Tracheostomiás csere készlet, Suctionaid®, sima felszínű belső kanül, Soft-Seal® Profile® mandzsetta, méret: 6,0-10,0 mm, J-hegő, 0,5 literes vezetőlátó, lezáró ellenőrző szelep, tubus tartó, tisztító kefe, azonosító címék

Tracheostomiás tubus külső átmérő (mm)	Tracheostomiás tubus belső átmérő (mm)	Tracheostomiás tubus hossza, „C” (mm)	Θ	Jackson méret (fkh)	Belső kanül belső átmérő (mm)	Mandzsetta nyugalmi átmérője
9,2	6,0	64,5	105°	5	5,0	20
10,5	7,0	70,0	105°	6	5,5	24
11,3	7,5	73,0	105°	7	6,0	30
11,9	8,0	75,5	105°	8	6,5	30
12,6	8,5	78,0	105°	–	7,0	30
13,3	9,0	81,0	105°	–	7,5	30
14,0	10,0	87,5	105°	10	8,5	30

FIGYELMEZTETÉS:

- OLVASA EL A TELJES HASZNÁLATI UTASÍTÁST MIELŐTT AZ ESZKÖZT HASZNÁLNA
 - AZ ESZKÖZT CSAK HASZNÁLATÁBAN JÁRATOS ORVOS HASZNÁLHATJA
- MEGJEGYZÉS: 1 Kizárólag Portex® Blue Line Ultra® tracheostomiás tubushoz rendszerezett Portex® Blue Line Ultra® belső kanült használjon.
2 A belső kanül használata 1,5 mm-rel csökkentheti a légút átmenőjét (tovább 0,6 mm-es tracheostomiás tubus, amelyről 1 mm-rel csökkent a légút átmérője)
3 Ne használjon Portex-ből zárt belső kanült (100/528; 100/522) a Portex® Blue Line Ultra® tracheostomiás tubusral

Leírás

- Egyszer használatos, steril, szíza biokompatibilis PVC-ből készült tracheostomiás tubusok a következő jellemzőkkel rendelkeznek:
- Sima, íves, elvékonyodó csúcsos forma a tracheostomiás tubus behelyezésének és eltávolításának elősegítésére és sima felszínű belső kanül, mely időmúl a beteg anatómiai viszonyaihoz.
 - Hőre lágyuló műanyag, mely biztosítja a felhelyezéshez szükséges kezdeti szilárdságot, de, később testhőmérsékleten felmeleg a fűső légutak alakját, csökkentve a sérülésveszélyt.
 - 15 mm-es csatlakozó, mely a tubuson és nem a belső kanulion helyezkedik el, ennek segítségével alternatívp vagy lélegeztetőgépp légzőköréhez kapcsolható.
 - Anatómiailag kialakított, rugalmas perem a beteg légnyelme és a tracheostomiás tubus biztonság érdekében.
 - Új Profile®, Soft-Seal® mandzsetta, mely kisebb méretű és simább felszínű a könnyebb bevezethetőség érdekében.
 - A tompa, atraumatikus végű obturátor vezetőlátóval illetve anélkül is egyaránt használható, és még inkább megkönnyíti a bevezetést. Az obturátor tartókapcsai megakadályozzák az obturátor elmozdulását a bevezetés során.
 - Kék mandzsettalefűző vezeték és próbabilion beépített Luer-szeleppel a mandzsetta felüljárása és ellenőrzésére.

- 3 Aby utatvíz wprowadzenie, można nalożyć na zewnętrzną powierzchnię rurki i korcówkę mandrynu niewielką ilość rozpuszczonego w wodzie środka przeciwgrzybiczego.

- 4 Wprowadzić rurkę tracheostomijną postępując zgodnie z aktualnie zaakceptowanymi technikami medycznymi i wysunąć mandryn.
- 5 Wyjąć mankiet (jeśli jest stosowany) minimalną ilością powietrza zapewniającą skuteczne uszczelnienie.
- 6 Przymocować rurkę tracheostomijną używając taśm bawełnianych lub opaski do rurki tracheostomijnej Portex® (100/503/200), jeśli została dołączona.

- 7 Wprowadzić kanulę wewnętrzną (jeśli jest stosowana) do rurki tracheostomijnej. Upewnić się, że kanuła wewnętrzna została właściwie wprowadzona. Wyczuwalny powinien być niewielki tarczak wskazujący na właściwe umieszczenie kanuły.

UWAGA: Kanuła wewnętrzna powinna być natychmiast kontrolowana, czyszczona i wymieniana w regularnych odstępach czasu. Zająć prostokątną etykietkę „Patient Notes Label” z podklejką i naklejkę w dok umieszczenia pacjenta, co umożliwi zapisanie szczegółów dotyczących zastosowania rurki tracheostomijnej.

- 9 Zająć etykietkę Tracheostomy Flange Tag” z podklejką (zabijając okładkę wyciętą) zbliżyć na podł umieszczać na 15 mm łączniku rurki tracheostomijnej w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru zastosowanej rurki i w odpowiednich przypadkach ostrzeżenia personelu medycznego o zastosowaniu rurki z fenestracjami.

- 10 W zestawie dostarczone są dwie kanuły wewnętrzne, co umożliwia dalsze używanie jednej z nich podczas czyszczenia drugiej.
- 11 Przed wprowadzeniem/ponownym wprowadzeniem sprawdź kanulę wewnętrzną i wyrzucić ją w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Dostępnie są wymienne kanuły wewnętrzne (100/850).

W przypadku używania zestawu do wymiany rurki tracheostomijnej z prowadnicą, należy wykonać następujące procedury dodatkowe.

- 12 Sprawdzić, czy prowadnica przechodzi gładko przez mandryn nowej rurki tracheostomijnej.
- 13 Wprowadzić prowadnicę do zamocowania rurki tracheostomijnej zaczynając od końcówki „J” i przesuwać prowadnicę do momentu wprowadzenia co najmniej 10 cm jej długości do rurki tracheostomijnej i tchawicy.

- 14 Potwierdzić swobodną ruchomość prowadnicy w rurce tracheostomijnej.

- 15 Usunąć założoną rurkę tracheostomijną, a następnie przytrzymując wolny koniec prowadnicy palcem wskazującym i kciukiem, co ma zapobiec uszkodzeniu prowadnicy, wprowadzić nową rurkę tracheostomijną po prowadnicy do tchawicy.

- 16 Usunąć mandryn i prowadnicę, pozostawiając rurkę tracheostomijną w tchawicy; następnie przymocować rurkę tracheostomijną za pomocą dostarczonej opaski do rurki tracheostomijnej Portex® (100/503/200).

- 17 Zaleca się, aby po wymianie rurki tracheostomijnej odesłać tchawicę i rurkę tracheostomijną, aby upewnić się, że drożność dróg oddechowych jest zachowana. Każde krwawienie występujące w wyniku wymiany rurki może spowodować powstanie skrzepu w drogach oddechowych i prowadzić do ich poważnego zatkania.

Używanie systemu Suctionaid®


- 1 Upewnić się, że po wprowadzeniu rurki port ssania umieszczony ponad mankietem znajduje się w tchawicy, a nie w tkankach przedtchawiczych co zapewnia jego prawidłowe działanie i zapobiega wypływowi wstrzykiwanego roztworu soli do płukania przez mnięci stomii.
- 2 Przy wypełnionym mankiecie podłączyć urządzenie do odsysania (strzykawkę lub sak niskociśnieniowy) do linii ssania poprzez zawór sterowania ssaniem i powoli aspirować wydzielinę do maksymalnej wartości podciśnienia 300 mm Hg.
- 3 Jeśli w trakcie odsysania napotkamy opór, przepłukać linię ssania sterylnym roztworem soli lub powietrzem i ponownie prowadzić ssanie. Jeśli opór podczas wstrzykiwania powietrza lub soli jest nadal wyczuwalny i wprowadzony płyn nie może zostać wydolany, może to oznaczać zablokowanie linii ssania i konieczność wymiany rurki tracheostomijnej lub zastosowania alternatywnych metod odsysania.
- 4 Po zakończeniu odsysania usunąć całkowicie urządzenie do odsysania łącznie z zaworem sterowania ssaniem i złożyć nasadkę na port typu Luer umieszczony na bliskim końcu linii ssania. Zawór sterowania ssaniem jest przeznaczony do stosowania dla jednego pacjenta i może być czyszczony przy użyciu sterylnego roztworu soli. Dostępne są także wymienne zawory sterowania ssaniem (100/515/200).
- 5 W przypadku stosowania stałego ssania niskociśnieniowego należy regularnie monitorować ciśnienie ssania. Jeśli ciśnienie ssania wzrośnie, odłączyć sak i przeprowadzić opisaną powyżej procedurę tak jak w przypadku powstania oporu w trakcie odsysania.

Övintézkedések

- 1 A lélegeztető rendszer minden csatlakozóját ellenőrizni kell a lélegeztetés kezdésekor majd utána rendszeresen. A csatlakozók szétkapcsolását a szék kapcsolóval ékei (100/555/000) lehet megkönnyíteni.
- 2 A betegneknél megfelelő páráslást kell alkalmazni (pl. Portex® Thermovent® T1 100/570/015) a tubus lumen pórkórosodásának csökkentése és a trachea nyálkahártya károsodásának megelőzése érdekében.
- 3 A tracheostomias tubus lumenének átjárhatóságát a kanül rendszeres lesválásával és- ha egy belső kanült használ- anak rendszeres tisztításával biztosítsa. A légutak átjárhatóságának fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki. Ajánlott használati idő: max. 30 nap.
- 4 A káros tüdőfűlés, illetve az elégtelen felújítás okozta aspiráció elkerülése érdekében a mandzsetta nyomását és térfogatát rendszeresen kell ellenőrizni, korrigálni kell és ezeket fel kell jegyezni.
- 5 A mandzsetta felújása során használt eszközökrenek tisztának és idegen anyagtól mentesnek kell lenniük. A felújásra használt eszközt használat után azonnal el kell távolítani a felújító szelepről, és a porvédő sapkát fel kell tenni. Behelyezés előtt ellenőrizésképpen fújja fel a mandzsettát.
- 6 Óvja a mandzsettát a sérüléstől, kerülje el az éles tárgyakkal való érintkezést.
- 7 A felújító szelep zavarhatja az MRI képmínőséget. Figyeljen arra, hogy a szelep a vizsgált területől minél messzebb helyezkedjen el.
- 8 Ügyeljen arra, hogy a belső kanült ne hurokolódjon vagy sérüljön meg tisztítás során, illetve hogy a sértült vagy hurokolódott belső kanült ne kerüljön vissza a tracheostomias tubusba.
- 9 Az eszköz behelyezése után ellenőrizze a tubus helyzetét és a tubus nyílásának helyét, pl. mellkasröntgen vizsgálatat.
- 10 Ha a Portex® tracheostomias tubust kórházon kívül használják, egészségügyi szakemberek kell tájékoztatnia a beteget az eszköz biztonságos használatáról és kezeléséről. Betegpótlást fűzet a Smiths Medical vévőszóglátától szereshető be.
- 11 A betegben lévő tubus hozzáférhető részeinek tisztítására kizárólag steril sóoldatot használjon. Ha eltávolította a tubust a betegből, akkor dobja ki.
- 12 Ne használjon érdes tisztító eszközöket a belső kanült tisztításához. Kizárólag a csomagban található tisztító keféit használja. A kefével a tracheostomias tubust tisztítani nem szabad.
- 13 A Blue Line Ultra® tracheostomias tubus és a belső kanül egyszerűhasználatos, bármely módszerrel való újratelítzésa tilos.
- 14 Ne változtassa meg a behelyezett tracheostomias tubus helyzetét, ha a mandzsetta fel van fűzve.
- 15 Ha a lesválásövön keresztül elvégzte a lesválást, a szívó eszközt (és a kontrollszelepet) távolítsa el, majd a lesválásövet zárja le a fertőzés veszélyének csökkentése érdekében.
- 16 **Figyelem:**
Az USA szövetségi törvényei alapján ezt az eszközt csak orvosnak vagy orvosi endelvényre szabad foglalmazni.

Használati utasítás

- 1 A bevezetés előtt ellenőrizze a mandzsettát és a felújító rendszer épégét.
- 2 Az eszköz bevezetése előtt ellenőrizze, hogy az obturátor a trachéacsok kioldása után enyhén csavarással elárváltható-e a tubusból. Ellenőrizze, hogy a belső kanült (ha van) beárváltható-e a tubusba és elárváltható-e onnan. Helyezze vissza az obturátort, és győződjön meg arról, hogy bepatant a helyére.



89

A belső kanül cseréje

- 1 Csatlakozassa le a tracheostomias tubust a lélegeztető rendszerrel.
- 2 Távolítsa el a régi belső kanült.
- 3 Helyezze be az új, vagy cserékanült.
- 4 Csatlakozassa a lélegeztető rendszerhez és ellenőrizze a rendszer biztonságát.
- 5 Tisztítsa meg vagy dobja el a régi belső kanült.

A belső kanült tisztítása

A belső kanült naponta, illetve nyakkal vagy szekréttummal való személyesítés esetén mindig azonnal tisztítandó! Ennek gyakorlatága a beteg egyéni igényeitől függ.

Tisztítás előtt mindig távolítsa el a belső kanült a tracheostomias tubusból.

- 1 15 percig áztassa a belső kanült steril sóoldatban vagy enyhén detergens oldatban.
- 2 Mozgassa a belső kanült a folyadékban, hogy a szekréttumok feloldódjanak. A csomagban lévő tisztító kefével tudja elárváltani a beszáradt vagy tapadó szekréttumokat.
- 3 Áztatás és tisztítás után steril sóoldattal öblítse át a belső kanült és a tisztító keféet.
- 4 Hagyja a kanült megszáradni, majd tisztán és szárazon, személyesítésdől mentesen tárolja.

Magyar

Portex® Egyszer használatos tracheatubus tartó HASZNÁLATI UTASÍTÁS

REF: 100/503/200

A tracheostomias tubus csatlakozóján mutatson az On irányába, majd:

- 1 Fújja meg a tubus tartót és tartsa úgy, hogy a Portex® logo az ellenkező oldalon legyen.
- 2 Nyissa szét az egyik keskeny Velcro pántot (A) és fűzze át a tracheostomias perem (B) mögött a bal oldali résen.
- 3 Hajtsa vissza a keskeny pántot (A) és rögzítse a széles szalaghoz.
- 4 Tegye a tartót a beteg nyaka mögé és ismétlje meg a 2. és 3. pontot a jobb oldalon.
- 5 Állítsa be a tartót a széles Velcro pánt (D) segítségével a beteg méretére, győződjön meg arról, hogy a tartó biztonságosan van összehívva.

Egy méret minden felhőt számára.

A Smiths formatervezési minta, Portex, Profile, Soft-Sp, Suctionaid, Blue Line Ultra és a Thompson a Smiths Medical cégszövőd védjegye. Az * jel azt jelzi, hogy a védjegyet a vonalgyártó az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyi Hivatalában és egyes más országokban. Az összes többi említtett név és Picco a megjelölt tulajdonos márkaneve, védjegye vagy szolgáltatásnéve. © 2006 Smiths Medical cégszövőd. Minden jog fenntartva. A „Velcro” a Velcro Industries B.V. védjegye.

91

- 7 Ne használja a tracheostomias tubust kóros felső légúti anatómial viszonyokkal rendelkező betegnél, mivel ez a légutak részleges vagy teljes elzáródásához vezethet.
- 8 Ha a tracheostomias csere készlet használatakor a vezetődórt megsejrtül, az eljárás folytatása nehézségelbe ütközhet. Ilyen esetekben csak akkor szabad folytatni, ha a) a sérült szakasz előre toltathó a tracheába, és b) a sérítésen szakszr elegendő hosszúságú ahhoz, hogy az obturátornak ne kelljen áthaladni a sértült szakaszon. Ha a vezetődórt így nem mentheti meg, vagy bármilyen kétféle mentél fel a sértült vezetődórt használatával kapcsolatban, akkor új tracheostomias csere készletet és vezetődórt kell használni.
- 9 Ne használjon síkosítót a belső kanülön, mivel ez eltávolíthatja a belső kanült, és gátolhatja a tubusban való bentmaradását.
- 10 Ha nem tudja a belső kanült eltávolítani a tubusból, ne próbálja erővel kihúzni. Ilyen esetben a belső kanült és a tubust együtt távolítsa el, és helyezzen be új tubust és új belső kanült.
- 11 Ha belső kanült használt, ellenőrizze, hogy átmérője és hossza is megfelelően a tracheostomias tubusnak. Mérétpélesek találhatók a tubus peremén, a csomag címkéjén és a betegcímken, ezek segítenek a megfelelő méretű belső kanült kiválasztásában. Csak a Portex® Blue Line Ultra® termékcsaláddal együtt alkalmazható belső kanült használjon.
- 12 Nem megfelelő átmérőű belső kanült használata megnegheztheti annak behelyezését, vagy fölőlegetesen gátolja a gáz áramlást. A túl hosszú belső kanült káros a külső tubusból, mely a trachea sérüléséhez vagy elzáródásához vezethet. Túl rövid belső kanült használata nyák felhalmozódásához vezethet, mely fertőzést vagy elzáródást okozhat.
- 13 A tracheostomias tubusokat a beteg igényeinek megfelelően, rendszeresen cserélni kell.
- 14 A belső kanült használata 1,5 mm-rei csökkenteni a légút átmérőjét (kivéve a 6 mm-es tracheostomias tubust, amelynél 1 mm-rei csökken a légút átmérője).
- 15 A lélegeztető rendszernek a tubus csatlakozójához való kapcsolásakor illetve utána kerülje nagy, csavaró vagy tengelyirányú erők alkalmazását, mivel ez véletlen szétkapcsolódásához vagy elzáródásához vezethet.
- 16 A vezetődórt tracheostomias tubusba való behelyezésekor a pros.-J”-csúcsa kiegészítő mindig legyen elárválva, a kiegészítő belélegzésének veszélye miatt. Mindig a megfelelő csere készletet használja (100/820).
- 17 Közvetlenül a mandzsetta leengedése előtt zárja le a mandzsetta fölötti összeyílt váládékot, hogy a mandzsetta leengedése után ne juthasson váládék a tüdőbe.
- 18 Ha a mandzsetta le van engedve, ne végezzen átmosást, illetve lesválást a lesváló csövön keresztül, mivel a folyadék így a tüdőbe juthat.
- 19 Ne használjon ezzel az eszközzel dekanüliációs sapkát. A dekanüliációs sapka csak ablakos tracheostomias tubusnál használható.
- 20 Ha a tracheostomias tubus behelyezéséhez rendszeresített táglót alkalmaz, használat előtt győződjön meg arról, hogy a tágló nagyobb erő kiejtése nélkül behelyezhető a tubusba és kihúzható onnan.
- 21 A lesválási lumenet hangképzésre használja, kerülje túl nagy nyomás alkalmazását, illetve a magas oxigén áramlást a trachea sérülésének elkerülésére.
- 22 Új stoma esetén a lesválási lumen nem használható hangképzésre, mivel a beszédhez szükséges levegő a stomán keresztül távozzhat, meggátolva a beszédet, illetve sebessé emphysemát okozhat.
- 23 A lesválási lumen nem használható hangképzésre felső légúti obstrukcióban szenvedő betegcímknél, mivel a levegő a sürgősségi térben nyomásfokozódást okozhat.
- 24 A Suctionaid® használata mellett is szükség van a rutin endobronchiális lesválásra és a szájhigiéniés beavatkozásokra.
- 25 Ne tegyen be belső kanült, ha a tracheostomias tubust olyan csatlakozóval használja, mely drékszerű, és belül a csatlakozó lumenébe előrenyúló frissgáz-csövet tartalmaz (pl. Norman-könyök). Az előrenyúló frissgáz-cső elzárhatja a belső kanült, gátolva a kilégzést és barotraumat. Illetve hipoxiát okoz.

88

- 3 A behelyezés megkönnyítésére kis mennyiségű, vízben oldódó síkosítót tehet a külső tubusra és az obturátor csúcsára.
- 4 A szokásos orvosi gyakorlatnak megfelelően helyezze be a tracheostomias tubust, majd távolítsa el az obturátort.
- 5 A mandzsettát (ha van) a hatékony lezáráshoz szükséges legkevésbé levegővel fújja fel.
- 6 Rögzítse a tracheostomias tubust gécsíkkal vagy (ha van) Portex® tracheostomias tubusaróval (100/503/200).
- 7 Helyezze be a belső kanült (ha van) a tracheostomias tubusba. Győződjön meg arról, hogy a belső kanült biztosan a helyén van. Kiseb pattanás jezi a megfelelő helyzetet.
- MEGJEZTÉS: A belső kanült utánserében, rendszeres időközönként kell ellenőrizni, tisztítani, illetve cserélni.**
- 8 Távolítsa el a négyesőgleres „betegcímknét” a háláról, és tegye be a beteg dokumentációjába, a felhasznált tracheostomias tubus adatainak regisztrációjá végett.
- 9 Távolítsa el a tracheostomias peremcélulár” a háláról (a kör alakú kivágott rész eltávolításával), hajtsa félbe és tegye a tubus 15 mm-es csatlakozójára a felhasznált tubus méretének jeltésére, illetve amennyiben szükséges, figyelmeztetése a kezelő személyeztet, hogy a blakos tubust használt.
- 10 A csomagban két belső kanült van, így az egyik tisztítása közben a másik használható.
- 11 Ellenőrizze a belső kanült be- illetve visszahelyezése előtt, ne használja, ha meg vannak törve, vagy sértültek. Csere belső kanüllal külön is rendelkezhető (100/850).

Amennyiben a tracheostomias csere készletet vezetődórtat használja, további teendői vannak.

- 12 Győződjön meg róla, hogy a vezetődórt ellenállás nélkül jut át az új tracheostomias tubus obturátorán.
- 13 Helyezze a vezetődórt a bent lévő tracheostomias tubus „J” csúcsába, majd tolja előre a vezetődórtot, úgy, hogy min. 10 cm-nyi a tubusban és a tracheában legyen.
- 14 Ellenőrizze a vezetődórt szabad mozgását a tracheostomias tubusban.
- 15 Távolítsa el a bent lévő tracheostomias tubust, majd miközben a vezetődórt épégénak ellenőrzésére a szabad végét a mutatójúja közé veszi, tolja előre az új tracheostomias tubust a vezetődórtot a tracheába.
- 16 Távolítsa el a táglót és a vezetődórtot a tracheostomias tubus helybentartásával, majd rögzítse a tracheostomias tubust a mellékelt Portex® tracheostomias tubus tartóval (100/503/200).
- 17 A tracheostomias tubus cseréje után ajánlott a tracheát és a tubust lesválni a légutak átjárhatóságának biztosítása érdekében. A tubus cseréje okozta vérzés következtében alvadék alakulhat ki a légutakban, melynek súlyos légúti elzáródást lehet a következménye.


A Suctionaid® használata

- 1 Ellenőrizze, hogy a bevezetés után a mandzsetta feletti lévő lesváló csatlakozója a tracheában és nem a pre-trachealis szöveteik között helyezkedik el, ezzel biztosítsa megfelelő működését, és megakadályozza, hogy az obító sóoldat kifolyjon a stoma helyén.
- 2 A mandzsetta felújít állapotba mellett csatlakoztassa a lesváló lesválást (főcsendőt) vagy alacsony nyomású szívót a lesválócsőbe, a lesváló ellenőrző szelep segítségével. Ezután legfeljebb 300 Hgmm-es negatív nyomással szívja le lassan a váládékokat.
- 3 Ha a lesválás alatt ellenállást tapasztal, öblítse át a lesválócsövet steril sóoldattal (vagy levegővel), majd folytassa a lesválást. Ha a levegős vagy sóoldatos átmosás után is ellenállást tapasztal, és az átmosó folyadék nem nyervehető vissza, a lesválócső eltávolítható. Ilyen esetben a tracheostomias tubust ki kell cserélni, vagy más lesváló módszer kell alkalmazni.
- 4 A lesválás befejeztével távolítsa el a lesváló eszközt (az ellenőrző szeleppel együtt), és zárja le a lesválócső proximális Luer-csatlakozóját. A lesváló ellenőrző szelep kizárólag egy betegnél használható, és steril sóoldattal tisztítható. Csere szelepek külön rendelkezhetők (100/515/200).

A folyamatos, alacsony szintű szívást alkalmaz, rendszeresen ellenőrizze a nyomást. Ha a szívási nyomás növekszik, távolítsa el a lesváló, és a fenti, ellenállás jelentkeése esetén alkalmazando eljárást végezze el.

90

 English Do Not Reuse	Deutsch Nicht zur Wiederverwendung	Dansk Må ikke genanvendes	Español No reutilizar
Attention: see instructions for use	Achtung: bitte Gebrauchsanleitung beachten	OBS! Se brugsanvisningen	Atención: ver instrucciones de uso
 Sterilised using ethylene oxide	Sterilisation mit Ethylenoxid	Steriliseret med ethylenoxid	Método de esterilización utilizando óxido de etileno
Batch Code	Chargerbezeichnung	Batchcode	Código de lote
Date of Manufacture	Herstellungsdatum	Fremstillingsdato	Fecha de fabricación
Use by	Verwendbar bis	Anvendes inden	Fecha de caducidad
Keep away from sunlight	Vor Sonnenlicht schützen	Må ikke udsættes for sollys	Manténgase lejos de la luz solar
Keep dry	Trocken aufbewahren	Opbevarer tørt	Manténgase en lugar seco
Catalogue Number	Bestellnummer	Katalognummer	Número de catálogo
Cuff Resting Diameter	Cuffdurchmesser (nicht gefüllt)	Manchettens hvilediameter	Diámetro del balón en reposo
Caution: Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Vorsicht: In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden.	Forsigtig: Ifølge amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller på ordination af en læge.	Precaución: Las leyes federales de EE.UU. restringen la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción facultativa.
Latex Free	Latexfrei	Latexfri	Sin látex
Do not use if package is damaged.	Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.	No utilizar si el envase está dañado.
Quantity	Menge	Antal	Cantidad

 Nederlands Niet opnieuw gebruiken	Português Não reutilizar	Svenska Får inte återanvändas
Opgelet: Zie gebruiksaanwijzing	Atenção: ver de instructões de utilização	OBS! se bruksanvisningen
Gesteriliseerd met ethyleenoxide	Esterilizado utilizando óxido de etileno	Steriliserad med etylenoxid
Batchcode	Código de série	Batchkod
Fabricagedatum	Data de fabrico	Tilværkningsdatum
Te gebruiken voor	Utilizar até	Använd före
Niet blootstellen aan zonlicht	Manter afastado da luz solar	Skyddas för solljus
Droog houden	Manter seco	Förvaras torr
Catalogusnummer	Número de catálogo	Katalognummer
Diameter cuff in rust	Diâmetro da braspoleira em repouso	Kuffens vilodiameter
Let op: Klachten de nationale wetgeving (van de VS) mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.	Precaução: A lei federal dos E.U.A. restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante receita médica.	Försiktighet: Enligt amerikansk federal lagstiftning får denna produkt endast säljas av eller på order av läkare.
Latexvrij	Sem látex	Latexfri
Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.	Não utilizar se a embalagem estiver danificada.	Får inte användas om förpackningen är skadad.
Amount	Quantidade	Kvantitet

 Français Ne pas réutiliser	Ελληνικά Μην επαναχρησιμοποιείτε	Italiano Non riutilizzare	Norsk Til engangsbruk
Attention: Voir le mode d'emploi	Προσοχή: δείτε τις οδηγίες χρήσης	Attenzione: vedere le istruzioni per l'uso	OBS: se bruksanvisning
Sterilisé à l'oxyde d'éthylène	Αντισηπίζουμε με οξυγόνο οξείδου του αιθyleνίου	Método di sterilizzazione con ossido di etilene	Sterilisert med etylenoksid
Numéro de lot	Κωδικός παρτίδας	Codice del lotto	Kode for parti
Date de fabrication	Αριθμός παρτίδας	Data di fabbricazione	Produktionsdato
Utiliser avant le	Χρησιμοποιήστε πριν	Utilizzare entro	Brukes innen
Conserver à l'abri de la lumière du soleil	Διατηρείται μακριά από το ηλιακό φως	Tenere al riparo dalla luce solare	Oppbevar utenfor direkte sollys
Conserver au sec	Na dampptett og tørt	Tenere all asciutto	Oppbevar tørt
Número de catalogue	Αριθμός καταλόγου	Numero di catalogo	Katalognummer
Diámetro del balónnet au repos	Διάμετρος διαστάσεων σε ηρεμία	Diámetro cuffa sgonfia	Cuff hvileende diameter
Attention: La législation fédérale américaine n'autorise la vente de ce produit que sur prescription médicale.	Προσοχή: Η νομοθεσία ομοσπονδιακή των ΗΠΑ επιτρέπει την πώληση αυτού του προϊόντος μόνο με ιατρική συνταγή.	Attenzione: La legge federale (U.S.A.) limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione medica.	Forsiktighet: Etter amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges av eller på lege eller bestilles av en lege.
Sans latex	Χωρίς λάτεξ	Senza lattice	Uten latex
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.	Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.	Non utilizzare se la confezione è danneggiata.	Må ikke brukes hvis emballagen er ødelagt.
Quantity	Ποσότητα	Quantità	Antall

 Suomi Ei saa käyttää uudelleen	Český Nepoužívejte opakovaně	Polski Nie używać ponownie	Magyar Újra felhasználni tilos!
Huomio! tutustu käyttöohjeisiin	Pozor! přečtěte si návod k použití	Uwaga. Patrz instrukcja stosowania	Figyelem, ld. a használati utasítást
Steriloitu etyleenoksidilla	Sterilizováno etylenoxidem	Sterilizzato con ossido di etilene	Etílen-oxidál sterilizálva
Eräkkoodi	Číslo šarže	Numer serii	Gyártási szám
Valmistusajvä	Datum výroby	Data produkcji	Gyártás dátuma
Käytettävä ennen	Použítelné do	Zużyć przed	Felhasználandó
Suojattava auringonvalolta	Nevytvářejte slunečního světla	Chronić przed światłem	Napfénytől védve tartandó
Pidetävä kuivana	Uchovávejte v suchu	Chronić przed wilgocią	Szárazon tartandó
Luetelönnumero	Katalogové číslo	Numer katalogowy	Katalógusszám
Mansetin läpimitta leposennoissa	Průměr manžety v uvolněním stavu	Średnica spoczynkowa mankietu	Mandzseta-átmérő nyugalmi helyzetben
Huomautus: Yhdysvaltain lain mukaan tämän välineen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.	Upozornění: Podle federálních zákonů USA je prodej tohoto nástroje povolen pouze lékařem nebo na lékařský předpis.	Ostrzeżenie: Przepisy federalne (Stanów Zjednoczonych) ograniczają sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.	Vigyázat: Az Egyesült Államok törvényei értelmében ez az eszköz csak orvos által vagy orvos rendelvényre értékesíthető.
Latexsion	Neobsahuje latex	Nie zawiera lateksu	Latexmentes
Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut.	Nepoužívejte, je-li balení poškozeno.	Nie stosować, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone.	Ha a csomagolás sérült, ne használja.
Määrä	Množství	Liczba sztuk	Mennyiség

en Single use. Sterile unless unit container is opened or damaged. Destroy after single use. Do not resterilize.	nl Voor eenmalig gebruik. Steriel tenzij de doos geopend of beschadigd is. Vernietigen na eenmalig gebruik. Mag niet opnieuw worden gesteriliseerd.
de Einwegpackung. Steril, wenn die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Nach einmaligem Gebrauch vernichten. Nicht erneut sterilisieren.	pt Utilização única. Esterilizado enquanto a embalagem não for aberta ou danificada. Destruir após utilização única. Não reutilizar
da Til engangsbrug. Steril med mindre enhedens beholder åbnes eller beskadiges. Bortskaf efter engangsbrug. Må ikke steriliseres igen	sv Engångsartikel. Steril tills förpackningen öppnats eller skadats. Förstör efter en användning. Sterilisera inte på nytt.
es De un sólo uso. Estéril a menos que el envase unitario esté abierto o dañado. Destruir después de un sólo uso. No volver a esterilizar.	fi Kertakäyttötuote. Steriili kunnes yksittäispakkaus avataan tai vaurioituu. Hävitettävä yhden käyttökerran jälkeen. Älä steriloi uudestaan.
fr A usage unique. Stérile sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé. A détruire après usage unique. Ne pas restériliser.	cs K jednorázovému použití. Sterilní do otevření či poškození obalu. Po použití zlikvidujte. Nesterilizujte opakovaně.
el Μίας χρήσης. Αποστειρωμένο εκτός εάν η συσκευασία στην οποία περιέχεται είναι ανοιχ τή ή κατεστραμμένη. Καταστρέφεται μετά από μία χρήση. Δεν αποστειρώνεται πάλι.	pl Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku. Produkt sterylny, jeśli pojemnik nie został otwarty lub uszkodzony. Zniszczyć po jednorazowym użyciu. Nie sterylizować ponownie.
it Monouso. Sterile a meno che il contenitore dell'unità non risulti aperto o danneggiato. Distruggere dopo l'uso. Non risterilizzare.	hu Egyszer használatos eszköz. Zárt és sértetlen csomagolás esetén steril. Felhasználás után semmisítse meg. Ne sterilizálja újra.
no Til engangsbruk. Steril så lenge enheten er uåpnet og uskadd. Destrueres etter engangsbruk. Må ikke resteriliseres.	